

# Contenedores criogénicos

## Conservación y transporte de muestras biológicas en nitrógeno líquido

### Contenedores Criogénicos

- Almacenamiento de criotubos y crioviales en nitrógeno líquido, organizados en gradillas y racks.
- Racks de acero inoxidable y gradillas en policarbonato incluidas.
- Estructura en aluminio.
- Bajo consumo de nitrógeno líquido.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Perdida/día litros	Capacidad gradillas	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
<b>8420031</b>	35	461x748	125	0,36	30x25	750	14,6	<b>1.405,00 €</b>
<b>8420033</b>	65	681x765	216	0,78	24x100	2400	38,3	<b>3.896,00 €</b>
<b>8420035</b>	95	681x774	216	0,97	30x100	3000	41,3	<b>4.372,00 €</b>
<b>8420037</b>	175	681x1060	216	0,95	60x100	6000	53,8	<b>6.867,00 €</b>

#### Accesorios

<b>8420105</b>	Carro con ruedas para contenedor de 30-50 litros						<b>603,00 €</b>
<b>8420106</b>	Carro con ruedas para contenedor entre 65 a 120 litros						<b>603,00 €</b>
<b>8420107</b>	Carro con ruedas para contenedor 175 litros						<b>637,00 €</b>
<b>8420108</b>	Gradilla policarbonato para 25x2ml						<b>6,70 €</b>
<b>8420109</b>	Gradilla policarbonato para 81x2ml						<b>8,70 €</b>
<b>8420110</b>	Gradilla policarbonato para 100x2ml						<b>8,70 €</b>
<b>8420112</b>	Guante de 32cm para LN2						<b>91,00 €</b>
<b>8420114</b>	Guante de 45cm para LN2						<b>104,00 €</b>
<b>8420116</b>	Guante de 72cm para LN2						<b>171,00 €</b>
<b>8420118</b>	Regla para nivel 1000mm						<b>36,00 €</b>
<b>8420120</b>	Regla para nivel 600mm						<b>57,00 €</b>



### Contenedores criogénicos para transporte

- Económicos y prácticos, contenedores de transporte para muestras en nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.
- Para alojar canistiers con crioviales de 0,25 y 0,5ml.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Pérdida/día litros	Cestos Incluidos	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
<b>8420060</b>	2	204x428	35	0,08	3	25x120	2,6	<b>558,00 €</b>
<b>8420062</b>	3	223x435	50	0,12	6	38x120	3,1	<b>605,00 €</b>
<b>8420064</b>	6	300x482	50	0,12	6	38x120	4,8	<b>620,00 €</b>

#### Accesorios

<b>8420169</b>	Soporte crioviales 3x2ml						<b>14,90 €</b>
<b>8420168</b>	Soporte crioviales 6x2ml						<b>24,50 €</b>



### Contenedores de nitrógeno líquido para almacenamiento

- Contenedores estáticos para nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Pérdida/día litros	Capacidad gradillas	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
<b>8420066</b>	10	300x557	80	0,21	6	63x120	5,9	<b>834,00 €</b>
<b>8420067</b>	15	394x591	50	0,11	6	38x120	8,5	<b>1.027,00 €</b>
<b>8420068</b>	20	394x672	50	0,12	6	38x120	9,5	<b>1.134,00 €</b>