

Hornos

Hornos hasta 1000°C digital programable serie FX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300°C a 1.000°C.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800°C: 16 min. para FX-03 y FX-05
20min. para FX-12, FX-14 y FX-27
23 min. para FX-63



● 507314

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507303	FX-03	3	13x25x9	41x48x53	47	1,6kW	2.309,00 €
507305	FX-05	4,5	15x30x10	44x53x55	54	1,7kW	2.613,00 €
507312	FX-12	12	20x30x20	50x56x66	59	3,3kW	3.355,00 €
507314	FX-14	14	25x25x16	55x59x62	73	4kW	3.875,00 €
507327	FX-27	27	30x30x30	60x59x76	83	4,6kW	6.362,00 €
507363	FX-63	63	40x40x40	100x75x95	225	9kW	10.415,00 €

Hornos hasta 1200°C digital programable serie FHX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300°C a 1.200°C.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800°C: 16 min. FHX-03 y FHX-05.
20min. FHX-12, FHX-14 y FHX-27.
23 min. FHX-63.
- Incluye placa cerámica.



● 507863

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507803	FHX-03	3	13x25x9	41x48x53	47	1,6kW	2.619,00 €
507805	FHX-05	4,5	15x30x10	44x53x55	54	1,7kW	3.019,00 €
507812	FHX-12	12	20x30x20	50x56x66	59	3,3kW	4.307,00 €
507814	FHX-14	14	25x25x16	55x59x62	73	4kW	4.432,00 €
507827	FHX-27	27	30x30x30	60x59x76	83	4,6kW	7.582,00 €
507863	FHX-63	63	40x40x40	100x75x95	225	9kW	12.802,00 €

Accesorios

507370	Placa cerámica para horno 3 litros	59,90 €	507374	Placa cerámica para horno 27 litros	106,00 €
507371	Placa cerámica para horno 4,5 litros	59,90 €	507375	Placa cerámica para horno 63 litros	209,00 €
507372	Placa cerámica para horno 12 litros	78,00 €	507376	Guantes protección 1000°C 350mm	Consultar
507373	Placa cerámica para horno 14 litros	78,00 €	507377	Guantes protección 1000°C 450mm	Consultar