

Sillas altas con respaldo, aro reposapiés regulable y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 450 y 650mm y respaldo 790 y 1050mm.
- Aro reposapiés de aluminio regulable en altura.
- Se suministran en los colores indicados y con ruedas (otros colores de tapizado o topes deslizantes, mismo precio).



● 73601



● 73611



● 73610



● 73640



● 73652

73601 Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø 211,40 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73600 Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø 213,50 €

- Tapizado PP antiestático color azul.
- Con ruedas.

73611 Silla con respaldo, asiento anatómico 266,30 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Con ruedas.

73610 Silla con respaldo, asiento anatómico 268,50 €

- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado PP antiestático color azul.
- Con ruedas.

73612 Silla con respaldo, asiento regulable profundidad 288,60 €

- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado en goma inyectada, poliuretano negro.
- Con ruedas.

Sillas altas con respaldo, aro reposapiés y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 530 y 650mm y respaldo 860 y 1050mm.
- Base de 5 radios, aro reposapiés y ruedas de 50mm.
- Se suministran en los colores indicados y con ruedas (otros colores de tapizado o topes deslizantes, mismo precio).

73641 Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø 132,40 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73640 Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø 134,50 €

- Tapizado PP antiestático color azul.
- Con ruedas.

73651 Silla con respaldo, asiento anatómico 177,50 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Con ruedas.

73650 Silla con respaldo, asiento anatómico 179,60 €

- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado PP antiestático color azul.
- Con ruedas.

73652 Silla con respaldo, asiento regulable profundidad 275,20 €

- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado en goma inyectada, poliuretano negro.
- Con ruedas.

Mobiliario de laboratorio

Taburetes para laboratorio

- Estructura metálica en tubo de acero con 5 patas.
- Asiento regulable en altura por husillo central.
- Asiento redondo de 330mm Ø.
- Altura de asiento regulable entre 550 y 700mm.
- Color de asiento negro (otros colores bajo solicitud).

73504 Taburete 5 patas regulable por husillo 88,00 €

- Asiento en polipropileno negro.

73505 Taburete 5 patas regulable por husillo 118,00 €

- Asiento en poliéster color negro.



● 73504

Sillas superaltas con respaldo y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 610 y 800mm .
- Base de 5 radios, aro reposapiés y ruedas de 50mm.
- Se suministran en los colores indicados y con topes deslizantes.

73668 Silla con respaldo, asiento anatómico 182,00 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Aro reposapiés fijo.

73667 Silla con respaldo, asiento anatómico 275,00 €

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Aro reposapiés regulable.



● 73668

● 73667

Taburetes para laboratorios en salas limpias

- Adecuados para laboratorios biológicos S1, S2 y S3.
- Adaptado para sala limpia clase 3 según DIN EN ISO 14644-1.
- Adaptado para Clase 1 según US Federal Estándar 209E.
- Para uso en laboratorio de industria farmacéutica, investigación, tecnología médica, biotecnología BSL1, 2 y 3.
- Cumplimiento de la norma DIN 68877 y GS.
- Diseño sin huecos facilitando la limpieza.
- Lavable y resistente a desinfectantes.
- Asiento regulable en altura en continuo.
- Asiento en cuero sintético o espuma integral en color blanco.
- Otros colores disponibles: azul, gris, menta, negro y rojo.

73626 Taburete sin respaldo 296,00 €

- Con base redonda con 5 ruedas.
- Altura regulable del asiento a gas entre 450 y 650mm.

73628 Taburete con respaldo y ruedas 526,00 €

- Base forma estrella con 5 ruedas.
- Regulación de altura del respaldo.
- Altura regulable del asiento a gas entre 400 y 510mm.

73629 Taburete con respaldo y ruedas 695,00 €

- Base forma estrella con deslizadores y reposapiés.
- Regulación de altura del respaldo.
- Altura regulable del asiento a gas entre 550 y 800mm.



● 73626

● 73628



● 73629

Taburetes con respaldo para salas limpias

- Clase 3 de emisión de partículas según EN ISO 14644-1.
- Cuero sintético con asiento de color azul.
- Base en polipropileno.
- Con ruedas.

73624 Silla baja con ruedas 277,00 €

- Altura del asiento regulable: 450-650mm.

73625 Silla alta con aro reposapiés y ruedas 384,00 €

- Altura del asiento regulable: 560-810mm.

