

Sistema de aspiración por vacío

162110 Sistema de aspiración SAFEVAC 1.055,00 €

- Sistema de aspiración por vacío, para su dispensación posterior.

Aplicaciones

- Medios para cultivo celular.
- Extracción DNA.
- Lavado de microplacas, o para separación o recuperación de líquidos.
- Extracción de sobrenadante después de centrifugación, etc.
- Bomba de vacío integrada con regulación de velocidad.
- Conectores de cierre automático para evitar aerosoles o fugas.
- Sensor de nivel.
- Depósito, tubería, boquilla y asa autoclavables.
- Rango de vacío regulable: 0 a 600 mbar.
- Caudal de bomba de vacío: 8 litros/min.
- Aspiración de líquidos regulable: 1-15ml/seg.
- Dispensador monocanal y multicanal de 8 posiciones
- Nivel de ruido: < 55dB.
- Capacidad del depósito: 4 litros.
- Dimensiones: 180x240x450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 162110

162105 Sistema de aspiración ECOVAC 555,00 €

- Sistema de aspiración a vacío con seguridad para líquidos biológicos.
- Botellón de 2 litros de capacidad (botellón de 1 litro opcional).
- Con modo de aspiración manual o en continuo ajustable.
- Motor libre de mantenimiento silencioso.
- Todas las partes en contacto con el líquido son autoclavables.
- Filtro hidrófobo para evitar contaminación por aerosoles y líquidos.
- Rango de vacío regulable: 0-500mbar.
- Velocidad de aspiración: 15 litros/minuto (aire).
- Rango de aspiración líquidos: 17ml/s.
- Dimensiones 180x240x340mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,8kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 162105

| Referencia | Descripción | Vacío | Caudal ml/s | Depósito | Importe |
|------------|-------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 162110 | SAFEVAC | 0-500mbar | 17ml/s | 2 litros | 1.055,00 € |
| 162105 | ECOVAC | 0-600mbar | 1-15ml/s | 4 litros | 555,00 € |

Accesorios para ECOVAC y SAFEVAC

| | | |
|--------|--|-----------|
| 162113 | Boquilla aspiración Ø 1,5mmx40mm | 8,00 € |
| 162114 | Boquilla aspiración Ø 1,5mmx120mm | 8,00 € |
| 162118 | Boquilla aspiración Ø 2,5mmx40mm | 8,00 € |
| 162119 | Boquilla aspiración Ø 2,5mmx120mm | 8,00 € |
| 162115 | Cabezal con 8 canales para boquillas 1,5mm | 20,25 € |
| 162123 | Cabezal con 8 canales para puntas 200µl | 12,00 € |
| 162124 | Adaptador punta de 200µl | 6,00 € |
| 162125 | Adaptador punta de 1000µl | 10,00 € |
| 162116 | Depósito de 1 litro para Ecovac | Consultar |
| 162117 | Adaptador para depósito de 1 litro para Ecovac | Consultar |



● 1022492

