
Lámparas UV con filtro



- Lámparas UV de alta intensidad con filtro.
- 3 versiones de longitud de onda disponibles: 254, 312 y 365nm.
- También disponibles combinadas: con dos tubos de diferente longitud de onda.
- Durabilidad del filtro de 365 y 312 nm (ilimitada) y del filtro de 254nm (3.000 horas).
- Carcasa en aluminio.
- Reflector para optimizar la radiación UV.

Aplicaciones

254nm: Biología molecular, fluoroquímica, análisis de pesticidas, micología, proteínas, toxicología, etc.
312nm: Biología molecular, electroforesis DNA/RNA.
365nm: Biología molecular, fluoroquímica, ánalisis de pesticidas, identificación bacteriana, titración, cultivos, TLC, lípidos, contaminación alimentaria, etc.



Referencia	Modelo	Tubos W	Long.Onda nm	Importe
58360	VL-6L	1x6W	365nm	**585,00** €
58361	VL-6C	1x6W	254nm	**585,00** €
58362	VL-6LC	2x6W	365+254nm	**598,00** €
58374	VL-215L	2x15W	365nm	**980,00** €
58375	VL-215M	2x15W	312nm	**980,00** €
58376	VL-215C	2x15W	254nm	**980,00** €
58377	VL-215LC	2x15W	365+254nm	**1.010,00** €
58378	VL-215LM	2x15W	365+312nm	**1.010,00** €
58379	VL-215MC	2x15W	312+254nm	**1.010,00** €



Soportes para lámparas		
58386	Soporte de mesa para VL-6	**185,00** €
58387	Soporte mesa para VL-115 y VL-215	**225,00** €
58388	Soporte de mano para VL-6	**99,80** €

Protección UV		
58614	Gafas protección UV	**92,50** €
58616	Protector facial UV	**191,00** €

Tubos UV de repuesto		
VLT6C	Lámpara 6W 254nm	**66,00** €
VLT6L	Lámpara 6W 365nm	**66,00** €
VL15C	Lámpara 15W 254nm	**77,00** €
VL15M	Lámpara 15W 312nm	**77,00** €
VL15L	Lámpara 15W 365nm	**77,00** €

Cámaras oscuras



● 58384

58384 Cámara oscura para TLC CN-6 **297,00 €**

- Cámara para TLC (cromatografía en capa fina).
- Para incorporar una o dos lámparas UV, tipo VL-6.
- Puerto de observación.
- Se suministra sin lámparas UV.

58330 Cámara oscura CN-15 ***Consultar***

- Se suministra con 4 lámparas UV de 15W de 254, 312 o 365nm o combinadas con 2 lámparas de 15W de dos diferentes longitudes de onda.
- Protección UV y protección ambiental.

Información para pedidos: *añadir al final de la referencia la longitud de onda deseada, ejemplo:* ***58330/254-365****.*

Referencia	Descripción	Importe
58330CL	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 254nm + 2 de 365nm	**2.045,00** €
58330LM	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 365nm + 2 de 312nm	**2.098,00** €
58330CM	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 254nm + 2 de 312nm	**2.098,00** €
58330C	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 254nm	**2.098,00** €
58330M	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 312nm	**2.186,00** €
58330L	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 365nm	**2.098,00** €

Lámparas UV sin filtro

- Lámparas germicidas para prevenir la contaminación en laboratorios, industria alimentaria o en centros sanitarios.
- Carcasa en aluminio.
- Lámparas a 254nm: destruyen bacterias, mohos, levaduras y virus.
- Reflector para optimizar la radiación UV.



Referencia	Modelo	Tubos W	Long. Onda nm	Importe
58325	VL-215G	2x15W	254nm	**644,00** €
58328	VL-330G	3x30W	254nm	**736,00** €
58335	VL-215BL	2x15W	365nm	**632,00** €
58347	VL-330BL	3x30W	365nm	**731,00** €

Radiómetros-UV

- Para realizar mediciones de la intensidad UV.
- Pantalla digital LCD de gran tamaño con 4 líneas de lectura.
- Rango de intensidad UV: 0-250J/cm^2.
- Rango de energía: 0-99999J/cm^2.
- Temporizador: 0 - 99 horas.
- Permite trabajar con sensores de 254, 312 o 365 nm (sensores no incluidos).
- Memoria para los valores de intensidad máxima y mínima.



58393 Radiómetro VLX **890,00 €**

Referencia	Descripción	Long.Onda nm	Importe
58396	Sensor de radiómetro	254	**865,00** €
58397	Sensor de radiómetro	312	**865,00** €
58398	Sensor de radiómetro	365	**865,00** €