INDELAB



- Estructura de acero laminado recubierto de epoxi de elevada resistencia química.
- Paredes laterales y frontal en poli metacrilato transparente.
- Carátula frontal con pantalla táctil TFT de 5", que permiten monitorizar el estado de trabajo y visualizar alarmas.
- Dos orificios practicables en la parte posterior, para introducción de sondas, etc.
- Iluminación interior LED, 800 lux.
- Filtro estándar de carbón activo A/C incluido (para vapores orgánicos).
- Filtros opcionales para ácidos, formaldehido, etc.
- Filtro HEPA opcional, para partículas,
- Zona de trabajo en vidrio templado resistente a ácidos, vapores, etc.
- Cubeta de retención para derrames.
- Potencia 84W.
- Voltaje 230V/50-60Hz.

Referencia	Descripción	Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Peso Kg.	Importe
508300	Cabina FlowLan GN	785x580x690	800x600x1000	64	**3.225,00** €
508304	Cabina FlowLan GN-EM	985x580x690	1000x600x1000	81	**3.727,00** €

Accesorios		
508320	Mesa soporte para cabina AIR-GN	**365,00** €
508324	Mesa soporte para cabina AIR- GN-EM	**418,00** €
508331	Filtro de carbón activo A/C para vapores orgánicos	**305,00** €
508333	Filtro de carbón activo A/F para formaldehído (precisaría 508340)	**404,00** €
508335	Filtro de carbón activo para ácidos	**398,00** €
508340	Motor auxiliar con kit de evacuación	**725,00** €
508341	Filtro HEPA	**376,00** €
508350	Bomba de aspiración para test filtros	**725,00** €
508327	Software	***Consultar***



● **508350**

INDELAB

Vitrinas de extracción de sobremesa FLOWLAN SV

Vitrinas de extracción fabricadas y testadas conforme a la Norma UNE **EN 14175**



- Estructura exterior en acero laminado recubierto de epoxi de elevada resistencia química.
- Interior en estratificado compacto de resinas polimerizadas de 5mm de espesor tipo F1.
- Zona de trabajo en granito pulido (opcionalmente en gres monolítico vitrificado o estratificado compacto).
- Ventana guillotina de policarbonato transparente con apertura vertical, alojada en marco metálico (ventana frontal en vidrio opcional).
- Panel frontal para el alojamiento de los mandos a distancia de los servicios agua, gas, bases eléctricas,…
- 2 bases eléctricas 10/16A y guardamotor en panel frontal.
- Módulo de aspiración de gases construido en carcasa y turbina de polipropileno. Protección IP55. 1500rpm, 0,5CV y 1250m³/h de caudal.
- Iluminación interior con lámpara estanca de LED.
- Anemómetro para control de velocidad de aspiración.
- Sistema de recogida de condensados a circuito exterior.
- Sistema de seguridad antiexplosión.

● **509500**



Unidad de control de aspiración FLOWLAN SV

- Control por microprocesador con pantalla digital alfanumérica.
- Parámetros indicativos y control de funciones:
  – Visualización de parámetros de velocidad.
  – Encendido y apagado del motor de extracción.
  – Encendido y apagado de la iluminación LED.
  – Alarma óptica y acústica por velocidad de aire insuficiente.
  – Alarma óptica y acústica por fallo del motor extractor.
  – Fecha y hora.

Opcional:

- Control digital de velocidad de aspiración con indicación en digital (bargraph).

Referencia	509400	509500	509600
Modelo	AIR.SVEP	AIR.SVEM	AIR.SVEG
Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto mm	1000x600x900	1300x600x900	1600x600x900
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto mm	1200x790x1460	1500x790x1460	1800x790x1460
Peso Kg	190	215	240
Voltaje		230V/50-60Hz	
Importe	**3.964,00** €	**4.447,00** €	**5.179,00** €



Guantes de laboratorio
Para protección química, mecánica, biológica y resistente a los virus.
Ver páginas 430-433.

Accesorios		
508410	Mesa soporte para AIR.SVEP	**458,00** €
508411	Mesa soporte para AIR.SVEM	**499,00** €
508413	Mesa soporte para AIR.SVEG	**595,00** €
508418	Grifo de agua mando a distancia	**147,00** €
508416	Grifo de gas mando a distancia	**147,00** €
508417	Pileta desagüe 15x15cm	**79,00** €
508432	Mueble inferior puerta 60x45x65cm	**270,00** €
508434	Mueble inferior cajón/puerta 60x45x65cm	**282,00** €
508436	Mueble inferior 4 cajones 60x45x65cm	**317,00** €
509410	Control de velocidad de aspiración con indicador digital (bargraph)	**477,00** €
509425	Bloque de filtración para vitrina	***Consultar***

LABOLAN, s.l.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED