Contenedores Criogénicos



- Almacenamiento de criotubos y crioviales en nitrógeno líquido, organizados en gradillas y racks.
- Racks de acero inoxidable y gradillas en policarbonato incluidas.
- Estructura en aluminio.
- Bajo consumo de nitrógeno líquido.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Perdida/ día litros	Capacidad gradillas	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
8420031	47	500x675	127	0,33	35x25	875	19,0	**1.655,00** €
8420033	65	681x765	216	0,78	24x100	2400	38,3	**3.896,00** €
8420035	95	681x774	216	0,97	30x100	3000	41,3	**4.372,00** €
8420037	175	681x1060	216	0,95	60x100	6000	53,8	**6.867,00** €

Accesorios

8420105	Carro con ruedas para contenedor de 30-50 litros	**603,00** €
8420106	Carro con ruedas para contenedor entre 65 a 120 litros	**603,00** €
8420107	Carro con ruedas para contenedor 95 litros	**637,00** €
8420108	Gradilla policarbonato para 25x2ml	**6,70** €
8420109	Gradilla policarbonato para 81x2ml	**8,70** €
8420110	Gradilla policarbonato para 100x2ml	**8,70** €
8420112	Guante de 32cm para LN2	**91,00** €
8420114	Guante de 45cm para LN2	**104,00** €
8420116	Guante de 72cm para LN2	**171,00** €
8420118	Regla para nivel 1000mm	**36,00** €
8420120	Regla para nivel 600mm	**57,00** €



Contenedores criogénicos para transporte



- Económicos y prácticos, contenedores de transporte para muestras en nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.
- Para alojar canistiers con crioviales de 0,25 y 0,5ml.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Pérdida/ día litros	Cestos Incluidos	Capacidad criotubos 0,5ml	Peso Kg	Importe
8420060	2	204x428	35	0,08	3	165	2,6	**558,00** €
8420062	3	223x435	50	0,12	6	792	3,1	**605,00** €
8420064	6	300x482	50	0,12	6	792	4,8	**620,00** €



Accesorios

8420169	Soporte crioviales 3x2ml	**14,90** €
8420168	Soporte crioviales 6x2ml	**24,50** €



Contenedores de nitrógeno líquido para almacenamiento

- Contenedores estáticos para nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Perdida/ día litros	Capacidad cestos	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
8420066	10	300x557	80	0,21	6	2244	5,9	**834,00** €
8420067	15	394x591	50	0,11	6	792	8,5	**1.027,00** €
8420068	20	394x672	50	0,12	6	792	9.5	**1.134,00** €