





Material fungible
de laboratorio

Archivadores de cassettes y bloques de parafina

Ver páginas 266-269.

- Archivadores metálicos.
- Archivadores de plástico.
- Archivadores de cartón



Archivadores de portaobjetos

Ver páginas 267-269.

- Archivadores metálicos.
- Archivadores de plástico.
- Archivadores de cartón



Macrotecas para preparaciones y bloques de parafina

Ver página 269.



Cajas para portaobjetos

Ver página 271.



Cajas de envío postal para preparaciones

Ver página 271.




Contenedores predispensados con formol tamponado

Ver página 281.



Archivadores para congeladores y ultracongeladores

Ver páginas 250-251.





Gradillas de plástico para microtubos 0,2ml, 1,5ml y 2ml

Ver páginas 242-247.





Gradillas de plástico para tubos 5ml, 10ml, 15ml y 50ml

Ver páginas 238-242.





Gradillas refrigeradas


Ver página 248-299.



Gradillas de cartón para tubos y microtubos

Ver páginas 242.






Asas de siembra calibradas, estériles.

- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en HIPS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106001	1µl	blanca	20	1000	**32,00** €
106001X	1µl	blanca	20	3000	**83,00** €
106001XL	1µl	blanca	20	10000	**270,00** €
106002	10µl	Azul	20	1000	**32,00** €
106002X	10µl	Azul	20	3000	**83,00** €
106002XL	10µl	Azul	20	10000	**270,00** €
100411	1µl	blanca	1	500	**35,00** €
100411XL	1µl	blanca	1	5000	**325,00** €
100412	10µl	Azul	1	500	**35,00** €
100412XL	10µl	Azul	1	5000	**325,00** €



● 106411




● 106006 ● 106007 ● 106009

Asas de siembra calibradas, estériles de doble uso.

- En un extremo con anilla de siembra y por el otro punta fina para recuento.
- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en PS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106006	1µl	blanca	20	1000	**42,00** €
106006XL	1µl	blanca	20	10000	**350,00** €
106007	10µl	Azul	20	1000	**42,00** €
106007XL	10µl	Azul	20	10000	**350,00** €
106009	1µl - 10µl	amarilla	20	1000	**42,00** €
106009XL	1µl - 10µl	amarilla	20	10000	**350,00** €



● 106012
● 106013
● 106014
● 106015

Espátulas para siembra

- Diseñadas para esparcir o dispersar en agar.
- Fabricadas en polipropileno autoclavable PP o en PS.
- Estériles.

Referencia	Dimensiones	Color/Material	Forma	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
651012	215x30mm	Azul PP		1	500	**115,00** €
651013	240x60mm	Amarillo PP		1	500	**184,00** €
651014	140x35mm	Azul PP	T	1	400	**79,00** €
711001	149X40mm	Blanca PP	L	1	400	**73,00** €
651010	149X40mm	Naranja PS	L	50	500	**85,00** €
651011	149X40mm	Naranja PS	L	1	500	**98,00** €

106334 Espátulas Drigalski en vidrio

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En vidrio borosilicato 145x50x5mm.
- Presentación: caja 10 unidades.



● 106334

106340 Espátulas Drigalski en acero inoxidable

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En acero inoxidable 203x33x4mm.
- Presentación: unitario

Referencia	Espatula	Ud/Caja	€/Caja
106334	Vidrio	10	**41,90** €
106340	Inoxidable	1	**20,80** €

Asas en platino de 1,3 o 5mm Ø (consultar)



● 106340

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 200mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra, lancetas o agujas fabricadas en cromo-níquel.

Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920007	Mango de Kolle	1	**5,25** €
920008	Asa de 2,5mm Ø x50mm	50	**15,75** €
920009	Aguja de 50mm de longitud	50	**15,75** €
920010	Lanceta de 50mm de longitud	50	**24,00** €



● 920009


● 920010



● 920008

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 255mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra de acero inoxidable.



● 920007


Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920027	Mango de Kolle	1	**11,50** €
920028	Asa de 5,0mm Ø x35mm de 7µl	100	**205,00** €

VIABANK

- Perlas de almacenamiento bacteriano VIABANK.
- Para almacenar durante largo tiempo microorganismos a baja temperatura.
- Las perlas pueden recuperarse en cualquier momento, mientras estén congeladas, para realizar cultivos frescos.
- Se presentan en colores: rojo, amarillo, verde, azul o mixto.
- Cada vial contiene 20 perlas de color.
- Las tapas de los viales, son del mismo color que las perlas.
- Presentación en gradillas de 80 unidades.



Referencia	Descripción	Tapón Color	Uds/Caja	€/Caja
MWVIY	Viabank color amarillo	Amarillo	80	***Consultar***
MWVIB	Viabank color azul	Azul	80	***Consultar***
MWVIR	Viabank color rojo	Azul	80	***Consultar***
MWVIG	Viabank color verde	Verde	80	***Consultar***
MWVIM	Viabank colores mixtos	Variado	80	***Consultar***



Bolsas para transporte de muestras con cierre ZIP

- Bolsas de polietileno con cierre ZIP.
- Para recogida, transporte y conservación de muestras.
- Espesor 50 micras.
- (Bolsas con área de escritura en bandas: consultar).

Referencia	Medidas Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107108	70x100mm	1000	**8,50** €
107110	100x150mm	1000	**16,50** €
107182	150x220mm	1000	**32,40** €
107113	250x330mm	1000	**75,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente impresa con el simbolo Biohazard.
- Espesor de 50 µm.



● 107130

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107180	2,5	200x300mm	SI	50 µm	1000 (10x100)	**75,00** €
107181	9	300x500mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**156,00** €
107186	14	400x600mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**245,00** €
107183	21	500x750mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**182,00** €
107184	33	600x800mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**202,00** €
107185	52	800x1000mm	Si	50 µm	250 (10x50)	**204,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente COLOR NATURAL.
- Espesor de 40 µm.



● 107129

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107125	3	255x400mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107127	9	300x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107129	14	400x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107131	21	400x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107133	33	600x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***

Bolsas para transporte de muestras biológicas

- Fabricadas en polietileno con doble bolsa.
- Bolsa principal para contenido de tubos con muestras y bolsa para contener documentación.
- Logo "Biohazard" impreso.
- Cierres a presión tipo minigrip.



● 107140 ● 107141

Referencia	Bolsa	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107144	Transparente	155x235mm	1000	**89,90** €
107145	Roja	155x235mm	1000	**104,00** €
107146	Amarilla	155x235mm	1000	**104,00** €

Bolsas plástico para desechos biopeligrosos

- Bolsa de plástico para materiales que requieran una previa esterilización antes de su desecho.
- Señalización en español / inglés.
- Con indicador de color cuando se autoclavan.
- Autoclavables a 121ºC.
- Soporte de acero autoclavable.
- Dimensiones de la bolsa: 215x300mm (Ancho x Alto).
- Dimensiones del soporte: 130x90x210mm (Ancho x Fondo x Alto).



Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
107101	Bolsa plástico desechos	1000	**85,00** €
107106	Soporte metálico para bolsas ref. 107101	1	**36,00** €

Contenedor para desecho de hojas de bisturí BladeFlask

- Capacidad para 100 hojas de bisturí con cierre automático al alcanzar la capacidad máxima.
- Contador para almacenar hasta 100 cuchillas.
- Dimensiones: 110x90x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 250g.



● **167828**

Referencia	Descripción	Uds/Caja	€/Caja
167828	Contenedor de seguridad BladeFlask	1	**38,00** €
167829	Soporte de pared para BladeFlask	1	**7,90** €

Contenedores para desechos biopeligrosos

- Para material punzante y residuos biológicos.
- Conforme a la norma NF X 30-500 y BS 7320.
- Fabricados en polipropileno resistente a la perforación.
- Doble sistema de cierre: temporal y definitivo.
- Nivel indicador de llenado máximo.
- Autoclavable 134ºC durante 18 min.



Referencia	Volumen	Medidas mm Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107250	400ml	123x62x165mm	70	**305,00** €
107251	2.000ml	145x145x193mm	60	**188,00** €
107252	3.000ml	167x167x225mm	50	**186,00** €
107253	3.000ml	155x155x220mm	40	**148,00** €
107254	5.000ml	220x220x210mm	40	**229,00** €
107255	10.000ml	220x220x350mm	30	**219,00** €



● 179090

Cápsulas de evaporación

- Conforme DIN 12337, fabricados en vidrio borosilicato.
- Fondo plano, con pico.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
179060	60ml	60x30mm	1	**5,30** €
179090	90ml	90x45mm	1	**5,90** €
179170	170ml	120x60mm	1	**6,20** €

Cristalizadores sin pico


- Conforme DIN 12337, fabricados en vidrio borosilicato.
- Permite trabajar hasta 400ºC.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
179280	150ml	80x43mm	6	**15,20** €
179282	300ml	100x50mm	6	**22,20** €
179284	600ml	125x63mm	4	**20,70** €
179286	1000ml	150x75mm	2	**16,10** €
179288	2000ml	180x90mm	2	**32,00** €

Cristalizadores con pico

- Conforme DIN 12338, fabricados en vidrio borosilicato.
- Permite trabajar hasta 400ºC.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
173100	300ml	100x50mm	6	**22,40** €
173125	600ml	125x63mm	4	**20,70** €
173150	1000ml	150x75mm	2	**16,10** €
173180	2000ml	180x90mm	2	**32,00** €



● 173125

Cajas Petri de vidrio

- Fabricadas en vidrio borosilicato, autoclavables.

Referencia	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601703	90x18mm	10	**17,00** €
601704	100x20mm	10	**18,40** €
601706	120x25mm	10	**51,00** €
601705	150x30mm	6	**47,00** €



● 601704

Cápsulas de evaporación forma baja PTFE

- Utilizables hasta 260ºC, acabado inerte liso.
- Fondo plano, con pico.Quimicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902101	50ml	82x15mm	1	**26,20** €
902102	100ml	102x20mm	1	**37,20** €
902103	180ml	130x22mm	1	**51,00** €
902104	350ml	132x36mm	1	**72,00** €
902105	400ml	136x40mm	1	**82,00** €



Cápsulas de evaporación forma alta PTFE

- Utilizables hasta 260ºC, acabado inerte liso.
- Fondo plano, con pico.Quimicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902106	50ml	50x40mm	1	**33,00** €
902107	100ml	64x50mm	1	**46,80** €
902108	250ml	97x50mm	1	**58,00** €
902109	350ml	100x50mm	1	**88,00** €



Cubiertas para Vasos de PTFE

- Para tapar vasos, durante digestiones.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902111	50ml	50mm	1	***Consultar***
902112	100ml	65mm	1	***Consultar***
902114	250ml	80mm	1	***Consultar***
902115	500ml	100mm	1	***Consultar***

Cestos para placas Petri

- Fabricado en acero inoxidable de peso ligero.
- Capacidad de 30 Placas Petri hasta 90mm Ø.
- Dimensiones: 340x110x380mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Dimensiones Alto x Fondo x Ancho	Importe
671730	Cesto para placas Petri de 90mm	340x110x380mm	**30,70** €



● 671730

Cestos rectangulares para placas Petri

Referencia	Descripción	Dimensiones Alto x Fondo x Ancho	Importe
671731	Cesto para 36 placas Petri Ø 65mm	305x220x130mm	**199,00** €
671737	Cesto para 36 placas Petri Ø 90mm	375x255x130mm	**199,00** €
671738	Cesto para 16 placas Petri Ø 140-150mm	380x355x130mm	**310,00** €



● 671731

64028 Cestillo con asa para frascos — 42,90 €

- Fabricado en acero inoxidable con asa.
- Capacidad: 6 frascos hasta 75mm Ø.
- Dimensiones: 290x185x235mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 64028

Cestos de plástico para frascos

- Fabricados en polipropileno.
- Con asa.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
992240	Cesto PP para 6 frascos hasta 90mm Ø	320x300x200mm	**11,00** €
992241	Cesto PP para 4 frascos hasta 110mm Ø	310x300x270mm	**13,50** €



Cestos para autoclaves

- Fabricados en acero inoxidable.
- Excelente resistencia química.
- Con asa.

Referencia	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
671732	210x180mm	1	**29,70** €
671734	240x180mm	1	**35,50** €
671736	300x200mm	1	**48,00** €



● 671734

● 671732

● 671736

Gradillas para frascos de muestras y contenedores de orina

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Autoclavable a 121°C y resistente a la corrosión.
- Compatible con contenedores de muestras y de orina.

Referencia	Capacidad contenedores	Volumen contenedores	Disposición	Uds/Caja	Importe
33021	12 hasta 40mmØ	Hasta 50ml	2x6	1	**31,00** €
33022	32 hasta 40mmØ	Hasta 50ml	4x8	1	**42,00** €
33023	12 hasta 50mmØ	Hasta 60ml	3x4	1	**34,00** €
33024	24 hasta 50mmØ	Hasta 60ml	4x6	1	**43,00** €
33026	12 hasta 63mmØ	Hasta 150ml	3x4	1	**39,90** €
33027	24 hasta 63mmØ	Hasta 60ml	6x4	1	**39,90** €





● 902170

Bidón Polipropileno con tapa Rosca y Grifo

- Para almacenar y dispensar agua destilada o reactivos de laboratorio.
- Graduados y de excelente resistencia química.
- Autoclavable.
- Con asa.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ud./Caja	€/Caja
902170	10 litros	83mm	1	**46,00** €
902171	20 litros	83mm	1	**94,00** €



● 90

Bidón Polipropileno con tapa Rosca

- Para almacenar y dispensar agua destilada o reactivos de laboratorio.
- Graduados y de excelente resistencia química.
- Autoclavable.
- Con asas.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ud./Caja	€/Caja
902174	10 litros	83mm	1	**69,80** €
902175	20 litros	83mm	1	**98,00** €

Tapones de cierre con ventilación PP

- Para permitir un procesamiento aséptico, en aplicaciones de biotecnología para la transferencia de líquidos.

Referencia	Altox Ø	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902177	90x102mm	83mm	1	**39,00** €



● 902070

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto de seguridad.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902070	1 litro	69x118x183mm	21mm	1	**3,05** €
902071	2 litros	79x143x235mm	21mm	1	**4,00** €



● 902060

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón interior y asa resistente.
- Orificios en la tapa para sello de garantía.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902060	5 litros	167x350mm	85mm	1	**14,60** €
902061	10 litros	210x420mm	100mm	1	**18,40** €
902062	20 litros	265x500mm	130mm	1	**34,00** €
902063	25 litros	275x570mm	130mm	1	**48,00** €



● 902065

Bidones apilables de polietileno alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con junta y precinto de seguridad.
- Tapón interior.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902065	5 litros	163x187x236mm	45mm	1	**5,78** €
902066	10 litros	187x227x320mm	45mm	1	**8,38** €
902067	20 litros	236x288x380mm	45mm	1	**16,00** €
902068	25 litros	245x295x468mm	45mm	1	**17,20** €

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con asa.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106790	5 litros	167x355mm	51mm	1	**16,00** €
106791	10 litros	212x430mm	51mm	1	**18,50** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106791**

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con dos asas.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106792	25 litros	275x580mm	80mm	1	**48,00** €
106793	50 litros	350x715mm	80mm	1	**73,80** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106797**

Bidones con grifo

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto y grifo incluido.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106797	10 litros	150x250x360mm	44mm	1	**14,00** €
106798	20 litros	180x320x450mm	46mm	1	**33,50** €

Bidones con grifo y boca ancha

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106796	30 litros	380x440mm	250mm	1	**56,00** €
106795	50 litros	380x650mm	250mm	1	**84,90** €
106799	100 litros	450x800mm	250mm	1	**129,00** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106796**

Bidones para residuos

- Polietileno de alta densidad en color negro.
- Modelos con flotador para control de nivel (SC108042 y SC108043).
- Permite incorporar embudos de seguridad (ver página 393).

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Sensor Nivel	Boca	Ud/ Caja	€/Caja
SC108042	10 litros	185x290x265mm	Si	S60/61	1	**218,00** €
SC107953	10 litros	185x290x265mm	No	S60/61	1	**136,00** €
SC108043	20 litros	185x290x500mm	Si	S60/61	1	**270,00** €
SC108027	20 litros	185x290x500mm	No	S60/61	1	**142,00** €



● **SC108042**



● **SC107953**



● **AP2050**

Contenedores para muestras de 60ml tapón a rosca

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón de polietileno de color rojo.
- Graduados cada 10ml, hasta 50ml.
- Dimensiones: Ø46,5/Ø37x66,5mm de altura.

Referencia	Descripción	Estéril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
AP2450	Contenedor 60ml graduado	No	500	1000	**75,00** €
AP2050SG	Contenedor 60ml graduado	Si	1	500	**49,50** €



● **102120**

Contenedores de orina de 150ml tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 150ml con tapa a rosca.
- Formato estéril o aséptico.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102120	Contenedor 150ml	58x72mm	400	**51,50** €
102121	Contenedor 150ml aséptico unitario	58x72mm	250	**52,00** €
102122	Contenedor 150ml estéril unitario	58x72mm	250	**54,00** €



● **102125**

Contenedores de muestras de 180ml, estériles con tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 180ml con tapa a rosca.
- Formato estéril.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102125	Contenedor 180ml estéril, unitario	52x102mm	200	**159,00** €



● **104020** ● **104022**

Contenedores para muestras con cucharilla tapón a rosca, estériles

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón de polietileno de color rojo.
- Dimensiones: Ø46,5/Ø37x66,5mm de altura (60ml) y Ø25x90mm (25ml).

Ref.	Descripción	Estéril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104020	Contenedor 60ml graduado c/cucharilla	Si	1	400	**80,00** €
104022	Contenedor 25ml con cucharilla	Si	1	400	**99,60** €



● **101507**

Contenedores con tapa rosca a prueba de fugas

- Diseñado para contener muestras histológicas.
- Fabricados en polipropileno translúcido.
- Buena resistencia química y a la temperatura.
- Sin fuga de muestra (Test 95kPa).

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
101507	Contenedor 30ml	Ø37x44mm	500	**84,00** €
101407	Contenedor 80ml	Ø50x61mm	500	**94,00** €



Cubetas

Cubetas para transporte de contenedores ver página 395-408.

Contenedores de Orina para tubos de vacío 60ml

- Graduados hasta 45ml, dimensiones: Ø58x72mm.
- Tapón rosca de color amarillo con sistema de aspiración a vacío.
- Etiqueta en la tapa para protección.
- Zona de escritura.

Referencia	Descripción	Esteril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104024	Contenedor 60ml	No	400	400	**87,00** €
104025	Contenedor 60ml	Si	400	400	**102,00** €
104026	Contenedor 60ml	Si	1	400	**105,00** €



● **104025**

Contenedores de Orina para tubos de vacío 120ml.

- Graduados hasta 45ml, dimensiones: Ø58x72mm.
- Tapón rosca de color amarillo con sistema de aspiración a vacío.
- Etqiueta en la tapa para protección.
- Zona de escritura.

Referencia	Descripción	Esteril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104027	Contenedor 120ml	No	200	200	**49,50** €
104028	Contenedor 120ml	Si	300	300	**87,50** €
104029	Contenedor 120ml	Si	1	250	**76,50** €



● **104028** ● **104029**

Tubos de Orina para extracción a vacío

- Tubos estériles cónicos para extracción de orina a vacío.

Referencia	Tubo	Vacío	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL44960	16x100mm	9ml	Amarillo	1200	**236,00** €
FL44950	16x100mm	10ml	Amarillo	1200	**236,00** €
FL44956	13x100mm	6ml	Amarillo	1200	**186,00** €

Referencia	Tubo	Vacío	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL44970	16x100mm	10ml	Acido Bórico	Amarillo	1200	**269,00** €
FL44980	16x100mm	9ML	Acido Bórico	Amarillo	1200	**269,00** €



● **FL44960**

Contenedores de Orina 24 Horas para tubos de vacío.

- Graduados desde 100 hasta 2000ml.
- Fabricados en polietileno con asa ergonómica.
- Preparado para conectar tubos a vacío.

Referencia	Descripción	Sonda	Ud/Caja	€/Caja
104030	Frasco 24 Horas 2000ml color ámbar	No	52	**138,00** €
104031	Frasco 24 Horas 2000ml color neutro	No	52	**145,00** €
104032	Frasco 24 Horas 2000ml color ámbar	150mm	52	**163,00** €
104033	Frasco 24 Horas 2000ml color neutro	150mm	52	**163,00** €



● **104030 - 104031 -104032 - 104033**

Contenedores para conservación de piezas quirúrgicas en formol



- Contenedores con tapa hermética para piezas quirúrgicas.
- Contenedores de 30ml y 80ml con tapón a rosca.
- Fabricados en polipropileno.
- Con asa a partir de 2 litros.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
101507	30ml	Ø37x44mm	500	**84,00** €
101407	80ml	Ø50x61mm	500	**94,00** €
100805	150ml	Ø65x65mm	250	**155,90** €
100801	250ml	Ø92x62mm	450	**215,00** €
100810	500ml	Ø122x64mm	250	**216,00** €
100815	1.000ml	Ø122x135mm	150	**161,00** €
100820	2.000ml	Ø153x148mm	125	**311,00** €
100825	3.000ml	Ø187x135mm	100	**282,00** €
100830	5.000ml	Ø221x197mm	50	**174,00** €
100840	5.500ml	290x198x150mm	50	**324,00** €
100845	11.000ml	370x240x200mm	20	**239,00** €
100847	17.000ml	370x260x240mm	20	**283,00** €
100848	25.000ml	Ø319x410mm	10	**229,00** €

Contenedores predispensados con formol tamponado 3,7-4% (10%), pH 7.0 tapa rosca



- Contenedores predispensados con formol tamponado listos para su uso.
- Gran variedad de formatos, desde tubos de 10ml hasta contenedores de 5 litros.
- Tapón a rosca de seguridad sin fugas.

Referencia	Descripción	Volumen Contenedor	Ml formol	Uds/ Caja	€/Caja
RK104169	Contenedor con formol	20ml	10ml	98	**58,50** €
RK104171	Contenedor con formol	60ml	30ml	50	**32,00** €
RK104175	Contenedor con formol	125ml	75ml	32	**24,00** €

Contenedores predispensados con formol tamponado



- Fabricados en PE con tapa a presión.
- Formol neutro tamponado listo para su uso.

Ref.	Descripción	Volumen	Formol	Ud/Caja	€/Caja
104176	Contenedor 60x85mm Ø	250ml	130ml	12	**27,00** €
104177	Contenedor 80x110mm Ø	500ml	300ml	6	**27,00** €
104178	Contenedor 130x120mm Ø	1000ml	600ml	8	**36,00** €
104179	Contenedor 135x180mm Ø	3000ml	1800ml	4	**61,00** €
104180	Contenedor 185x210mm Ø	5000ml	3000ml	4	**82,00** €

Contenedores de transporte para muestras patológicas



- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra ante cualquier incidencia.

Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	**118,00** €
100851	35ml	55x39mm	500	**76,00** €
100852	50ml	74x39mm	500	**85,00** €
100853	100ml	80x48mm	250	**68,00** €

LABOLAN, s.l.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

KLESSIDRA 30

- Contenedor de seguridad con formol encapsulado, para fijación y transporte.
- Sistema cerrado de seguridad que previene el contacto del formol con el usuario, conforme a la normativa europea 605/2014.
- El sistema consiste en 2 contenedores, uno para depositar la muestra con una solución tampón y otro con el formol encapsulado.
- Una vez que la muestra es depositada, se enrosca el contenedor con formol encapsulado y se procede a abrir el mismo, para el trasvase del formol al contenedor de la muestra.
- Perfecto sellado conforme a la norma EN ISO 6717.2021.
- El sistema dispone de un mecanismo de cierre, que previene el retorno del formol.
- La mezcla de ambos liquidos produce una sol. Acuosa de formaldehido al 4%.
- Sistema libre de latex.
- Certificación CE-IVD.



● 05-01V15PKF

05-01V15PKF Klessidra 30 *Consultar*

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 27 contenedores con 20ml de solución tampón con tapón amarillo.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.



05-01V15PKFC Klessidra 30 Blue *Consultar*

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado y 27 contenedores con 20ml de solución tampón.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30 blue.
- (Una vez trasvasado el formol se detectará con facilidad al teñirse de color azul el contenedor de la muestra.



● 05-01V20PKE

05-01V20PKE Klessidra 20 EMO-Fix *Consultar*

- Fijador especialmente indicado para tejidos hematopoyéticos.
- Presrva la antigenicidad del tejido (alternativa al B5.)
- 27 contenedores con 10ml de Zinc-formalina encapsulado con tapón.
- 27 contenedores vacios con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.

Accesorios		
05-900900	Gradilla para 20 Klessidra 30 o Klessidra 20	99,70 €




● 05-01V125PK - 05-01V250PK

05-01V125PK Klessidra 90 *Consultar*

- 8 contenedores con 90ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 190ml (Ø68x65mm).
- Caja con 8 Klessidra 90.

05-01V250PK Klessidra 160 *Consultar*

- 8 contenedores con 160ml de formol encapsulado con tapón azul
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra
- Capacidad del contenedor de la muestra 290ml (Ø68x90mm)
- Caja con 8 Klessidra 160





Contenedores de transporte para muestras patológicas

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra, ante cualquier incidencia.


Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	**118,00** €
100851	35ml	55x39mm	500	**76,00** €
100852	50ml	74x39mm	500	**85,00** €
100853	100ml	80x48mm	250	**68,00** €



Contenedores para envío de muestras

- Conforme DIN EN 829 (modelos impresos).
- Óptima protección por el diseño cilíndrico.
- Papel absorbente interior.
- Modelos impresos con símbolo Biohazard visible.
- Modelo 44/114, entre otros ejemplos para medios cultivo tipo Uricult.
- Contenedores y tapones deben solicitarse por separado.
- Fabricados en polipropileno y los tapones en HDPE.

Referencia	Modelo	Alto x Ømm	Ud/Caja	€/Caja
100860	40ml	85x30mm	500	**74,00** €
100861	40ml-impreso	85x30mm	500	**244,00** €
100862	60ml	126x30mm	300	**62,00** €
100863	60ml-impreso	126x30mm	300	**189,00** €
100864	120ml	114x44mm	250	**66,00** €
100865	120ml-impreso	114x44mm	250	**216,00** €
100866	Tapón para 40ml		500	**41,00** €
100867	Tapón para 60ml		300	**28,40** €
100868	Tapón para 120ml		250	**31,00** €




29675260

29675260 Cubeta con tapa rosca

- Fabricada en polipropileno.
- Capacidad máxima 10 portaobjetos.
- Adecuadas para la conservación o envío de 5-10 portaobjetos.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
29675260	Cubeta tapón rosca para 5-10 portaobjetos	10	**52,00** €
29675260XL	Cubeta tapón rosca para 5-10 portaobjetos	100	**455,00** €


120052

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa 174,80 €

- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180º.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).

Espátula-cuchara de polietileno alta densidad



Referencia	Capacidad	Largo total	Largo útil	Ud/Caja	€/Caja
139510	90ml	180mm	125mm	1	**2,50** €
139511	250ml	240mm	155mm	1	**3,00** €
139512	600ml	300mm	195mm	1	**3,10** €
139513	1100ml	360mm	240mm	1	**4,50** €

Cuchara desechable para pesada

- Elimina la necesidad de bandejas y papeles para pesar.
- Fabricada en polipropileno antiestático y resistente al agua.
- Recubierta para resistir polvos, geles y semisólidos.



Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	€/Caja
117526	127x90mm	Blanco	100	**37,00** €
117527	127x90mm	Negro	100	**49,90** €
117528	127x63mm	Blanco	100	**37,00** €
117529	127x63mm	Negro	100	**47,00** €

Espátulas desechables "smartSpatula"

- Diseñadas para encajar en tubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 15ml y 50ml.
- Desechables y fabricadas en polipropileno virgen.
- Autoclavables y permite trabajar con muestras en LN2.
- Para dispensador polvos o sólidos blandos.



Referencia	Dimensiones	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
117523	140x4mm	0,2 y 0,5ml	300	**58,00** €
117524	210x7mm	1,5 y 15ml	300	**88,00** €
117525	310x10mm	50ml	150	**88,00** €

Espátulas de laboratorio

- Fabricadas en nailon con fibra de vidrio.
- Conforme DIN 12890, con excelente resistencia química.
- Autoclavables.
- Adecuado para contacto con alimentos.



Referencia	Tipo	Largo	Ud/Caja	€/Caja
902201	Espátula-espátula	150mm	10	**6,40** €
902202	Espátula-espátula	180mm	10	**8,50** €
902203	Espátula-cuchara	180mm	10	**9,50** €
902204	Espátula-cuchara	210mm	10	**13,00** €

Frascos en polipropileno con tapón

- Autoclavables a 121ºC.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.



● 108712

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108710	125ml	24mm	Translucido	72	**63,00** €
108712	250ml	24mm	Translucido	36	**62,00** €
108714	500ml	28mm	Translucido	24	**56,00** €
108716	1000ml	38mm	Translucido	16	**64,00** €

Frascos en polipropileno con boca ancha con tapón

- Autoclavables a 121ºC.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.



● 108722

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108718	125ml	38mm	Translucido	72	**63,00** €
108720	250ml	43mm	Translucido	36	**62,00** €
108722	500ml	53mm	Translucido	24	**56,00** €
108724	1000ml	63mm	Translucido	16	**64,00** €

Frascos en Polietileno de alta densidad HDPE con tapón

- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.
- Permite trabajar hasta -70ºC.
- Color ámbar para productos fotosensibles.



● 108744



● 108734

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108730	125ml	24mm	Translucido	72	**55,00** €
108732	250ml	24mm	Translucido	36	**46,00** €
108734	500ml	28mm	Translucido	24	**48,00** €
108736	1000ml	38mm	Translucido	16	**48,00** €
108740	125ml	24mm	Ámbar	72	**63,00** €
108742	250ml	24mm	Ambar	36	**53,00** €
108744	500ml	28mm	Ambar	24	**48,00** €
108746	1000ml	38mm	Ambar	16	**59,00** €

Frascos en Polietileno de alta densidad HDPE Boca Ancha con tapón

- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.
- Permite trabajar hasta -70ºC.
- Color ámbar para productos fotosensibles.



● 108754



● 108758

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108750	125ml	38mm	Translucido	72	**63,00** €
108752	250ml	43mm	Translucido	36	**53,00** €
108754	500ml	53mm	Translucido	24	**49,00** €
108756	1000ml	63mm	Translucido	16	**53,00** €
108758	125ml	38mm	Ambar	72	**66,00** €
108760	250ml	43mm	Ambar	36	**62,00** €
108762	500ml	53mm	Ambar	24	**60,00** €
108764	1000ml	63mm	Ambar	16	**68,00** €

Frascos (duquesas) con tapón a rosca y obturador

- Polietileno de alta densidad, translúcido.
- Con tapón a rosca de color negro y obturador.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
106621	70ml	50x60mm	200	**172,00** €
106623	120ml	56x71mm	150	**136,00** €
106625	250ml	69x94mm	200	**190,00** €
106627	500ml	85x110mm	200	**265,00** €
106628	1000ml	111x128mm	105	**197,00** €
106629	2000ml	111x240mm	60	**166,00** €



Frascos cuadrados con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601142	50ml	35x37x70mm	24mm	200	**152,00** €
601143	100ml	44x47x90mm	34,5mm	150	**136,00** €
601144	250ml	57x60x110mm	34,5mm	350	**385,00** €
601145	500ml	70x80x138mm	45mm	100	**142,00** €
601146	1000ml	82x102x176mm	60mm	115	**247,00** €
601147	2000ml	100x134x210mm	60mm	70	**255,00** €
601148	Cable se seguridad de acero inox para sellado de frascos				***Consultar***



Frascos redondos con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601121	50ml	40x75mm	24mm	250	**180,00** €
601122	100ml	48x90mm	34,5mm	200	**165,00** €
601123	250ml	61x126mm	34,5mm	350	**370,00** €
601124	500ml	75x161mm	34,5mm	120	**144,00** €
601125	1000ml	115x250mm	45mm	115	**250,00** €
601126	2000ml	35x255mm	45mm	60	**230,00** €
601148	Cable de seguridad de acero inox para sellado de frascos				***Consultar***



Frascos opacos graduados

- Para muestras sensibles a la luz.
- Polietileno de alta densidad y graduado

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601128	500ml	74x165mm	23mm	10	**16,20** €
601129	1000mm	93x213mm	34,5mm	10	**27,00** €



Frascos de polipropileno

- Autoclavables a 121ºC.
- Graduados (G) o sin graduación.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601153G	250ml	64x123mm	31mm-GL40	Si	10	**26,80** €
601154G	500ml	75x153mm	38mm-GL50	Si	10	**36,00** €
601155G	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	Si	10	**57,00** €
601156	250ml	64x123mm	31mm-GL40	-	10	**24,80** €
601157	500ml	75x153mm	38mm-GL50	-	10	**33,60** €
601158	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	-	10	**52,00** €





Frascos cuello estrecho en polietileno de baja densidad

- Polietileno de baja densidad, graduados y translúcidos.
- Botella multiuso conforme DIN 13316 y 168.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Admite tapones rosca o tapones goteros (tapones no incluidos).

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
902131	100ml	45x102mm	GL18	100	**145,00** €
902132	250ml	60x138mm	GL25	100	**226,00** €
902133	500ml	75x169mm	GL25	100	**327,00** €
902134	1000ml	95x212mm	GL28	100	**537,00** €
902136	Tapón rosca GL18			50	**22,50** €
902137	Tapón rosca GL25			50	**25,00** €
902138	Tapón rosca GL28			50	**29,40** €
902139	Tapón gotero GL18			50	**33,50** €
902140	Tapón gotero GL25			50	**33,50** €
902141	Tapón gotero GL28			50	**33,50** €



Frascos de cuello ancho en polipropileno

- Con cierre a prueba de goteo.
- Conforme a DIN 13316 y 168.
- Para recogida, almacenamiento y transporte de muestras.
- Para líquidos, pasta o granulados.
- Graduados, translúcidos y garantiza un vaciado completo.

Ref.	Volumen	Ø x Alto	Ø boca	Tapón GL	Ud/Caja	€/Caja
902090	50ml	40x77mm	24mm	32mm	100	**165,00** €
902091	100ml	48x92mm	24mm	32mm	100	**169,00** €
902092	250ml	64x123mm	31mm	40mm	150	**319,00** €
902093	500ml	75x153mm	38,5mm	50mm	105	**311,00** €
902094	1000ml	94x202mm	50mm	65mm	50	**229,00** €



Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902095	50ml	36x84mm	17,5mm	100	**72,00** €
902096	100ml	44x100mm	17,5mm	100	**87,00** €
902097	250ml	60x136mm	22mm	250	**276,00** €
902098	500ml	74x170mm	22mm	115	**151,00** €
902099	1000ml	90x222mm	22mm	60	**119,00** €



Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902120	250ml	60x140mm	30mm	100	**125,00** €
902121	500ml	74x179mm	30mm	100	**145,00** €
902122	1000ml	90x218mm	30mm	115	**227,00** €



Frascos graduados boca estrecha con tapón

- Polietileno de baja densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Con tapón interno para una mejor estanqueidad.
- Graduado.

Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902123	100ml	20ml	49x115mm	18,5mm	100	**98,00** €
902124	250ml	25ml	60x138mm	23mm	350	**421,00** €
902125	500ml	50ml	74x165mm	23mm	115	**161,00** €
902126	1000ml	100ml	93x213mm	34,5mm	100	**226,00** €
902127	2000ml	100ml	116x273mm	34,5mm	55	**241,00** €

Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas y tapa a rosca.

Referencia	Capacidad	Rosca GL	Ud/Caja	€/Caja
601945	50ml	18	24	**71,10** €
601946	100ml	18	24	**82,00** €
601947	250ml	25	12	**73,00** €
601948	500ml	25	12	**82,00** €
601949	1000ml	32	12	**108,00** €



Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas con tapa a rosca y cánula directa.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601991	250ml	58 x 220mm	10	**32,40** €
601992	500ml	70 x 253mm	10	**38,00** €
602113	1000ml	90 x 295mm	10	**49,00** €



Frascos cuentagotas de vidrio

- Frascos cuentagotas de vidrio en color ámbar.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
1671529	60ml	1	**3,15** €
1671529XL	60ml	12	**31,25** €



● **1671529**

Frascos cuentagotas en plástico

- Tubo de polietileno y tetina en caucho.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920063	50ml	35x96mm	1	**2,90** €
920064	100ml	43x115mm	1	**3,20** €
920065	250ml	60x140mm	1	**3,90** €
920066	500ml	75x180mm	1	**4,70** €



Frascos lavadores

- Fabricados en polietileno
- Cánula de dosificación curva.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
64025	250ml	Ø60x140mm	10	**23,00** €
64050	500ml	Ø75x180mm	10	**25,00** €
64100	1000ml	Ø95x220mm	10	**31,00** €



Frasco con vaporizador

- Polietileno de alta densidad.
- Posibilidad de regular el chorro.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
902077	1000ml	1	**5,50** €



KartellLABWARE



● 902073 ● 902069

Frasco para orina 2 litros

- Fabricados en polietileno.
- Graduado hasta 2 litros.
- Con asa ergonómica y tapón rosca.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Color	Ud/Caja	€/Caja
902069	2 litros	95x115x245mm	75mm	Blanco	1	**3,18** €
902073	2 litros	95x115x245mm	75mm	Naranja	1	**3,39** €

KartellLABWARE



● 902074 ● 902076

Frascos para orina con tapón para toma de muestras

- Graduado hasta 2500ml.
- Con tapón para toma de muestras.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902074	2,5 litros	130x250mm	74mm	1	**4,80** €

Ref.	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902076	2,5 litros	114x243x160mm	74mm	1	**4,75** €

KartellLABWARE



● 902080

Frascos graduados de cuello ancho

- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Graduados.
- Se pueden dejar notas confidenciales entre la tapa exterior y el tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902080	50ml	10ml	40x77mm	24mm	200	**168,00** €
902081	100ml	20ml	48x89mm	24mm	350	**329,00** €
902082	250ml	25ml	61x126mm	34,5mm	300	**420,00** €
902083	500ml	50ml	75x158mm	34,5mm	160	**275,00** €
902084	1000ml	100ml	93x200mm	45mm	80	**216,00** €
902085	2000ml	100ml	115x247mm	45mm	40	**206,00** €

KartellLABWARE



● 9020860

Frascos graduados rectangulares cuello ancho

- Para ahorro de espacio.
- Graduados.
- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

Ref.	Capacidad	Graduación	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902086	50ml	10ml	38x38x70mm	24mm	200	**180,00** €
902087	100ml	20ml	42x48x90mm	34,5mm	300	**405,00** €
902088	250ml	50ml	57x60x110mm	34,5mm	300	**450,00** €
902089	500ml	100ml	70x90x138mm	45mm	150	**258,00** €
902078	1000ml	100ml	80x103x176mm	58mm	80	**216,00** €
902079	2000ml	100ml	100x134x210mm	58mm	40	**194,80** €

Frascos estériles para muestras de agua con tiosulfato sódico

- Fabricado en polietileno de alta densidad de un solo uso.
- Tapón de seguridad con junta de color rojo.
- Irrompibles y translúcidos.
- Contiene tiosulfato sódico 20mg/litro de capacidad. (Opcionalmente disponibles con 120mg/litro tiosulfato sódico).
- Etiqueta de trazabilidad.
- **Tapón A:** Tapón de evidencia con junta.
- **Tapón B:** Tapón de evidencia con anillo.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Tapón/Boca	Tiosulfato Sod. mg/L	Ud/Caja	€/Caja
106643	500ml	70x70x146mm	A-37mm Ø	10	100	**222,00** €
106644	500ml	70x70x146mm	A-29mm Ø	20	100	**182,00** €
106647	500ml	70x70x146mm	B-55mm Ø	10	100	**192,00** €
106646	1000ml	77x77x187mm	A-55mmØ	20	85	**225,00** €

** Envasados en bolsa unitaria*



● **106644** ● **106645**

Frascos para muestras con tapón con sello de seguridad

- Tapón a prueba de manipulaciones.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Fabricados en Polietileno de alta densidad HDPE.

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108770	125ml	24mm	Translucido	36	**77,90** €
108772	250ml	24mm	Translucido	18	**53,00** €
108774	500ml	28mm	Translucido	12	**58,00** €
108776	1000ml	38mm	Translucido	8	**58,00** €



● **108776**

Frascos rectangulares polietileno estériles

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Boca	Graduado	Ud/Caja	€/Caja
106762ST	500ml	76x76x122mm	58mm Ø	Si	175	**275,00** €
106764ST	1000ml	95x76x185mm	58mm Ø	Si	90	**185,00** €
106765ST	2000ml	109x96x230mm	58mm Ø	Si	50	**165,00** €



Frascos para muestras con tapón con sello de seguridad con boca ancha

- Tapón a prueba de manipulaciones.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Fabricados en Polietileno de alta densidad HDPE.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Color	Uds./Caja	€/Caja
108778	180ml	74x110mm	Translucido	36	**131,00** €
108780	500ml	74x160mm	Translucido	12	**58,00** €
108784	1200ml	95x220mm	Translucido	8	**58,00** €
108786	2000ml	117x192mm	Translucido	8	**72,00** €



● **108780**

Frascos de vidrio de seguridad, con recubrimiento plástico SIMAX



● 2240500



● 22247100

- Con protección plástica para proteger el contenido en caso de rotura.
- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121ºC, esterilizables por vapor a 134ºC.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140ºC).
- Protección UV hasta 380nm.
- Resistencia a temperatura hasta +190ºC.
- Aptos para microondas y congelación.

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240100	100ml	Transparente	56x100mm	10	**364,00** €
22240250	250ml	Transparente	70x138mm	10	**386,00** €
22240500	500ml	Transparente	86x176mm	10	**447,00** €
22241000	1000ml	Transparente	101x225mm	10	**619,00** €

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240110	100ml	Topacio/Ámbar	56x100mm	10	**575,00** €
22240255	250ml	Topacio/Ámbar	70x138mm	10	**614,00** €
22240550	500ml	Topacio/Ámbar	86x176mm	10	**930,00** €
22241100	1000ml	Topacio/Ámbar	101x225mm	10	**1.155,00** €
22242100	2000ml	Topacio/Ámbar	136x260mm	10	**1.590,00** €
22245100	5000ml	Topacio/Ámbar	186x330mm	6	**3.505,00** €
22246100	10000ml	Topacio/Ámbar	234x410mm	1	**998,00** €
22247100	20000ml	Topacio/Ámbar	299x505mm	1	**1.315,00** €

Frascos de vidrio con rosca



- Autoclavables, con cuello ancho o estrecho.
- Fabricados en vidrio clase hidrolítica 3.
- Tapones no incluidos.

Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224001	100ml	Transparente	GL22	72	**131,00** €
2224002	250ml	Transparente	GL22	42	**135,00** €
2224003	500ml	Transparente	GL25	35	**174,00** €
2224004	1000ml	Transparente	GL28	20	**137,00** €
2224005	100ml	Transparente	GL40	63	**155,00** €
2224006	250ml	Transparente	GL55	48	**156,00** €
2224007	500ml	Transparente	GL55	20	**150,00** €
2224008	1000ml	Transparente	GL68	18	**201,00** €

Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224009	100ml	Topacio/Ámbar	GL22	56	**84,00** €
2224010	250ml	Topacio/Ámbar	GL22	42	**96,00** €
2224011	500ml	Topacio/Ámbar	GL25	35	**137,00** €
2224012	1000ml	Topacio/Ámbar	GL28	20	**145,00** €
2224013	100ml	Topacio/Ámbar	GL40	56	**137,00** €
2224014	250ml	Topacio/Ámbar	GL55	48	**162,00** €
2224015	500ml	Topacio/Ámbar	GL55	20	**151,00** €
2224016	1000ml	Topacio/Ámbar	GL68	12	**136,00** €

Tapones DIN para frascos con rosca, con junta PE-LD



Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
2224020	Tapón GL22	10	**2,55** €
2224021	Tapón GL25	10	**3,10** €
2224022	Tapón GL28	10	**3,30** €
2224023	Tapón GL32	10	**3,75** €
2224024	Tapón GL40	10	**4,80** €
2224025	Tapón GL55	10	**6,50** €
2224026	Tapón GL68	10	**10,00** €

Frascos de vidrio graduados boca ancha GL80 SIMAX

- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
22230500	500ml	Transparente	94x94x141mm	1	**10,90** €
22231000	1000ml	Transparente	105x105x187mm	1	**11,50** €
22232000	2000ml	Transparente	115x115x260mm	1	**17,50** €
22235000	5000ml	Transparente	160x160x367mm	1	**175,00** €
22230550	500ml	Topacio/Ámbar	94x94x141mm	1	**43,30** €
22231100	1000ml	Topacio/Ámbar	105x105x187mm	1	**49,40** €
22232100	2000ml	Topacio/Ámbar	115x115x260mm	1	**66,50** €
22235100	5000ml	Topacio/Ámbar	160x160x367mm	1	**300,00** €



● **22231000**

Frascos graduados con tapón rosca, autoclavables

- Fabricados en Vidrio borosilicato 3.3 SIMAX.
- Conforma a ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).
- Con rosca GL45 y G32.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Rosca	Color	Ud/Caja	€/Caja
22220050	50ml	46x91mm	GL32	Transparente	10	**45,00** €
22220100	100ml	56x105mm	GL45	Transparente	10	**30,40** €
22220250	250ml	70x143mm	GL45	Transparente	10	**34,00** €
22220500	500ml	86x181mm	GL45	Transparente	10	**42,00** €
22221000	1.000ml	101x230mm	GL45	Transparente	10	**69,00** €
22222000	2.000ml	136x265mm	GL45	Transparente	10	**113,00** €
22223800	3.800ml	160x320mm	GL45	Transparente	4	**264,00** €
22225000	5.000ml	181x336mm	GL45	Transparente	6	**503,00** €
22225800	10.000ml	227x416mm	GL45	Transparente	1	**187,00** €
22225900	20.000ml	288x512mm	GL45	Transparente	1	**295,00** €
22220055	50ml	46x191mm	GL32	Ámbar	1	**15,00** €
22220110	100ml	56x105mm	GL45	Ámbar	1	**17,00** €
22220255	250ml	70x143mm	GL45	Ámbar	1	**18,50** €
22220550	500ml	86x181mm	GL45	Ámbar	1	**31,10** €
22221100	1.000ml	101x230mm	GL45	Ámbar	1	**36,20** €
22222200	2.000ml	136x265mm	GL45	Ámbar	1	**50,60** €
22223875	3.800ml	160x320mm	GL45	Ámbar	1	**139,00** €
22225550	5.000ml	181x336mm	GL45	Ámbar	1	**232,00** €
22225850	10.000ml	227x416mm	GL45	Ámbar	1	**395,00** €
22225950	20.000ml	288x512mm	GL45	Ámbar	1	**509,00** €



● **22221100**

Frascos para dosificadores

- Frasco de vidrio color topacio para dosificadores con rosca ISO.
- Los modelos con recubrimiento plástico, protegen al frasco de roturas y reduce el riesgo de fragmentación.
- Con tapa.

Referencia	Volumen ml	Forma	Rosca	Recubierto	Uds/caja	Importe
1671515	250	Cuadrado	GL32	SI	1	**22,30**€
1671516	250	Cuadrado	GL32	NO	1	**7,50** €
1671520	500	Cuadrado	GL32	SI	1	**24,00** €
1671521	500	Cuadrado	GL32	NO	1	**9,90** €
1671500	1000	Cuadrado	GL45	SI	1	**26,00** €
1671501	1000	Cuadrado	GL45	NO	1	**10,00** €
1671510	2500	Redondo	GL45	SI	1	**41,50** €
1671511	2500	Redondo	GL45	NO	1	**29,00** €





● 22290255



● 22291000

Frascos graduados en vidrio sodocálcico GL45

- Con tapón azul GL45 y anillo de vertido en polipropileno.
- Con graduación.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22290100	100ml	56x105mm	Transparente	10	**13,00** €
22290250	250ml	70x142mm	Transparente	6	**10,60** €
22290500	500ml	86x182mm	Transparente	4	**8,70** €
22291000	1000ml	101x225mm	Transparente	4	**16,00** €
22290110	100ml	56x105mm	Ambar	10	**19,00** €
22290255	250ml	70x142mm	Ambar	6	**13,20** €
22290550	500ml	86x182mm	Ambar	4	**12,30** €
22291100	1000ml	101x225mm	Ambar	4	**18,50** €



● 22280275

Frascos graduados en vidrio sodocálcico boca ancha GL80

- Con tapón azul GL45 y anillo de vertido en polipropileno.
- Con graduación.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22280250	250ml	95x105mm	Transparente	10	**36,00** €
22280500	500ml	101x152mm	Transparente	5	**27,00** €
22281000	1000ml	101x222mm	Transparente	5	**37,00** €



● 22260255



● 22261000

Frascos graduados en vidrio borosilicato GL45

- Conforme ISO 4796.
- Con graduación y autoclavables.
- Con tapón a rosca azul y anillo de vertido.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22260100	100ml	56x105mm	Transparente	20	**56,00** €
22260250	250ml	70x138mm	Transparente	10	**36,40** €
22260500	500ml	86x176mm	Transparente	8	**39,00** €
22261000	1000ml	101x225mm	Transparente	6	**50,00** €
22260110	100ml	56x105mm	Ambar	20	**82,40** €
22260255	250ml	70x138mm	Ambar	10	**60,00** €
22260550	500ml	86x176mm	Ambar	8	**63,00** €
22261100	1000ml	101x225mm	Ambar	6	**62,00** €



● 22270500

Vasos con camisa para atemperar con circulador

- Fabricado en vidrio borosilicato.
- Camisa integrada para mantenimiento de temperatura constante.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22270250	250ml	70x138mm	1	**41,00** €
22270500	600ml	95x180mm	1	**47,00** €
22271000	1000ml	110x235mm	1	**68,00** €



● 22281175

Frasco con tapón rosca y conectores

- Fabricado en vidrio borosilicato.
- Autoclavable y graduado.
- 2 conectores para tubería entre 6 y 9mm diámetro.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
22280175	100ml	1	**13,20** €
22280275	250ml	1	**18,50** €
22280575	500ml	1	**19,50** €
22281175	1000ml	1	**23,80** €



● 22282500

Frascos de vidrio lavadores de gases

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
22282250	125ml	1	**14,00** €
22282500	250ml	1	**16,00** €
22281250	500ml	1	**18,00** €



Contenedores Orina

Ver página 393.



Contenedores piezas quirúrgicas en formol

Ver página 394-395.



Contenedores transporte muestras

Ver página 396.



Frascos plástico para muestras

Ver página 398-402.



Frascos por muestras de Agua

Ver página 403.



Frascos de vidrio Autoclavables

Ver página 404-406.

KartellLABWARE



Cubetas de PVC antiácido

- Cubetas de PVC apilables.

Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA280	200x150x45mm	245x195x50mm	1	**14,15 €**
KA281	250x200x60mm	305x250x60mm	1	**19,00 €**
KA282	320x260x70mm	365x325x75mm	1	**29,00 €**
KA283	350x300x80mm	420x375x85mm	1	**36,70 €**
KA284	430x330x90mm	505x405x95mm	1	**51,00 €**
KA285	520x420x90mm	600x495x100mm	1	**72,00 €**
KA286	675x530x100mm	765x620x110mm	1	**120,00 €**
KA288	540x420x180mm	635x515x190mm	1	**158,00 €**

- Para uso alimentario y uso general en laboratorio.

KartellLABWARE



Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA5701	170x110x10mm	201x151x21mm	1	**7,35 €**
KA5702	270x120x10mm	303x151x21mm	1	**9,60 €**
KA5703	320x220x10mm	353x252x21mm	1	**14,30 €**
KA5704	220x220x10mm	254x254x21mm	1	**11,40 €**
KA5705	150x100x30mm	201x151x41mm	1	**8,70 €**
KA5706	260x110x30mm	303x151x42mm	1	**10,20 €**
KA5707	310x210x30mm	353x253x41mm	1	**15,00 €**
KA5709	140x90x70mm	200x151x81mm	1	**11,00 €**
KA5710	240x90x70mm	303x151x81mm	1	**9,50 €**
KA5711	290x190x70mm	352x252x81mm	1	**20,90 €**
KA5714	360x250x30mm	409x300x42mm	1	**20,90 €**
KA5715	340x240x70mm	408x299x81mm	1	**22,50 €**

KartellLABWARE

Cubeta de polipropileno PP

- Para usos generales, capacidad hasta 12 frascos de 1 litro.



● **KA548**

Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA548	345x510x110mm	510x350x105mm	1	**24,60 €**

Cubetas PE alta densidad (HPDE)

- Fabricadas en polietileno de alta densidad HDPE.
- Con asas, apilable y aptas para uso alimentario.
- Fáciles de limpiar e irrompibles.



● **106788**

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Ud/Caja	€/Caja
106785	10 litros	430x320x95mm	0,63 kg	1	**18,00 €**
106786	16 litros	540x350x110mm	1,00 kg	1	**30,00 €**
106784*	16 litros	540x350x110mm	1,00 kg	1	**34,00 €**
106787	20 litros	440x315x200mm	1,07kg	1	**25,00 €**
106788	55 litros	760x440x205mm	2,86kg	1	**54,00 €**

** El modelo 106784 dispone de orificios laterales para drenaje.*

Cubetas PE alta densidad (HPDE) forma alta

- Con asas, apilable y resistente a ácidos orgánicos e inorgánicos.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Ud/Caja	€/Caja
920012	50 litros	625x365x285mm	2,15kg	1	**45,90 €**
106789	80 litros	725x440x330mm	3,17kg	1	**72,00 €**
920014	100 litros	600x500x445mm	4,3kg	1	**122,00 €**

Cubetas PVC compartimentadas



● **106757**

Referencia	Compartimentos	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
106757	12/90x90mm	303x403x63mm	1	**52,50 €**
106758	4/100x185mm	304x404x64mm	1	**48,90 €**

Cubetas redondas polipropileno

- Esterilizables a 121ºC, color blanco.
- Apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
142594	1 litro	160x70mm	1	**3,60** €
142694	2 litros	200x80mm	1	**5,18** €
142794	3 litros	240x100mm	1	**7,60** €
142894	4 litros	280x120mm	1	**10,74** €
142994	7 litros	320x130mm	1	**13,20** €
143094	9 litros	360x150mm	1	**14,40** €



Cubetas redondas polipropileno

- Con borde y asas.
- Autoclavable a 121ºC, color blanco.

Referencia	Capacidad	Dimensiones exteriores Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920016	10 litros	350x160mm	1	**12,00** €

KartellLABWARE



● **920016**

42206 Cubeta para transporte de muestras — 190,00 €

- Fabricada en polipropileno, con asas.
- Capacidad 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Incluye divisores para 24 frascos.
- Se suministra desmontada. De fácil montaje.
- Dimensiones: 406x260x89mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Caja 10 unidades.

Referencia	Cubeta	Dimensiones exterior Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42206	Cubeta con divisores	406x260x89mm	10	**190,00** €



● **42206**



● **42204**

42204 Cubeta para transporte de muestras — 94,00 €

- Fabricada en plástico rígido.
- Con identificación frontal.
- Capacidad para 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Dimensiones: 480x331x84mm. (Ancho x Fondo x Alto)

KartellLABWARE



● **KA569**

KA569 Caja de seguridad de policarbonato — 139,00 €

- Totalmente autoclavable y transparente.
- Para transporte de muestras en tubos o contenedores, etc…
- Junta de silicona hermética de seguridad en la tapa.
- Símbolo de riesgo biológico grabado.
- Asa de acero inoxidable.
- Permite incluir gradillas como el modelo KA570.



● **KA570**

Accesorios		
KA570	Gradilla de acero inoxidable • Para 10 frascos de orina hasta 200ml y 4 frascos pequeños de 30ml. • Accesorio para la caja de seguridad KA569.	**34,80** €

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa — 174,80 €


- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180º.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).



● **120052**

Cubetas de tinción manual en batería

- Soporte de acero inoxidable para alojar las cubetas de tinción.
- Cubetas fabricadas en plástico PET para tinciones en citología, hematología e histología.
- Resistentes a disolventes y a la temperatura hasta 170ºC.
- Capacidad de cada cubeta: 300ml.
- Las cubetas pueden ser utilizadas en microondas.
- Los set de tinción incluyen un cestillo para 25 portaobjetos.
- El diseño de los cestillos permite que la cubeta quede perfectamente cerrada con la tapa incluyendo el cestillo.



● 29601010




● 29601020

29601020 **Set de tinción para hematología** **156,00 €**
- Soporte, 3 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601010 **Set de tinción para histología** **297,00 €**
- Soporte, 12 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601040 **Cestillos PET para 25 portaobjetos** **78,00 €**
- Caja con 6 cestillos.

29601045 **Adaptadores para portaobjetos supermegas en cestillos** **158,00 €**
- Construidos en acero inoxidable.
- Para su uso en cestillos ranurados como 29601040 y otros.
- Adaptadores C/2 unidades.



● 29601040

29601021 **Cubeta para tinción PET con tapa unida** **165,00 €**
- Caja con 12 cubetas.

29601021TS **Cubeta para tinción PET con tapa separada** **204,00 €**
- Caja con 12 cubetas.
- Cubetas de tinción en plástico.



● 29601040+29601045

Cubeta tinción



● 296750000+29675200

29675000 **Cubeta tinción TPX** **11,70 €**
- Dimensiones: 81x101x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Con 2 tapas, una para cierre exterior y otra con orificio para meter el cestillo.

29675200 **Cestillo TPX para 20 portaobjetos** **4,20 €**
- Para trabajar con cubeta TPX 29675000.

29675250 **Cubeta Hellendahl TPX con tapa** **9,50 €**
- Dimensiones: 56x56x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Capacidad: 8 portaobjetos.

Cubetas para tinción de vidrio

29600001 **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **19,50 €**
- Dimensiones: 105x85x70mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600001XL **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **175,00 €**
- Caja con 10 unidades.



● 29600001

● 29600002

29600002 **Cestillo de vidrio para 10 portaobjetos** **18,00 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29600003 **Asa de alambre para cestillo de vidrio** **2,75 €**



● 29600011

29600011 **Cestillo de acero inoxidable para 20 portaobjetos** **15,90 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29540000 **Cubeta de vidrio con tapa Hellendahl** **10,60 €**
- Capacidad 8 portaobjetos.

29570000 **Cubeta de vidrio con tapa Siefferdecker** **9,60 €**
- Capacidad 20 portaobjetos.

29590000 **Cubeta de vidrio con tapa vidrio Coplin** **10,80 €**



● 29540000 ● 29590000

29590001 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma baja** **25,40 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.



● 29570000

29590002 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma alta** **26,50 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.

29600040 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **16,00 €**
- Permite alojar cestillo para 30 portaobjetos C-30.
- Dimensiones exteriores: 95x85x90mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 29590002 ● 29590001

29600041 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **22,50 €**
- Permite alojar cestillo para 60 portaobjetos C-60.
- Dimensiones exteriores: 155x85x85mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600048 **Cestillo C-30 para cubeta 29600040** **14,00 €**
- Acero inoxidable. Para 30 portaobjetos.

29600049 **Cestillo C-60 para cubeta 29600041** **18,00 €**



● 29600041

● 29600049



Cubetas de cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS

- Cubetas en cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS.
- Rango de longitud de onda: 190-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de cuarzo micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76260	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	**138,00 €**
76261	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	**138,00 €**
76262	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**
76263	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**



Cubetas de cuarzo estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76230	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	**130,00 €**
76235	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	**130,00 €**
76238	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	**120,00 €**
76240	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	**60,00 €**
76242	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	**120,00 €**
76245	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	**220,00 €**
76241	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**



Cubetas vidrio óptico para espectrofotómetros VIS

- Cubetas en vidrio óptico para espectrofotómetros VIS.
- Rango de longitud de onda: 340-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de vidrio óptico micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76265	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	**96,00 €**
76266	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	**96,00 €**
76267	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	**124,00 €**
76268	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	**124,00 €**



Cubetas de vidrio óptico estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76214	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	**27,00 €**
76215	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	**26,00 €**
76218	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	**18,00 €**
76220	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	**14,00 €**
76222	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	**21,00 €**
76225	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	**26,00 €**
76221	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	**32,00 €**



Cubetas de plástico para espectrofotómetros VIS y UV-VIS

- Transparencia óptica PS óptico para rango de 280 a 800nm.
- PMMA para trabajar en rango UV.
- Cubetas con 4 caras ópticas para espectrofluorímetro.
- Presentación en racks con 100 cubetas.

Ref.	Descripción	Dimensiones	Vol.	Ud/Caja	€/Caja
100373	Cubeta PS óptico macro	10x10x45mm	4ml	1000	**90,70 €**
100383	Cubeta PS óptico semi-micro	10x4x45mm	2ml	1000	**90,70 €**
920030	Cubeta PS óptico semi-micro	12x12x45mm	1,5ml	100	**13,50 €**
920031	Cubeta PS óptico 4 caras ópticas	12x12x45mm	4,5ml	100	**12,50 €**
920032	Cubeta macro PMMA para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	**17,00 €**
920033	Cubeta semi-micro PMMA para UV	12x12x45mm	2,5ml	100	**17,00 €**
920034	Cubeta semi-micro PMMA para UV	12x12x45mm	1,5ml	100	**19,70 €**
920035	Cubeta PMMA 4 caras ópticas para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	**14,50 €**

Ver página 284.

Cámaras cuentaglóbulos



Ver página 285.

Cámaras McMaster



Ver página 286.

Cubreobjetos




Ver página 286.

Cubreobjetos circulares



Ver página 287-288.

Portaobjetos



Ver página 288.

Portaobjetos de adhesión





Placas para cultivo celular tratadas

- Placas de cultivo celular NEST con esquinas redondeadas.
- De bajo perfil, con tapas de baja evaporación que aseguran un crecimiento uniforme.
- Placas con tratamiento para cultivo celular.
- Fabricadas 100% en poliestireno virgen.
- Envases individuales, estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Disponibles con 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos.
- Trazabilidad por número de lote.

Placas tratadas

Referencia	Nº pocillos	Área cm²	Fondo	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
703001	6	9,5cm²	Plano	Si	50	**72,20** €
712001	12	3,6cm²	Plano	Si	50	**79,00** €
702001	24	1,9cm²	Plano	Si	50	**79,00** €
748001	48	0,95cm²	Plano	Si	50	**88,00** €
701001	96	0,32cm²	Plano	Si	100	**140,00** €
701101	96	-	U	Si	100	**170,00** €
701201	96	-	V	Si	100	**170,00** €
761001	384	-	Plano	Si	100	**396,00** €





Placas redondas tratadas para cultivo celular

- Poliestireno de alta claridad, base plana transparente.
- Indicadas para observación de cultivos en microscopios.
- Indicadores numéricos en el fondo de la placa.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Referencia 704201 con anillo flexible.

Referencia	Ø x Alto	Área	Medio	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
706001	35x9mm	9cm²	1,8-2,7ml	Si	500 (25x20)	**110,00** €
705001	60x12mm	21cm²	4,2-6,3ml	Si	500 (25x20)	**125,00** €
704001	100x17,7mm	55cm²	11-16,5ml	Si	300 (15x20)	**121,00** €
704201	100x17,7mm con anillo	55cm²	11-16,5ml	Si	300 (15x20)	**145,00** €
715001	150x23,1mm	152cm²	30,4-45,6ml	Si	100 (20x5)	**138,00** €



● 258367

● 258368

● 258369

Filtros celulares

- Fabricados con filtro de nailon y estructura en polipropileno.
- Se obtiene una suspensión uniforme de células, desde tubos tipo falcon cónicos de 50ml.
- Para preparar células primarias derivadas de tejidos y células madre.
- Aplicaciones: aislar células primarias para obtener una suspensión unicelular uniforme de los tejidos, filtración de muestras y preparación de muestras para citómetro de flujo, etc…
- Lengüeta para un fácil manejo.
- Envasados en bolsa individual.
- Estériles, no pirogénicos, libres de DNasa y RNasa.

Referencia	Color	Filtro	Ud/Caja	€/Caja
258367	Amarillo	100µm	50	**110,00** €
258368	Blanco	70µm	50	**110,00** €
258369	Azul	40µm	50	**110,00** €



● 710001

Raspadores de células

- Con raspador basculante para controlar el raspado.
- Estériles, no pirogénicos, libres de DNasa y RNasa.
- Envasados en bolsa unitaria.
- Modelos 710001 y 710011 con cuchilla giratoria.

Referencia	Longitud	Raspador	Ud/Caja	€/Caja
701180	180mm	18mm	100 (1x100)	**54,00** €
701250	250mm	18mm	200 (1x100)	**108,00** €
710001	220mm	13mm	100 (1x100)	**52,00** €
710011	280mm	20mm	100 (1x100)	**58,00** €

Frascos tratados para cultivo celular

- Frascos graduados disponibles desde 25cm² hasta 225cm².
- Fabricados 100% en poliestireno virgen.
- Frascos tratados o no tratados.
- Tapón de cierre estándar o tapón ventilado (membrana 22µm).
- Área para escritura.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Trazabilidad por número de lote.

Frascos de cultivo tratados

Referencia	Área	Volumen	Medio	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
707001	25cm²	50ml	5-7,5ml	Estándar	200 (20x10)	**130,00 €**
708001	75cm²	250ml	15-22,5ml	Estándar	100 (20x5)	**149,00 €**
709001	175cm²	650ml	35-52,5ml	Estándar	40 (8x5)	**99,90 €**
721001	225cm²	950ml	45-67,5ml	Estándar	25 (5x5)	**108,00 €**
707003	25cm²	50ml	5-7,5ml	Ventilado	200 (20x10)	**152,00 €**
708003	75cm²	250ml	15-22,5ml	Ventilado	100 (20x5)	**162,00 €**
709003	175cm²	650ml	35-52,5ml	Ventilado	40 (8x5)	**119,00 €**
721003	225cm²	950ml	45-67,5ml	Ventilado	25 (5x5)	**119,00 €**

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● **estándar**



● **ventilado**

Erlenmeyer con tapón para cultivo celular

- Fabricados en PETG y tapón en polietileno de alta densidad.
- Libres de pirógenos, DNasa y RNasa.
- Con tapón rosca o tapón rosca ventilado con filtro 0,22µm e hidrófobo.
- Diseñados para agitación en cultivo celular.

Referencia	Volumen	Ø boca	Ø base	Alto	Ud/Caja	Tapón	€/Caja
781001	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Estándar	**110,00 €**
781011	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Ventilado	**122,00 €**
782001	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Estándar	**79,00 €**
782011	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Ventilado	**87,00 €**
783001	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Estándar	**107,00 €**
783011	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Ventilado	**117,00 €**
784001	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Estándar	**88,00 €**
784011	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Ventilado	**91,00 €**

Otros volúmenes: 2 litros, 3 litros y 5 litros consultar.




Frasco de cultivo multicapa

- Área de crecimiento de 870cm².
- Superficie de crecimiento de 5 capas.
- Alta transparencia, poliestireno de grado médico.
- Tratamiento para una mejor fijación celular.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Con tapón ventilado.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
731001	Biofactorías 5 capas, estéril bolsa unitaria tapón estándar	8 (8x1)	**162,00 €**
731002	Biofactorías 5 capas, estéril bolsa unitaria tapón ventilado	8 (8x1)	**162,00 €**

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● **731002**

Biofactorías

- Disponibles factorías de 1, 2, 5, 10 y 40 capas (640cm²-25.295cm²).
- Una biofactoría de 10 bandejas dispone de un área de crecimiento celular equivalente a 36 frascos de 175cm².
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Recomendadas para volúmenes de medios entre 200 y 8.000ml.

NEST Biotechnology Co., Ltd.



Incubadores CO_2

Ver páginas 234 a 236.





● 2620200

Desecadores de vidrio con tapa botón

- Desecadores en vidrio borosilicato.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).
- ISO 13130 y DIN 12491.

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2620100	151mm	100mm	191mm	1	97,00 €
2620150	210mm	150mm	261mm	1	109,00 €
2620200	269mm	200mm	311mm	1	167,00 €
2620250	329mm	250mm	363mm	1	245,00 €
2620300	392mm	300mm	438mm	1	370,00 €



● 2630300

Desecadores de vidrio con tapa botón

- Desecadores en vidrio con placa de porcelana.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2630120	120mm	90mm	180mm	1	18,00 €
2630150	150mm	120mm	220mm	1	23,10 €
2630210	210mm	180mm	300mm	1	48,00 €
2630240	250mm	210mm	360mm	1	71,00 €
2630300	300mm	275mm	400mm	1	103,00 €



● 2640250

Desecadores de vidrio con tapa con llave para vacío

- Desecadores en vidrio borosilicato, con llave para vacío.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).
- ISO 13130 y DIN 12491.

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2640150	215mm	150mm	261mm	1	286,00 €
2640200	270mm	200mm	311mm	1	296,00 €
2640250	320mm	250mm	363mm	1	425,00 €
2640300	380mm	300mm	438mm	1	581,00 €



● 262000

Desecadores con grifo para vacío KARTELL

- Cuerpo fabricado en policarbonato y la tapa en polipropileno.
- Junta para sellado de neopreno y vlavula de poliestireno.
- A prueba de explosiones (vacío máximo -740mm Hg).

Referencia	Diámetro	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
261500	150mm	Ø150x190mm	1	73,00 €
262000	200mm	Ø200x230mm	1	108,00 €
262500	250mm	Ø250x300mm	1	130,00 €



● 2800252



● 2800210

Accesorios		
2800102	Placa porcelana para desecador de 100mm	40,25 €
2800152	Placa porcelana para desecador de 150mm	55,00 €
2800202	Placa porcelana para desecador de 200mm	59,00 €
2800252	Placa porcelana para desecador de 250mm	125,00 €
2800302	Placa porcelana para desecador de 300mm	139,00 €
2800210	Llave para vacío esmerilada 24/29	66,00 €
2800221	Cuerpo para desecador Simax 100mm	43,00 €
2800223	Cuerpo para desecador Simax 150mm	66,00 €
2800225	Cuerpo para desecador Simax 200mm	92,00 €
2800227	Cuerpo para desecador Simax 250mm	136,00 €
2800229	Cuerpo para desecador Simax 300mm	217,00 €
2800220	Tapa botón desecador Simax 150mm	45,00 €
2800222	Tapa botón desecador Simax 200mm	68,00 €
2800224	Tapa botón desecador Simax 250mm	89,00 €
2800226	Tapa botón desecador Simax 300mm	132,00 €
2800230	Tapa con salida para llave desecador Simax 150mm	144,00 €
2800232	Tapa con salida para llave desecador Simax 200mm	175,00 €
2800234	Tapa con salida para llave desecador Simax 250mm	187,00 €
2800236	Tapa con salida para llave desecador Simax 300mm	267,00 €

Embudos de seguridad V2.0 SCAT

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Embudos con sistema de sellado para mejorar la seguridad.
- Tapa con agarre para mejorar la apertura y cierre
- Junta para cierre de seguridad.
- Bisagra sólida.
- Tamiz extraíble para limpieza.
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cable para toma de tierra opcional.
- Dimensiones: 140mm diámetro.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Control nivel	Importe
SC318952	GL45	Blanco/Azul	No	No	No	**139,20** €
SC318962	GL46	Negro	Si	No	No	**153,00** €
SC318990	S60/61	Blanco/Azul	No	SI	No	**161,00** €
SC318980	S60/61	Negro	Si	SI	No	**161,00** €
SC317637	S60/61	Negro	Si	No	Si 150mm	**421,90** €
SC317651	S60/61	Negro	Si	No	Si 190mm	**415,00** €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65 (Consultar).



● **SC318952**



● **SC318980**

Embudos de seguridad con válvula de bola ARNOLD

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Cierre "click" .
- Tapa abatible con junta de estanqueidad.
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- Protección ante sprays con conductos dirigidos al interior.
- Tamiz optimizado para partículas, colocar botellas, etc.
- Válvula de bola que se abre con el llenado y se cierra automáticamente.
- Diferentes tipos de rosca para conexión a botellas, bidones, etc...
- Dimensiones: 200mm diámetro y 210mm de altura (con vástago: 430mm).
- Fabricado en polietileno de alta densidad: negro, blanco y azul.
- Cable para toma de tierra opcional.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Importe
SC317642	GL45	Blanco/Azul	No	Si	**251,00** €
SC317622	GL45	Negro	Si	Si	**323,00** €
SC317641	S60/61	Blanco/Azul	No	Si	**250,80** €
SC317621	S60/61	Negro	Si	Si	**325,00** €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65, S70/71, B83, S90, S95 (Consultar).



● **SC317622**



● **SC317641**

Embudos de seguridad para residuos JAN

- Para trabajar con residuos en HPLC y otras aplicaciones líquidas.
- Protege ante vapores peligrosos y asegura una compensación segura de la presión dentro del contenedor.
- Protección al fuego V-0 según UL-94.
- Permite un llenado seguro y vaciado de frascos.
- Conexiones para capilares HPLC (1,6 / 2,3 y 3,2mm) y conexiones para tubería.
- Fabricado el polietileno de alta densidad.
- Tapa para cierre "click".
- Junta de estanqueidad de polietileno de alta densidad.
- Tamiz para retener partículas, extraíble y lavable.
- Salidas para filtros de carbón activo para vapores orgánicos.
- Diferentes adaptadores para frascos, bidones, etc…
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- 3 conexiones PP para tubería Ø 5-11,5mm.
- Accesorios para conexiones HPLC incluidos.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Importe
SC320045	GL45	Azul/Blanco	No	**615,00** €
SC420045	GL45	Negro	Si	**639,00** €
SC320060	S60/61	Azul/Blanco	No	**614,00** €
SC420060	S60/61	Negro	Si	**640,00** €
SC390325	Filtros carbón activo c/2uds (vida útil 6 meses/filtro)			**670,00** €
SC390326	Filtros carbón activo c/1ud (vida útil 12meses/filtro)			**216,00** €



● **SC420045**



● **SC320060**


Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	**17,00** €
990059	Filtro de repuesto	**4,00** €



● **990058 + 990059**



● 2350075

Embudos de vidrio rama corta

- Vidrio borosilicato.

Referencia	Ø mm	Ud/Caja	€/Caja
23500040	40mm	12	**18,00** €
23500060	60mm	10	**15,50** €
23500075	75mm	9	**15,00** €
23500100	100mm	6	**11,50** €
23500120	120mm	4	**24,00** €
23500150	150mm	4	**40,00** €



● 23600250

Embudos de separación y llave de PTFE

- Vidrio borosilicato, tapón plástico y llave de PTFE.

Referencia	Capacidad	Llave	Ud/Caja	€/Caja
23600125	125ml	PTFE	2	**29,00** €
23600250	250ml	Vidrio	2	**35,00** €
23600500	500ml	Vidrio	2	**42,00** €
23601000	1000ml	Vidrio	1	**58,00** €



Embudo separador graduado TPX

- Transparente con graduación en relieve.
- Esterilizable en autoclave.
- Cubierta roscada y cuello normalizado para tapón cónico estándar.
- Desmontable.
- Llave de paso en PMP (TPX).
- Capacidad 500ml.
- Graduación: 2ml (hasta 20ml), 5ml (hasta 50ml) y 25ml (hasta 500ml).

KA978 **Embudo separador 50ml** **72,00** €



Embudos de polipropileno para análisis

- Apto para uso alimentario y esterilizable en autoclave.
- Con ranuras para evitar bolsas de aire.

Referencia	Ø	Ø x Largo del tubo	Ud/Caja	€/Caja
992050	60mm	60x8mm	10	**28,80** €
992051	80mm	80x8mm	10	**31,50** €
992052	100mm	100x10mm	10	**40,00** €
992053	120mm	120x16mm	10	**46,00** €
992054	150mm	150x16mm	5	**28,00** €

Embudos de polipropileno para análisis

- Paredes inclinadas 60° y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
KA145	27x37mm	3,5ml	20	**25,00** €
KA146	37x37mm	10ml	20	**29,60** €
KA147	46x43mm	20ml	20	**36,00** €
KA148	66x62mm	50ml	20	**59,00** €
KA150	81x70mm	100ml	20	**73,00** €
KA152	100x161,5mm	200ml	10	**29,50** €
KA153	120x184mm	350ml	10	**48,00** €
KA155	150x236mm	700ml	5	**41,60** €
KA156	183x293mm	1250ml	5	**55,00** €

Embudos de polipropileno de vástago largo

- Paredes inclinadas 60º y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
KA162	65x150mm	50ml	1	**8,60** €
KA164	78,5x100mm	100ml	1	**9,80** €
KA165	103,5x145mm	225ml	1	**10,90** €



Soporte para embudos en polipropileno

- Para embudos desde 25mm hasta 170mm.
- Se pueden montar en barras de 8 a 14mm.

Referencia	Descripción	€/Caja
KA268	Soporte para 1 embudo	**16,50** €
KA269	Soporte para 2 embudos	**21,70** €



Embudos de polietileno

- En polietileno de alta densidad, color blanco.
- Apto para uso alimentario. Con borde y asa.

Referencia	Ø superior	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
601431	100mm	300ml	1	**1,50** €
601432	120mm	450ml	1	**1,75** €
601433	140mm	750ml	1	**2,30** €
601434	180mm	1500ml	1	**4,00** €
601435	210mm	1750ml	1	**5,30** €
601436	260mm	4000ml	1	**7,50** €
601437	310mm	5500ml	1	**10,00** €
601438	420mm	10000ml	1	**19,50** €
601439	450mm	11000ml	1	**24,90** €




● **Embudos de polietileno**

Embudos de polipropileno

- Apto para uso alimentario.
- Esterilizable a 121ºC.

Referencia	Ø x longitud	Ud/Caja	€/Caja
601408	30x45mm	24	**21,50** €
601410	40x65mm	24	**22,60** €
601412	50x85mm	24	**26,00** €
601413	75x110mm	12	**19,00** €
601414	100x155mm	12	**31,00** €
601415	150x220mm	12	**58,00** €



● **Embudos de polipropileno**

Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	**17,00** €
990059	Filtro de repuesto	**4,00** €



● **990058 + 990059**

KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para autoclave

- Con cambio de color claro a marrón tras la esterilización.
- Para utilizar con unidades individuales.
- Cambio de color a 121ºC 10min o 134ºC 2 min.
- Utilizables hasta 3 años desde la fechas de producción.
- Adhesiva.



● KA1052



● KA1051


KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para estufas

- Para esterilización en estufas tipo Poupinel.
- Con cambio de color verde claro a marrón.
- Cambio de color a 155ºC 30min.
- Utilizables hasta 2 años desde la fechas de producción.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
KA1052/1	Cinta para autoclave 50 metros x 19 cm	1	**4,90** €
KA1052	Cinta para autoclave 50 metros x 19 cm	12	**48,00** €
KA1051	Cinta para estufa 50 metros x 19 cm	1	**33,00** €

Desodorante para autoclaves

- 100% natural, no deja residuo, compatible con cualquier autoclave.
- Totalmente seguro para el proceso del autoclavado.
- 100% biodegradable.
- Modelos: classic, poma, citrus, floral y peach.



● 80297

Referencia	Modelo	Fragancia	Ud/Caja	€/Caja
80296	Classic	Eucaliptus-Menta	100	**148,00** €
80297	Poma	Manzana	100	**148,00** €
80298	Citrus	Limón	100	**148,00** €
80299	Floral	Flores	100	**148,00** €
80295	Peach	Melocotón	100	**148,00** €

Escobillones para limpieza de tubos, probetas, vasos, etc

- Flexibles y extralargos, para buretas y tubos largos.
- Cerdas naturales en alambre de acero galvanizado.



● 73801003
● 73801005
● 73801002
● 73803001
● 73803002
● 73803003
● 73803004

Escobillones para limpieza de buretas

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73805001	13x83mm	762mm	12	**28,80** €
73805002	19x83mm	914mm	12	**30,00** €

Escobillones para limpieza de tubos

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73801001	13x76mm	381mm	12	**10,00** €
73801002	19x89mm	381mm	12	**12,00** €
73801003	36x102mm	381mm	12	**21,00** €
73801005	40x100mm	360mm	12	**22,80** €

Escobillones anchos para vasos, probetas, etc

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73803001	60x152mm	406mm	12	**42,00** €
73803002	76x152mm	406mm	12	**47,00** €
73803003	75x130mm	260mm	5	**19,90** €
73803004	130x100mm	250mm	5	**27,00** €

Ver páginas 86-90.

Autoclaves



Ver página 330.

Esterilizador de asas



Ver página 330.

Esterilizador de bolas de vidrio



Ver página 331.

Mecheros de seguridad



Ver página 338-386.

Bolsas para autoclave





● 73042500

Lancetas de sangre

- Fabricadas en acero inoxidable para un solo uso.
- Esterilizadas por radiación gamma según DIN EN 556.
- Envasadas individualmente.
- Cajas de 200 lancetas, caja exterior con 1000 lancetas (5x200).
- Conforme CE-IVD.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73042500	Lancetas de sangre	1.000	**21,00** €
73042500XL	Lancetas de sangre	40.000	**780,00** €



Lancetas de sangre de seguridad LITE III

- Aguja protegida antes y después de la punción para un manejo seguro.
- Punción sin dolor de gran velocidad al presionar el pulsador.
- Esterilizadas por radiación gamma según DIN EN 556.
- Envasadas individualmente con código de color según grosor de la aguja.
- Cajas de 100 lancetas, caja exterior con 1000 lancetas (10x100).
- Conforme CE-IVD.

Referencia	Grosor	Penetración	Color	Aplicación	Ud/Caja	€/Caja
73042520	18G	1,8mm	Verde	Bebes, neonatos, punción talón	1.000	**163,60** €
73042524	26G	1,8mm	Amarillo	Diabetes	1.000	**163,60** €
73042528	21G	1,8mm	Naranja	Hemoglobina, colesterol, grupos sanguíneos, gas pediatría	1.000	**163,60** €
73042529	21G	2,4mm	Rosa	Como anterior, piel dura	1.000	**163,60** €



● 73042000

Aplicador con alcohol

- Limpiador antiséptico de un solo uso.
- Dimensiones 30x60mm.
- Alcohol isopropílico al 70%.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73042000	Aplicador con alcohol	10x100	**29,90** €
73042000XL	Aplicador con alcohol	100x100	**240,00** €



● 71643



● 71644

Tubos capilares para microhematocrito

- Capilares de un solo uso para la toma y centrifugación de sangre.
- Los capilares no heparinizados se cierran con cera y se centrifugan.
- Los capilares heparinizados retrasan la coagulación de la sangre.
- Fabricados conforme ISO 12772.
- Capilares heparinizados con sodio.
- Extremos con código de color, pulidos.
- Longitud 75mm (±0,5mm), volumen 75µl.
- Presentación en cajas de 1000 capilares o en tubos de 100 capilares.

Ref.	Descripción	Øinterior	Øexterior	Ud/Caja	€/Caja
71645	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	1000	**25,90** €
71645XL	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	10x1000	**245,00** €
71646	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	1000	**27,00** €
71646XL	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	10x1000	**260,00** €
71643	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	10x100	**26,90** €
71644	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	10x100	**32,00** €



● 71641

Placas con cera para cierre de tubos capilares microhematocrito

- Soporte con cera para cierre de tubos hematocrito.
- La capa de cera asegura un cierre uniforme.
- Soporte plástico con 48 posiciones numeradas que permite transportar los tubos.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
71641	Cera para cerramiento de tubos	10	**42,00** €

Agujas de extracción de sangre a vacío VACUMED

- Estériles en cajas de 100 unidades

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45401	Aguja estéril 20Gx1"	Amarillo	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45402	Aguja estéril 20Gx1,5"	Amarillo	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45403	Aguja estéril 21Gx1"	Verde	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45404	Aguja estéril 21Gx1,5"	Verde	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45405	Aguja estéril 22Gx1"	Negro	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45406	Aguja estéril 22Gx1,5"	Negro	1000 (10x100)	**105,60** €



● FL45401



● FL45404

Agujas estériles para extracción de sangre a vacío

- Con sistema de seguridad VACUMED.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45422	Aguja seguridad 20Gx1,5"	Amarillo	400 (8x50)	**138,00** €
FL45424	Aguja seguridad 21Gx1,5"	Verde	400 (8x50)	**138,00** €
FL45426	Aguja seguridad 22Gx1,5"	Negra	400 (8x50)	**138,00** €
FL45412	Aguja seguridad 20Gx1,5" +Portatubo	Amarillo	400 (8x50)	**138,00** €
FL45414	Aguja seguridad 21Gx1,5" +Portatubo	Verde	400 (8x50)	**138,00** €
FL45416	Aguja seguridad 22Gx1,5" +Portatubo	Negra	400 (8x50)	**138,00** €



● FL45200



● FL45412

Portatubos

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45000	Portatubos polipropileno		2500	**98,00** €
FL45200	Portatubos de seguridad polipropileno		1000	**108,00** €



● FL45321

Set extracción de sangre

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45321	Aguja mariposa 21Gx3/4+tUBO300mm	Verde	1000(10x100)	**165,00** €
FL45322	Aguja mariposa 22Gx3/4+tUBO300mm	Negro	1000(10x100)	**165,00** €
FL45323	Aguja mariposa 23Gx3/4+tUBO300mm	Azul claro	1000(10x100)	**165,00** €



● FL45422

Set extracción de sangre con adaptador Luer

- Aguja y tubo de 178mm.
- Estéril.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45501	Con aguja mariposa 21G x 3/4.	Verde	1000 (20x50)	**242,00** €
FL45503	Con aguja mariposa 23G x 3/4.	Azul claro	1000 (20x50)	**242,00** €



● FL45501

Set extracción de sangre con sistema de seguridad

- Estéril, con adaptador Luer y aguja mariposa con tubo.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45701	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 178mm	Verde	200 (4x50)	**105,00** €
FL45703	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 178mm	Azul claro	200 (4x50)	**105,00** €
FL45704	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 300mm	Verde	200 (4x50)	**105,00** €
FL45706	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 300mm	Azul claro	200 (4x50)	**105,00** €

Set extracción de sangre con sistema de seguridad

- Con portatubos incluido
- Estéril, con portatubos, adaptador Luer y aguja mariposa con tubo

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45711	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 178mm	Verde	200 (8x25)	**172,00** €
FL45713	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 178mm	Azul claro	200 (8x25)	**172,00** €
FL45714	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 300mm	Verde	200 8x25)	**172,00** €
FL45716	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 300mm	Azul claro	200 (8x25)	**172,00** €



● FL45711



H-Pette para la preparación de frotis de sangre

- Para la preparación de frotis de sangre.
- Dispensa una gota de sangre en los portaobjetos, de forma segura y disminuye los pasos para preparar el frotis de sangre.
- Elimina la necesidad de abrir el tubo de muestra primario.
- También evita el uso de varillas capilares o jeringas dosificadoras.
- Se adapta a todos los tubos de extracción de sangre.

Referencia	Envase	Uds Caja	€/Caja
7620-540-000-9	100	100 (1x100)	**37,00** €
7620-540-010-9	100	500 (5x100)	**136,00** €



Tip Top Tapones de dispensación de sangre

- Tapón desechable que se adapta a los tubos de extracción de sangre de 13mm o 16mm.
- Una pequeña abertura le permite dispensar una muestra sin quitar el tapón TipTop para preparar frotis en portaobjetos o dispensar en pocillos en microplacas o microtubos de forma segura.
- Fabricado en polietileno, resistente a productos químicos.
- Puede dispensar suero, plasma, reactivos, sangre entera, líquido cefalorraquídeo (LCR).
- Dispone de un filtro integral de polietileno poroso que separa los sueros.
- Forma de uso: inclinar el tubo y apretar para dispensar una gota.
- Dispone de un tapón para cubrir el TipTop y así guardar las muestras en frigorífico.



Referencia	Para tubos	Envase	Uds. Caja	€/Caja
5511-800-000-9	de 13mm Ø	1000	1000	**446,00** €
5512-800-000-9	de 16mm Ø	1000	1000	**438,00** €

Dispensadores de Sangre C-Pette y U-Pette

- Para dispensar sangre en un casete de prueba sin quitar el tapón del tubo de extracción, reduciendo el riesgo de infección, al minimizar los aerosoles.
- Se adaptan a todos los tubos de extracción de sangre.
- Seguro para el uso en la cabecera del paciente.

Referencia	Descripción	Envase	Uds. Caja	€/Caja
7626-500-000	U-Pette	100	500 (5x100)	***Consultar***
7625-500-000	C-Pette	100	500 (5x100)	***Consultar***









Tubos de extracción

Ver página 464.



Lancetas

Ver página 422.



Contenedores de orina

Ver página 392.



Contenedores de orina sitema vacio

Ver página 393.



Para frotis de sangre

Ver página 424.



Dispensadores de sangre

Ver página 424.

Filtros de jeringa de PTFE



- Filtros en carcasa de HDPE, con membrana hidrófoba de PTFE.
- Membrana biológica y químicamente inerte, sin fugas.
- Resisten disolventes orgánicos para HPLC, ácidos concentrados y bases.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: azul.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102030	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**52,00** €
102030XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	1.000	**410,00** €
102031	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102031XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	1.000	**410,00** €
102167	Filtro PTFE	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**64,00** €
102067	Filtro PTFE	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**64,00** €
102032	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**72,80** €
102032XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	1.000	**655,00** €
102033	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**72,00** €
102033XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	1.000	**655,00** €

Filtros de jeringa de acetato de celulosa



- Filtros en carcasa de polipropileno, con membrana AC hidrofílica.
- Membrana biológica inerte, sin fugas.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros permiten filtrar hasta 100ml.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.
- Filtros AC de acetato de celulosa.



Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102052	Filtro AC	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	500	**525,00** €
102055	Filtro AC	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**525,00** €

Filtros de jeringa con prefiltro de fibra de vidrio



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana en PTFE o en nailon.
- Prefiltro de dos capas de fibra de vidrio.

Aplicaciones:

- Uso general en laboratorio. Filtración de muestras en disolventes fuertes, ácidos y bases, HPLC.
- Disolución, análisis de concentración, ambiental, etc.
- Membrana de filtración en PTFE hidrófoba o en nailon hidrofílica.

Referencia	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
102130	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102131	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €
102134	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102135	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €

Filtros de jeringa de nailon



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de nailon hidrofílica.
- Amplia compatibilidad química.
- Adecuadas para soluciones acuosas y orgánicas. Incluso acetonitrilo (ACN), DMF y DMSO.
- Color de la carcasa: morada.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102046	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**42,00** €
102047	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**42,00** €
102034	Filtro nailon	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**52,00** €
102035	Filtro nailon	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102048	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**55,00** €
102049	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**55,00** €

Filtros de jeringa de PVDF



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de PVDF hidrofílica.
- Muy baja en proteínas.
- Excelente compatibilidad química.
- Color de la carcasa: amarilla.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102036	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**69,00** €
102037	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**69,00** €
102077	Filtro PVDF	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**675,00** €
102038	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**106,00** €
102039	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**105,00** €

Filtros de jeringa de PES



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica.
- Combina un rápido flujo con una baja unión a proteínas.
- Para preparar soluciones de filtración acuosa.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: menta.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102042	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**56,50** €
102043	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**46,00** €
102170	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**86,00** €
102070	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**86,00** €
102044	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**88,00** €
102045	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**88,00** €

Filtros de jeringa estériles



● 102086

- Filtros estériles PES y de acetato de celulosa (AC).
- Filtros estériles en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica estéril.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: verde.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102086	Filtro PES estéril	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	Si	100	**105,60** €
102087	Filtro PES estéril	25mm	3,8cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	100	**113,00** €
102050	Filtro AC estéril	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤20µl	0,20µm	Si	50	**62,00** €
102051	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	Si	50	**72,00** €
102054	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	50	**72,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Sistema de filtración a vacío (Embudos con filtro y frasco de recepción)



- Filtración de alto rendimiento.
- Embudo y botella de recepción graduados.
- Membrana de filtración en PVDF, PES, MCE y AC.
- Esterilización Gamma.
- Membrana de 50mm para los embudos de 250ml y de 90mm en los de más capacidad.

Con membrana de filtración en PVDF				
Referencia	**Volumen**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342101	250ml	0,22µm	12	**82,00** €
342103	250ml	0,45µm	12	**82,00** €
343101	500ml	0,22µm	12	**109,00** €
343103	500ml	0,45µm	12	**109,00** €
344101	1000ml	0,22µm	12	**175,00** €
344103	1000ml	0,45µm	12	**175,00** €



Con membrana de filtración en PES				
Referencia	**Capacidad**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342001	250ml	0,22µm	12	**78,00** €
342003	250ml	0,45µm	12	**78,00** €
343001	500ml	0,22µm	12	**108,00** €
343003	500ml	0,45µm	12	**108,00** €
344001	1000ml	0,22µm	12	**175,00** €
344003	1000ml	0,45µm	12	**175,00** €

Embudos con filtro



Referencia	**Capacidad**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342011	250ml	PES	24	**132,00** €
342111	250ml	PVDF	24	**132,00** €
343011	500ml	PES	24	**160,00** €
343111	500ml	PVDF	24	**174,00** €
344011	1000ml	PES	24	**250,00** €
344111	1000ml	PVDF	24	**260,00** €



Botellas de recepción graduadas

- Poliestireno.

Referencia	**Capacidad**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342021	250ml	24	**70,00** €
343021	500ml	24	**75,00** €
344021	1000ml	12	**63,00** €

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED




Filtro de jeringa
Ver páginas 426-427.



Filtros de membrana
Ver página 320.



Sistema de aspiración por vacío
Ver página 321.



Rampas de filtración
Ver página 322-327.



Bombas de diafragma
Ver página 329.



Bombas de vacío
Ver página 154-329.

Equipos completos de filtración
Ver página 324-327.





SHIELDskin CHEM (Riesgo químico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos, ESD y mecánicos.
- Guantes de protección de neopreno y nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,40mm dedo, 0,31mm palma y 0,2mm puno.
- Color exterior rojo e interior blanco.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO374-2:2019 y EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario de clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos, virus y riesgo mecánico.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019).
- Libre de látex, libre de polvo, libre de tiuram y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
669251	CHEM Nitrile 300	XS	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669252	CHEM Nitrile 300	S	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669253	CHEM Nitrile 300	M	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669254	CHEM Nitrile 300	L	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669255	CHEM Nitrile 300	XL	300mm	400 (10x40)	**525,00** €



SHIELDskin ORANGE NITRILE (Riesgo biológico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos y ESD.
- Guantes de protección de nitrilo/neopreno, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección (Orange-300) y 260mm (Orange 260).
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,14mm palma y 0,10mm puno.
- Color exterior naranja e interior blanco.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO 374-2:2019 y EN 455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario de clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019).
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
676231	Orange Nitrile 260	XS	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676232	Orange Nitrile 260	S	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676233	Orange Nitrile 260	M	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676234	Orange Nitrile 260	L	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676235	Orange Nitrile 260	XL	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676251	Orange Nitrile 300	XS	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676252	Orange Nitrile 300	S	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676253	Orange Nitrile 300	M	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676254	Orange Nitrile 300	L	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676255	Orange Nitrile 300	XL	300mm	500 (10x50)	**212,00** €



● 676352

SHIELDskin ORANGE NITRILE 300 estéril (Riesgo biológico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos y ESD.
- Libre de DNasa y RNasa (certificado), adecuado para ambientes asépticos <3000 partículas 2cm.
- Estéril (radiación gamma), bajo nivel endotoxinas (<20 EU/Par).
- Guantes de protección de nitrilo/neopreno, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,14mm palma y 0,10mm puno.
- Color: naranja exterior y blanco interior.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO 374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019) e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Ud/Caja	€/Caja
676352	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	S	8x20 pares	**445,00** €
676353	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	M	8x20 pares	**445,00** €
676354	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	L	8x20 pares	**445,00** €
676355	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	XL	8x20 pares	**445,00** €

EcoSHIELD Eco Nitrile PF250 (Riesgo general)



- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad y ESD.
- Guantes de protección de nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: tallas S, M y L 250mm y XL 260mm. Con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,10mm palma y 0,08mm puño.
- Color exterior: verde e interior de color blanco.
- AQL nivel 3 <0.25² (ISO 374-2:2019 y EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.
- Otros estándares: EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
625122	Eco Nitrile PF250	S	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625123	Eco Nitrile PF250	M	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625124	Eco Nitrile PF250	L	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625125	Eco Nitrile PF250	XL	260mm	1500 (10x150)	**278,00** €

DuoSHIELD pft Nitrile PF240 (Doble riesgo)



- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad.
- Guantes de protección de nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 240mm.
- Espesor: 0,10mm dedo, 0,08mm palma y 0,07mm puño.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 3 <0.65² (EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.
- Otros estándares: ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiazol) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
658121	DuoShield PFT 240	XS	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658122	DuoShield PFT 240	S	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658123	DuoShield PFT 240	M	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658124	DuoShield PFT 240	L	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658125	DuoShield PFT 240	XL	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €

SHIELDskin XTREME Eco Nitrile 300 DI+ (Control de contaminación alto - salas limpias)





- Guantes para salas limpias en industria farmacéutica y microelectrónica.
- Libres de partículas, con triple lavado con agua desionizada, no estéril.
- Protección ante micro-organismos, virus y químicos.
- Partículas/cm²>0,5µm … <1200 partículas.
- Longitud: 300mm.
- Espesor: 0,15mm dedo, 0,10mm palma y 0,07mm puño.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 2 <1.5³ (ISO EN374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16 e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Otros estándares: EN 1149-1/2/3 & 5, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, sin alérgenos, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
688652	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	S	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688653	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	M	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688654	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	L	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688655	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	XL	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €



SHIELDskin XTREME White Nitrile 400 DI+ (Control de contaminación alto – salas limpias) Extra largo 400mm

- Guantes para salas limpias en industria farmacéutica y microelectrónica.
- Libres de partículas, con triple lavado con agua desionizada, no estéril.
- Protección ante micro-organismos, virus, químicos y citotóxicos.
- Partículas/cm2>0,5µm … <1200 partículas.
- Longitud extralarga de 400mm.
- Espesor: 0,20mm dedo, 0,15mm palma y 0,10mm puno.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 2 <1.5³ (ISO 374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019) e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Otros estándares: EN 1149-1/2/3 & 5, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, sin alérgenos, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
698672	Xtreme White Nitrile 400DI+	S	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698673	Xtreme White Nitrile 400DI+	M	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698674	Xtreme White Nitrile 400DI+	L	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698675	Xtreme White Nitrile 400DI+	XL	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €

MAPA PROFESSIONNEL



Guantes de látex EXTRA 998, Clase III

- Látex natural, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 30 cm, ambidiestros, grosor 0,10mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
998416	Guante látex 998	30cm - S	100	**24,00** €
998417	Guante látex 998	30cm - M	100	**24,00** €
998418	Guante látex 998	30cm - L	100	**24,00** €
998419	Guante látex 998	30cm - XL	100	**24,00** €



Guantes de nitrilo ULTRA 999, Clase III

- Nitrilo color blanco, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 29 cm, ambidiestros, grosor 0,10mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
999416	Guante Nitrilo 999	29cm - S	100	**22,00** €
999417	Guante Nitrilo 999	29cm - M	100	**22,00** €
999418	Guante Nitrilo 999	29cm - L	100	**22,00** €
999419	Guante Nitrilo 999	29cm - XL	100	**22,00** €



Guantes de nitrilo SOLO-Green 977, Clase III

- Nitrilo color verde, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 24 cm, ambidiestros, grosor 0,11mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
977016	Guante Nitrilo 977	24cm - S	100	**14,00** €
977017	Guante Nitrilo 977	24cm - M	100	**14,00** €
977018	Guante Nitrilo 977	24cm - L	100	**14,00** €
977019	Guante Nitrilo 977	24cm - XL	100	**14,00** €

Guantes nitrilo

- Guantes de nitrilo para una excelente protección.
- Espesor: 0,1mm, ambidiestros, color azul.



NEST Biotechnology Co., Ltd.



Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
90014S	Guante nitrilo	S - 25cm	10x100	**149,00 €**
90014M	Guante nitrilo	M - 25cm	10x100	**149,00 €**
90014L	Guante nitrilo	L - 25cm	10x100	**149,00 €**

Soportes para cajas de guantes


- Ajustable para diferentes tamaños de cajas de guantes.
- Capacidad: 4 cajas.
- Fijación mural o en puerta.
- Admite cajas de mascarillas, calzas, etc.
- Dimensiones: 152x76x762mm (Ancho x Fondo x Alto).

120107 **Soporte flexible para 4 cajas de guantes** **239,50 €**



Superficie de trabajo de silicona reutilizable y autoclavable

- Reversible.
- Capacidad de retención hasta 300ml.
- Fabricada en silicona de grado FDA alimentario.
- Ideal para salas limpias, salas frías, áreas estériles, etc.
- Temperatura de trabajo desde -50°C hasta +200°C.
- Buena resistencia química.
- Lavable con desinfectantes, de fácil limpieza.
- Autoclavable a 121°C en 15 minutos.
- Dispone de una zona para objetos metálicos.
- Dimensiones: 350x600x2mm (Ancho x Fondo x Alto).



120506 **LAB MAT Amarillo/Azul** **89,00 €**

120507 **LAB MAT Morado/Gris** **89,00 €**



Guantes de protección para cortes

- Guantes de uso profesional.
- Garantizan una excelente resistencia al corte, con la máxima ligereza y manejabilidad, clase protección III.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
47774	Par de guantes seguridad talla pequeña	par	***Consultar***
47775	Par de guantes seguridad talla mediana	par	***Consultar***
47776	Par de guantes seguridad talla grande	par	***Consultar***



● **47775**

Escobillones no estériles para toma de muestras

● 73830100

- Dimensiones: 150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Aluminio: 147mm.
- Presentación: Bolsas de 100 unidades (Cajas con 20 bolsas).

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73830100	Escobillón no estéril	Madera+algodón	2000 (20x100)	**28,00** €
73830100XL	Escobillón no estéril	Madera+algodón	10x2000 (20x100)	**245,00** €
73830105	Escobillón no estéril	Ps rompible+viscoso	2000 (20x100)	**38,00** €
73830105XL	Escobillón no estéril	Ps rompible+viscoso	10x2000 (20x100)	**335,00** €
73830108	Escobillón no estéril	Aluminio+viscoso	2000 (20x100)	**375,00** €

Escobillones estériles en bolsa unitaria para toma de muestras



● 73831100



● 73830150



● 73830175

- Dimensiones: 150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Aluminio: 147mm.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73831100	Escobillón estéril bolsa unitaria	Madera+algodón	2000 (4x500)	**91,00** €
73831100XL	Escobillón estéril bolsa unitaria	Madera+algodón	5x2000	**385,00** €
73830150	Escobillón estéril bolsa unitaria	Ps rompible+viscoso	2000 (4x500)	**109,00** €
73830150XL	Escobillón estéril bolsa unitaria	Ps rompible+viscoso	5x2000	**486,00** €
73830175	Escobillón estéril bolsa unitaria	Aluminio+viscoso	1000	**314,00** €

Escobillones estériles en tubo para toma de muestras Clase IIA



● 73831110



● 73831118

- Escobillones estériles en tubo de polipropileno de fondo redondo con etiqueta precinto.
- Dimensiones tubo: Ø12x150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm) punta rayón viscoso.
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm) punta de algodón.
- Aluminio: 147mm punta viscosa.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73831110	Escobillón estéril en tubo	Madera+algodón	1000	**225,00** €
73831115	Escobillón estéril en tubo	Ps rompible+viscoso	1000	**215,00** €
73831118	Escobillón estéril en tubo	Aluminio+viscoso	1000	**445,00** €

Escobillones con medio de transporte Clase IIA



● 73831127



● 73831129

- Torunda de plástico con punta de rayón viscoso.
- Dimensiones tubo: Ø12x150mm de longitud.
- (Opcionalmente disponible en aluminio).

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73831125	Escobillón estéril con medio Amies	900	**263,00** €
73831120	Escobillón estéril con medio Stuart	900	**272,00** €
73831122	Escobillón estéril con medio Cary Blair	900	**279,00** €
73831127	Escobillón estéril para transporte de Virus	125	**196,00** €
73831129	Escobillón estéril para transporte de Virus nasofaríngeo	125	***Consultar***

(Biocult con aplicadores en aluminio y Amies o Stuart con carbón consultar)

Cepillos cervicales BIO-BRUSH



● 73506013

- Para toma de muestras cervicales.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73506013	Cepillo cervical	No estéril en bolsa	500	**71,00** €
73506019	Cepillo cervical	Estéril en bolsa	500	**110,00** €

Hisopo + medio de transporte de virus

MEDIO:

- Sistema de transporte y recolección de virus destinado a preservar la viabilidad e infectividad de las muestras virales.
- Medio líquido de solución salina equilibrada, tamponada con ortofosfato de hidrógeno disódico. Contiene hidrolizado de lactoalbúmina y antibióticos.



● **MW951SENT**



● **MW951S**



● **MW002NF**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Cantidad medio	Longitud	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
MW951S	Estándar	Espuma	Si	1ml, 2ml o 3ml	150mm	Si	125	***Consultar***
MW951SENT	Nasofaríngeo	Espuma	Si	1ml	150mm	Si	125	**328,00 €**
MW002NF	Nasofaríngeo	Flocada	Si	Sin medio	150mm	Si	125	**128,00 €**

Hisopo + medio de transporte Amies

MEDIO:

- Medio Transwab® (Amies) para la recuperación de aerobios, anaerobios y organismos exigentes.
- Diseñado para mantener la muestra húmeda y mantener cualquier microorganismo en condiciones viables hasta el laboratorio.
- Consta de un tampón inorgánico para estabilizar el pH del medio y un agente reductor para eliminar oxígeno disuelto.





● **MW176S**



● **MW172P**



● **MW170**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Uso	Longitud	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
MW170	Estándar	Rayón	No	Heridas, piel, urogenital, garganta	150mm	Si	125	**64,00 €**
MW172P	Alambre recto	Rayón	No	Uretral	150mm	Si	125	**165,00 €**
MW176S	Estándar	Espuma	Si	Heridas, piel, garganta	150mm	Si	125	**142,00 €**

Hisopos sin medio en tubo

- Para la recogida y transporte seguro de muestras clínicas, así como para uso general de laboratorio.
- Tubo con etiqueta para marcaje.



● **MW100**



● **MW1028**



● **MW1041**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Uso	Longitud	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
MW100	Plástico fino	Rayón	No	General	150mm	Si	400	**395,00 €**
MW1028	Estándar	Rayón	No	General	150mm	Si	800	**212,00 €**
MW1048	Madera	Algodón	No	General	150mm	Si	800	**378,00 €**



Bandejas para portaobjetos
Ver página 270.



Cajas para portaobjetos
Ver página 271.



Cassettes para biopsias
Ver páginas 272-273.



Cassettes para microbiopsias
Ver página 273.



Moldes
Ver página 277.



Contenedores para piezas quirúrgicas
Ver página 281.



Cuchillas de microtomo
Ver página 282.



Cuchillas de tallado
Ver página 283.



Citocontenedores para citocentrífugas
Ver página 279.



Cámaras de recuento
Ver páginas 284-285.




Cubreobjetos
Ver página 286.



Portaobjetos
Ver páginas 287 a 289.



Reactivos histología
Ver páginas 296 a 302.




Kits histología
Ver páginas 300 a 302.



Absorbentes de formol
Ver página 304.



Contenedores de seguridad con formol Klessidra
Ver página 280.



● 241000

Erlenmeyer de vidrio

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
240050	50ml	51x90mm	22mm	10	**97,00** €
240100	100ml	64x105mm	22mm	10	**113,00** €
240250	250ml	85x145mm	34mm	10	**30,40** €
240500	500ml	105x180mm	34mm	10	**45,00** €
241000	1000ml	131x220mm	42mm	10	**60,20** €
242000	2000ml	166x280mm	50mm	6	**47,00** €
243000	3000ml	187x310mm	50mm	6	**208,00** €
245000	5000ml	220x365mm	50mm	2	**111,80** €



● 940250

Erlenmeyer de vidrio

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato.
- ISO 24450

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
940025	25ml	42x75mm	22mm	20	**51,00** €
940050	50ml	51x85mm	22mm	12	**25,90** €
940100	100ml	64x105mm	22mm	12	**27,90** €
940250	250ml	85x145mm	34mm	8	**19,00** €
940500	500ml	105x175mm	34mm	6	**20,50** €
941000	1000ml	131x220mm	42mm	6	**33,00** €
942000	2000ml	166x280mm	50mm	6	**72,00** €
943000	3000ml	187x310mm	50mm	2	**47,00** €
945000	5000ml	235x380mm	65mm	2	**58,00** €



● 250500

Erlenmeyer de vidrio con boca ancha

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato ISO 24450.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
250100	100ml	64x105mm	34mm	10	**22,20** €
250250	250ml	79x131mm	50mm	10	**27,70** €
250500	500ml	105x175mm	50mm	10	**40,25** €
251000	1000ml	131x220mm	50mm	10	**61,50** €
252000	2000ml	150x280mm	70mm	6	**54,00** €



● 80230255

Erlenmeyer de vidrio con tapón rosca

- Erlenmeyer de vidrio borosilicato.
- Tapón rosca GL.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
80230100	100ml	64x100mm	25	1	**20,80** €
80230250	250ml	85x140mm	32	1	**18,00** €
80230255	250ml	85x150mm	45	1	**7,10** €
80230500	500ml	105x175mm	32	1	**16,00** €
80230555	500ml	105x185mm	45	1	**9,00** €
80231000	1000ml	131x215mm	32	1	**18,00** €
80231055	1000ml	131x225mm	45	1	**12,00** €
80232000	2000ml	166x280mm	45	1	**21,00** €

Erlenmeyer con deflectores con tapón rosca

- Erlenmeyer de vidrio borosilicato.
- Para cultivos celulares.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
8023025G	250ml	85x150mm	45	10	**72,00** €
8023050G	500ml	105x185mm	45	10	**85,00** €
8023100G	1000ml	131x225mm	45	10	**105,00** €
8023200G	2000ml	160x290mm	45	10	**137,00** €



● **8023025G**

Erlenmeyer con tapón roscado en polipropileno

- Graduados y esterilizables a 121°C.
- Apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Rosca GL	Ud/Caja	€/Caja
601666	50ml	40	6	**46,00** €
601667	100ml	40	6	**53,00** €
601668	250ml	52	6	**74,90** €
601669	500ml	52	6	**87,00** €
601670	1000ml	52	4	**79,00** €



● **601666**

Erlenmeyer con tapón para cultivo celular

- Fabricados en PETG y tapón en polietileno de alta densidad.
- Libres de pirógenos, DNasa y RNasa.
- Con tapón rosca o tapón rosca ventilado con filtro 0,22µm e hidrófobo.
- Diseñados para agitación en cultivo celular.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ø base	Alto	Ud/Caja	Tapón	€/Caja
781001	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Estándar	**110,00** €
781011	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Ventilado	**122,00** €
782001	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Estándar	**79,00** €
782011	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Ventilado	**87,00** €
783001	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Estándar	**107,00** €
783011	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Ventilado	**117,00** €
784001	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Estándar	**88,00** €
784011	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Ventilado	**91,00** €


Otros volúmenes: 2 litros, 3 litros y 5 litros consultar.



Matraces kitasatos con oliva de vidrio

- Fabricados en vidrio borosilicato.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
24140500	500ml	115x210mm	1	**8,40** €
24141000	1000ml	140x245mm	1	**9,80** €
24142000	2000ml	185x370mm	1	**16,00** €



● **24141000**

Matraces fondo plano y fondo redondo vidrio

- Vidrio borosilicato 3.3.
- ISO 1773.



● 17100500



● 17150250

Referencia	Fondo	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
17100050	Plano	50ml	51x100mm	22mm	10	**27,50** €
17100100	Plano	100ml	64x110mm	22mm	10	**29,50** €
17100250	Plano	250ml	85x140mm	34mm	8	**36,00** €
17100500	Plano	500ml	105x170mm	34mm	6	**25,00** €
17101000	Plano	1000ml	131x200mm	42mm	4	**25,80** €
17102000	Plano	2000ml	166x250mm	50mm	4	**43,00** €
17150050	Redondo	50ml	51x105mm	22mm	12	**35,00** €
17150100	Redondo	100ml	64x115mm	22mm	12	**35,00** €
17150250	Redondo	250ml	85x145mm	34mm	12	**55,00** €
17150500	Redondo	500ml	105x175mm	34mm	8	**49,00** €
17151000	Redondo	1000ml	131x210mm	42mm	6	**58,00** €
17152000	Redondo	2000ml	166x260mm	50mm	1	**23,00** €

Matraces con boca esmerilada

- Vidrio borosilicato, con boca esmerilada 29/32.




● 240288

Referencia	Descripción	Boca esm.	Ud/Caja	€/Caja
240294	Matraz Erlenmeyer 250ml	29/32	2	**17,00** €
240280	Matraz fondo plano 250ml	29/32	2	**18,00** €
240286	Matraz fondo redondo 250ml	29/32	2	**18,00** €
240287	Matraz fondo redondo 500ml	29/32	2	**25,00** €
240288	Matraz fondo redondo 1000ml	29/32	2	**42,00** €

Matraces Kjeldahl

- Fabricados en vidrio borosilicato.
- Para determinación de nitrógeno.



● 11500500

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Boca ext. Ø	Ud/Caja	€/Caja
11500100	100ml	60x200mm	22mm	1	**5,00** €
11500250	250ml	81x270mm	34mm	1	**6,50** €
11500500	500ml	101x300mm	34mm	1	**10,00** €

Matraces aforados clase A con tapón de plástico

- Vidrio transparente, con tapón plástico SJ.
- ISO 1042.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
15030005	5ml	22x70mm	±0,025ml	1	**20,70** €
15030010	10ml	27x90mm	±0,025ml	1	**20,70** €
15030025	25ml	40x110mm	±0,040ml	1	**14,70** €
15030050	50ml	50x140mm	±0,060ml	1	**13,50** €
15030100	100ml	60x170mm	±0,100ml	1	**16,80** €
15030250	250ml	80x220mm	±0,150ml	1	**19,70** €
15030500	500ml	100x260mm	±0,250ml	1	**22,00** €
15031000	1000ml	125x300mm	±0,400ml	1	**29,50** €
15032000	2000ml	160x370mm	±0,600ml	1	**45,80** €



● **15030500**

Matraces aforados clase A con tapón plástico

- Vidrio transparente de borosilicato.
- ISO 12664

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
16230010	10ml	±0,02ml	2	**5,20** €
16230025	25ml	±0,03ml	2	**5,60** €
16230050	50ml	±0,05ml	2	**5,80** €
16230100	100ml	±0,10ml	2	**6,50** €
16230250	250ml	±0,15ml	2	**8,70** €
16230500	500ml	±0,25ml	2	**13,80** €
16231000	1000ml	±0,40ml	2	**18,00** €
16232000	2000ml	±0,60ml	2	**17,00** €



Matraces aforados clase A con tapón plástico

- Vidrio ámbar.

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
16250005	5ml	±0,02ml	2	**10,60** €
16250010	10ml	±0,03ml	2	**10,60** €
16250025	25ml	±0,05ml	2	**11,80** €
16250050	50ml	±0,10ml	2	**12,20** €
16250100	100ml	±0,15ml	2	**13,10** €
16250250	250ml	±0,25ml	2	**16,80** €
16250500	500ml	±0,40ml	2	**24,00** €
16251000	1000ml	±0,60ml	2	**32,00** €
16252000	2000ml	±0,60ml	2	**59,40** €



● **16250500**

Matraces aforados con tapón en polipropileno

- Superior a clase B, esterilizables a 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Línea de graduación calibrada individualmente.

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
601677	10ml	±0,08ml	1	**11,40** €
601671	25ml	±0,08ml	1	**12,00** €
601672	50ml	±0,12ml	1	**15,80** €
601673	100ml	±0,20ml	1	**20,30** €
601674	250ml	±0,30ml	1	**24,00** €
601675	500ml	±0,50ml	1	**28,60** €
601676	1000ml	±0,80ml	1	**31,90** €



601673



Matraces aforados con tapón a presión y tapón a rosca polipropileno

- Matraces volumétricos (aforados).
- Fabricados en polipropileno especialmente transparente.
- Cuello estrecho para una óptima precisión.
- Autoclavables y químicamente más limpios que el vidrio.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Volumen	Tolerancia ml	Alto	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
			Con TAPÓN a presión			
602531	25ml	±0,5	121mm	DIN 21	1	**9,60** €
602532	50ml	±1	143mm	DIN 23	1	**9,70** €
602533	100ml	±1	174mm	DIN 23	1	**11,30** €
602534	250ml	±2	225mm	DIN 26	1	**12,60** €
602535	500ml	±5	265mm	DIN 26	1	**15,60** €
602536	1000ml	±10	325mm	DIN 26	1	**19,60** €
			Con TAPÓN a rosca			
602541	25ml	±0,5	121mm	GL18 - ROSCA	1	**8,65** €
602542	50ml	±1	143mm	GL18 - ROSCA	1	**8,83** €
602543	100ml	±1	174mm	GL18 - ROSCA	1	**9,90** €
602544	250ml	±2	225mm	GL25 - ROSCA	1	**11,90** €
602545	500ml	±5	265mm	GL25 - ROSCA	1	**13,78** €
602546	1000ml	±10	325mm	GL25 - ROSCA	1	**19,20** €



Morteros de porcelana con mano


- Exterior esmaltado e interior no esmaltado.

Referencia	Diámetro	Longitud mano	Unidades/caja	€/Caja
22330100	100mm	110mm	1	**4,90** €
22330130	130mm	125mm	1	**8,00** €
22330160	160mm	165mm	1	**13,20** €

Morteros de vidrio con mano

- Mortero de vidrio con mano.





● **22310120**

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22310080	100ml	80x60mm	1	**37,00** €
22310100	150ml	100x75mm	1	**42,00** €
22310120	250ml	120x90mm	1	**54,00** €
22310150	750ml	150x110mm	1	**77,00** €
22310200	2000ml	200x120mm	1	**104,00** €



Morteros de vidrio con mano

- Mortero de vidrio con mano.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22410060	90ml	60x40mm	1	**3,90** €
22410080	100ml	75x40mm	1	**5,60** €
22410100	200ml	90x50mm	1	**6,50** €
22410120	400ml	120x60mm	1	**8,50** €
22410150	1100ml	150x85mm	1	**14,90** €

Buretas graduadas de vidrio con llave de Teflon PTFE

- Tolerancia clase A con franja Schellbach.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación en azul sobre franja blanca (franja schellbach).

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601581	10ml - Schellbach	A	0,05ML	5	**89,00** €
601582	25ml - Schellbach	A	0,1ML	5	**89,00** €
601583	50ml - Schellbach	A	0,1ML	5	**89,00** €

Buretas graduadas de vidrio con llave de Teflon PTFE

- Tolerancia clase A.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación.

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601571	10ml	A	0,05ML	5	**75,00** €
601573	25ml	A	0,1ML	5	**80,00** €
601575	50ml	A	0,1ML	5	**89,00** €



● 601573

Buretas graduadas clase A de vidrio con llave de Vidrio

- Tolerancia clase A.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación.

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601577	10ml	A	0,05ML	5	**70,00** €
601578	25ml	A	0,1ML	5	**72,00** €
601579	50ml	A	0,1ML	5	**75,00** €



● 601577 ● 601578

Bureta graduada de plástico de alta precisión

- Con llave de paso autolubricante de perfecto sellado.
- Conforme a la norma DIN 12700.
- Clase B.
- Fabricadas en PMMA, PTFE y FEP.

Referencia	Descripción	Frasco	Importe
902180	Bureta graduada	10ml en 0,1	**96,00** €
902181	Bureta graduada	25ml en 0,1	**102,00** €
902182	Bureta graduada	50ml en 0,1	**102,00** €



Buretas automáticas Dr.Schilling

- Ajuste automático del punto cero.
- Clase B.
- Franja Schellbach al dorso, de vidrio claro para facilitar la lectura.
- Ajustadas EX (por vertido).
- Con pinza de alta calidad.
- Completas con frasco y soporte estable.
- Parte superior provista de tubo de salida.
- Frasco y bureta unidos por estructura.

Referencia	Descripción	Frasco	Importe
601520	Bureta Dr.Schilling 10ml 0,05ml	500ml	**113,00** €
601521	Bureta Dr.Schilling 25ml 0,1ml	1000ml	**118,00** €
601522	Bureta Dr.Schilling 50ml 0,1ml	1000ml	**137,00** €



● 601521

Buretas automáticas electrónicas

Para información de buretas automáticas ver página 204-205.





Pipetas graduadas vidrio

Referencia	Capacidad	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
16050067	0.1ml	0,001ml	20	**26,00** €
16050068	0.2ml	0,002ml	20	**26,00** €
16050069	0.5ml	0,02ml	20	**26,00** €
16050071	1ml	0,05ml	24	**53,00** €
16050074	2ml	0,02ml	24	**55,00** €
16050076	5ml	0,05ml	24	**57,00** €
16050077	10ml	0,02ml	24	**63,00** €
16050078	20ml	0,2ml	10	**35,00** €
16050079	25ml	0,2ml	10	**37,10** €


Soportes para pipetas



● 902208

902208 Soporte para pipetas vertical — 53,00 €

- Fabricado en polipropileno.
- Capacidad 94 pipetas hasta 14mm.
- Soporte giratorio.



● 902209

902209 Soporte para pipetas vertical — 16,60 €

- Fabricado en polipropileno.
- Capacidad 8 pipetas hasta 10mm y 8 hasta 15mm.
- Base con orificios para drenaje.



● 902210

902210 Bandeja portapipetas PVC — 33,00 €

- Capacidad aproximada: 30 pipetas.
- Dividido en 4 compartimentos.
- Para pipetas de 1ml, 2ml, 5ml y 10ml.



● 902211

902211 Cilindro para pipetas — 39,30 €

- Fabricado en polipropileno.
- Para guardar pipetas o esterilizarlas en autoclave.
- Tapa a presión (quitar la tapa para autoclavar).
- Dimensiones: 82mm Ø x 426mm.



Aspiradores para Pipetas

Ver páginas 202.

Pipetas serológicas de plástico estériles

- Fabricadas en poliestireno transparente PS.
- Graduadas, con código de color según volumen.
- Estériles en bolsa unitaria.

Referencia	Capacidad	Ud/Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
100540	1ml	1	500	**60,00** €
100545	2ml	1	400	**56,00** €
100551	5ml	1	200	**36,00** €
100556	10ml	1	200	**41,00** €
100561	25ml	1	200	**73,00** €
100562	50ml	1	100	**65,00** €



Pipetas Pasteur de plástico de 1, 2 y 3ml graduadas

- Para dispensar pequeñas cantidades de forma rápida y precisa.
- Graduadas hasta 1ml o hasta 3ml, en divisiones 0,25ml o 0,50ml.
- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).
- Las pipetas estériles se presentan en bolsa unitaria peel-pack.
- Volumen total: 1,5ml las pipetas de 5ml y 3ml las pipetas de 7ml.



Pipetas Pasteur graduadas hasta 1ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100510	0,25ml a 1ml	150mm	5ml	No	500	**7,30** €
100511	0,25ml a 1ml	150mm	5ml	Si/Unitaria	1000	**48,50** €

Pipetas Pasteur graduadas hasta 2ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100512	0,5ml a 2ml	150mm	5ml	Si/Unitaria	500	***Consultar***

Pipetas Pasteur graduadas hasta 3ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100520	0,50ml a 3ml	155mm	7ml	No	500	**8,50** €
100521	0,50ml a 3ml	155mm	7ml	Si/Unitaria	1000	**48,50** €



● **100510**

● **100520**

Pipetas Pasteur de plástico micro graduadas

- Graduadas hasta 0,3ml (divisiones 0,1ml).
- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).
- Las pipetas estériles se presentan en bolsa unitaria peel-pack.

Pipetas Pasteur graduadas hasta 0,3ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100505	0,1ml a 0,3ml	116mm	1,5ml	No	500	**18,00** €
100506	0,1ml a 0,3ml	116mm	1,5ml	Si/Unitaria	1000	**50,50** €



● **100505**

Pipetas Pasteur sin graduar

- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).

Referencia	Longitud	Gotas/ml	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100516	51mm	45	1,3ml	No	1000	**46,90** €
100517	154mm	23	5ml	No	1000	**49,60** €
100518	153mm	50	3,3ml	No	500	**55,00** €



● **100517**

Pipetas Pasteur de vidrio

- En vidrio sodocálcico para un solo uso.
- Envases de 8x250 unidades.
- DIN ISO 7712.
- Punta larga, fina y uniforme.

Referencia	Longitud	Vol.	Ud/Caja	€/Caja
74770150	150mm	2ml	2000	**185,00** €
74770230	230mm	2ml	2000	**189,00** €
7477000	Tetinas goma para pipeta Pasteur		100	**113,00** €



● **74770150**



Parafilm

- Film elástico para uso en laboratorios.
- Impermeable a gases y vapor de agua.
- Ideal para trabajar con medios de cultivo.
- Para tapar tubos, placas, vasos, Erlenmeyer, etc., en el laboratorio.

Referencia	Descripción	Longitud x Ancho	Ud/Caja	€/Caja
40080	Rollo Parafilm	38 metro x 10cm	1	**28,50** €
40080XL	Rollo Parafilm	38 metro x 10cm	12	**318,00** €
40084	Rollo Parafilm	75 metro x 5cm	1	**29,90** €



40089 Dispensador de Parafilm **76,00 €**

- Caja dispensadora para rollo de parafilm.
- Fabricado en ABS con pestaña de corte.
- Dimensiones: 171x120x144mm (Ancho x Fondo x Alto).

40090 Dispensador Box Top **49,90 €**

- Para colocación en la parte superior de Parafilm.
- Dimensiones: 123x172x99mm (Ancho x Fondo x Alto).



Papel de filtro en resmas

- Papel filtro para laboratorio en hojas de Ancho x Fondo 420x520mm
- Paquete con 500 hojas

Referencia	Descripción	Ancho x Fondo	Ud/Caja	€/Caja
15034242	Resma de papel filtro	420x520mm	500 hojas	**51,00** €
15034242XL	Resma de papel filtro	420x520mm	3x500 hojas	**130,00** €

Papel de filtro plastificado en resmas

- Papel filtro recubierto de polietileno para laboratorio.
- Paquete con 100 hojas de 420x520mm.

Referencia	Descripción	Ancho x Fondo	Ud/Caja	€/Caja
15054242	Resma de papel filtro	420x520mm	100 hojas	**72,00** €



● **92110**

Papel pH en cajitas

- Cajitas con 100 tiras de papel pH.
- Tiras pH 0 - 14 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14)
- Tiras pH 4.5 - 9.0 (4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5)

Referencia	Descripción	Rango	Ud/Caja	€/Caja
92110	Tiras para pH	0 - 14	C/100	**14,90** €
92119	Tiras para pH	4.5 - 9.0	C/100	**14,90** €



Pinzas de plástico POM

- Amarilla, punta roma y autoclavables a 121ºC.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
168099	Pinzas POM 115mm	5	**13,00** €
168199	Pinzas POM 145mm	5	**16,00** €
168299	Pinzas POM 180mm	5	**30,00** €



Pinzas de plástico PMP

- Blancas, punta aguda, flexibles y autoclavables a 121ºC.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
167895	Pinzas PMP 115mm	10	**27,00** €
167995	Pinzas PMP 145mm	10	**27,00** €

LABOLAN, S.L.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Placas Petri de plástico

- Fabricadas en poliestireno transparente perfectamente planas.
- Asépticas ISO-5 (Clase 100) o estériles.
- Ventiladas con 3 vientos (disponibles también sin vientos).



Placa Petri redonda

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601710	Placa Petri 60mm	60x12mm	Aséptica	1000	**108,00** €
601714	Placa Petri 90mm	90x14,2mm	Aséptica	825	**129,00** €
601716	Placa Petri 90mm	90x15mm	Estéril	500	**74,00** €
601719	Placa Petri 140mm	140x20,6mm	Aséptica	240	**190,00** €
601721	Placa Petri 140mm	140x20,6mm	Estéril	220	**196,00** €

Placa Petri cuadrada

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601722	Placa Petri	120x120x15,8mm	Aséptica	252	**202,00** €
601715	Placa Petri	120x120x15,8mm	Estéril	252	**212,00** €




● **601722**

Placas RODAC

- Poliestireno transparente.
- Estériles.
- Fondo convexo para un rápido análisis.
- Graduación en cuadrados de 10mm² numerados con números y letras.

Referencia	Descripción	Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
722011	Placa Rodac	60x15mm	Estéril	500(25x20)	***Consultar***



● **601742**

● **601740**

● **601744**

● **601746**

Placas Microtiter 96 pocillos - Asépticas

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.
- Superficie de agarre en el lateral.
- Identificación alfanumérica de los pocillos.
- Espacio para marcaje en el lateral.
- Tapas opcionales con anillos para evitar evaporaciones y con esquinas de orientación para evitar contaminación.

Referencia	Fondo	Volumen Máx./poc.	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601742	U	345µl	Aséptica	100 (20x5)	**75,00** €
601740	V	335µl	Aséptica	100 (20x5)	**91,00** €
601744	Plano	405µl	Aséptica	100 (20x5)	**99,00** €
601746	Tapa para placas		Aséptica	100 (20x5)	**74,00** €

Placas Microtiter 96 pocillos - Estériles

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.

Referencia	Fondo	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601743	U	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601741	V	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601745	Plano	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601747	Tapa para placas	Estéril	50(50x1)	**34,90** €



Placas ELISA de 96 pocillos

- Diseñadas en polestireno para ELISA.
- De conformidad con SBS/ANSI.
- Fondo plano transparente.
- Identificación alfanumérica.
- Modelo desmontable con diseño de bandas que impide la desorientación en la colocación.
- En tiras de 8 pocillos.



● **504201**

Referencia	Fondo	Versión	Uds/Caja	€/Caja
504201	Plano	Desmontable	50 (10x5)	**86,00** €

Microplacas para PCR y qPCR PurePlus® original de LABCON

- Para su uso en los termocicladores más usuales: ABI, Biorad, Eppendorf, Thermo, etc.
- Fabricadas 100% en polipropileno de grado médico USP clase VI.
- Autoclavables (122ºC 15 minutos) y apta congelación hasta -80ºC.
- Certificadas libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.



● 3961520



● 3972520



● 3979520



● 3984520

Referencia		Color	Uds/Caja	Importe
3961520	Microplaca 96x0,1ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador-Impresión alfanumérica ABI-Fast:9800-7500-7900H StepOneplus-QuantStudio ABI Secuenciador PRISM:310-3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**59,10 €**
3972520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón qPCR para termocicladores ABI 7700 Impresión alfanumérica ABI7700-iCycler-iQ5-MyiQ ABI Secuenciador PRISM:310	Transparente	10	**38,00 €**
3972520XL	Microplaca 96x0,2ml medio faldón	Transparente	100 (10x10)	**330,00 €**
3979520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador Qpcr ABIConvencional: 9600-9700-Veriti ABI-Fast: 7500-7900H-7300 ABI Secuenciadores PRISM: 3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**38,00 €**
3977520	Microplaca 96x0,2ml sin faldón PCR convencional Impresión alfanumérica GeneCycler-Mycicler-MiniGradient	Transparente	10	**38,00 €**
3984520	Microplaca 384 pocillos estilo ABI ABI. 2700 Veriti-ViiA 7 Quant Secuenciador ABI 3100-3130 qPCR y PCR convencional	Transparente	10	**76,00 €**

Microplacas para PCR y qPCR

- Fabricadas en polipropileno, con superficie plana y no deformable.
- Baja absorción de proteínas y mínima pérdida de solución de reacción.
- Microplacas transparentes para lecturas de señales en la parte inferior.
- Microplacas blancas para lectura de señales fluorescentes en la parte superior, previniendo la interferencia cruzada entre pocillos.
- Impresión negra para una fácil identificación.
- Compatible con film por presión, autoadhesivo y en caliente (selladoras).
- Esterilizables en autoclave.
- Libres de DNasa y RNasa.
- Microplacas sin faldón y bajo perfil: minimiza la contaminación y evaporación.
- Microplacas con faldón y pocillos elevados: evita la contaminación cruzada.
- Microplacas con faldón: más resistentes, espacio para etiquetar.



● 402011

Referencia	Volumen	Tipo	Perfil pocillo	Color	UD/Caja	Compatible	Importe
402812	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	10	ABI, Biorad, Roche	**28,00 €**
402812XL	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	50 (5x10)	ABI, Biorad, Roche	**174,00 €**
402001	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Transparente	25		**41,90 €**
402011	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Blanca	25		**41,90 €**
402201	96x0,2ml	Sin faldón	Elevado	Transparente	25		**42,00 €**
402601	96x0,2ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402401	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402411	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Blanca	25		**42,00 €**
402501	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	25	Opentron	**42,00 €**
402501XL	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	100 (4x25)	Opentron	**160,80 €**

Film y tapas selladoras para microplacas PCR original LABCON

- Tapas y film sellador para microplacas, autoclavable a 122ºC (15min).
- Permite congelar hasta -86ºC.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
3992820000	Tapa de silicona para microplacas PCR	5	70,00 €
3994520000	Tapa silicona con 96 pocillos cuadrados	5	70,00 €
399453	Film en rollo para microplacas	500	298,00 €
3991520000	Film polipropileno adhesivo	100	136,00 €



● 3992820000



● 3994520000

Film para microplacas NEST

- Adecuado para su uso entre -70ºC y +100ºC.
- No se pega a la piel ni a los guantes.
- Mínima o ninguna autofluorescencia.
- No permeable y compatible con la mayoría de placas.
- Aplicador de film fabricado en TPE 70x78mm para un mejor ajuste del film a la placa.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
410001	Film de sellado para PCR 146x81mm	100	59,00 €
410001XL	Film de sellado para PCR 146x81mm	500 (5x100)	215,00 €
410011	Film de sellado para qPCR 141x78mm	100	270,00 €
411001	Aplicador de film	1	12,00 €



● 410001




● 411001

Sistema para archivo de muestras

- Rack translúcido con 96 tubos individuales de 1,2ml en formato 8x12 y tapa transparente.
- Impresión alfanumérica.
- Fabricación según SBS y compatible con sistemas robóticos y dosificación multicanal.
- Autoclavable y apto para ultracongelador -90ºC.
- Disponibles tapones en tiras.
- Uso en cultivo celular, DNA, diluciones seriadas y para almacenar muestras.

Referencia	Descripción	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
3910540000	Rack 96 tubos 1,2ml	Individuales	10	95,70 €
3911540000	Rack 96 tubos 1,2ml	En tiras de 8	10	95,70 €
3913850000	Tiras de 8 tapones		125x8	37,90 €



● 3910540000

Gradilla para microplacas y tubos PCR

- Gradilla para 1 microplaca PCR de 96 pocillos o 96 tubos 0,2ml.
- Fabricada en polipropileno, autoclavable.
- Apilable.
- Con tapa de policarbonato transparente.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
407001	Gradilla Microplaca y tubos PCR con tapa	1	3,50 €



● 407001


Placas Deep-Well

- Libres DNasa, RNasa y pirógenos.
- Fabricadas en polipropileno USP VI, apilables.
- Autoclavable y apta centrífuga a 3000rpm.
- Rango de temperatura: -80ºC a 120ºC.
- Compatible con pipetas multicanales y equipos automáticos.
- Numeración alfanumérica.
- Para extracción DNA, ácidos nucleicos, purificación, etc.

Ref.	Descripción	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
501101	Placa Deep Well pocillos redondos 96x0,5ml Fondo V	No	50 (5x10)	74,50 €
502102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x1ml Fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x2ml fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503001	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	No	50 (5x10)	94,00 €
503002	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2,2ml fondo U	No	50 (5x10)	89,00 €
503501	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	Si	50 (5x10)	115,00 €
506003	Tapa silicona para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €
506004	Film silicona perforable para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €



● 501101 ● 502102 ● 503001



● 16340500

Probetas de vidrio graduadas

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.
- ISO 4788

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
16340005	5ml	12,9x115mm	1	**10,20** €
16340010	10ml	15,5x135mm	1	**9,40** €
16340025	25ml	21,3x160mm	1	**10,25** €
16340050	50ml	26.0x195mm	1	**10,80** €
16340100	100ml	31.3x240mm	1	**9,90** €
16340250	250ml	40.7x320mm	1	**12,60** €
16340500	500ml	53.2x380mm	1	**17,70** €
16341000	1000ml	67.0x465mm	1	**30,00** €
16342000	2000ml	85.0x535mm	1	**51,00** €

Probetas de vidrio graduadas clase A

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.
- Vidrio de borosilicato.
- ISO 4788.




● 17340250

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
17340005	5ml	13x110mm	2	**5,80** €
17340010	10ml	16x135mm	2	**5,80** €
17340025	25ml	22x160mm	2	**6,40** €
17340050	50ml	26x195mm	2	**6,60** €
17340100	100ml	32x250mm	2	**7,50** €
17340250	250ml	43x300mm	2	**16,50** €
17340500	500ml	55x350mm	2	**22,50** €
17341000	1000ml	68x430mm	1	**19,00** €
17342000	2000ml	88x500mm	1	**26,00** €

Probetas de vidrio graduadas clase B

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
18340005	5ml	13x110mm	2	**5,80** €
18340010	10ml	16x135mm	2	**5,80** €
18340025	25ml	22x160mm	2	**6,40** €
18340050	50ml	26x195mm	2	**6,60** €
18340100	100ml	32x250mm	2	**7,50** €
18340250	250ml	43x300mm	2	**16,50** €
18340500	500ml	55x350mm	2	**22,50** €
18341000	1000ml	68x430mm	1	**19,00** €
18342000	2000ml	88x500mm	1	**26,00** €



Probetas graduadas de vidrio con tapón de plástico

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
19340005	5ml	13x125mm	1	**4,60** €
19340010	10ml	16x150mm	1	**4,90** €
19340025	25ml	22x180mm	1	**5,90** €
19340050	50ml	26x215mm	1	**6,80** €
19340100	100ml	32x270mm	1	**9,10** €
19340250	250ml	43x320mm	1	**15,50** €
19340500	500ml	55x380mm	1	**22,00** €
19341000	1000ml	68x460mm	1	**26,00** €
19342000	2000ml	88x530mm	1	**56,00** €

Probetas graduadas TPX

- Con base circular.
- Resistencia química excelente.
- Graduación inalterable.
- Autoclavable, resistente hasta +170ºC.

Referencia	Volumen	División	Ø X Alto	Ud/Caja	€/Caja
603621	10ml	0,25ml	16x87mm	1	**5,15** €
603622	25ml	1ml	22x107mm	1	**6,50** €
603623	50ml	2,5ml	29x143mm	1	**7,60** €
603624	100ml	5ml	34,5x177mm	1	**8,64** €
603625	250ml	10ml	46x263mm	1	**14,30** €
603626	500ml	10ml	36x302mm	1	**20,00** €
603627	1000ml	25ml	71x331mm	1	**34,50** €
603628	2000ml	50ml	92x369mm	1	**68,00** €

KartellLABWARE



● 603621

Probetas graduadas graduación en azul forma alta

- Fabricadas en polipropileno.
- Conforme ISO6706-1981.
- Idónea para contacto con alimentos.
- Graduación permanente en color azul.
- Autoclavable a 121ºC (10min).

Referencia	Volumen	División	Ø X Alto	Ud/Caja	€/Caja
603631	10ml	0,2ml	13,5x140mm	1	**4,04** €
603632	25ml	0,5ml	18x195mm	1	**4,64** €
603633	50ml	1ml	25,5x199mm	1	**4,94** €
603634	100ml	1ml	30,5x249mm	1	**5,14** €
603635	250ml	2ml	41,5x315mm	1	**7,24** €
603636	500ml	5ml	55x361mm	1	**11,74** €
603637	1000ml	10ml	66x439mm	1	**19,30** €
603638	2000ml	20ml	85x531mm	1	**27,60** €

KartellLABWARE



● 603631

Probetas de plástico con graduación azul LAN

- Fabricadas en polipropileno.
- Autoclavable a 121ºC.
- Graduación clase B.
- Conforme DIN 12681.
- Base hexagonal.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	División	Ud/Caja	€/Caja
601225	25ml	21x173mm	0,5ml	2	**3,50** €
601250	50ml	27x200mm	1ml	2	**3,90** €
601241	100ml	32x250mm	1ml	2	**4,90** €
601252	250ml	42x310mm	2ml	1	**4,60** €
601271	500ml	57x360mm	5ml	1	**7,98** €
601281	1000ml	68x440mm	10ml	1	**10,55** €



● 601252

Probetas de plástico con graduación en relieve

- Fabricadas en polipropileno.
- Autoclavable a 121ºC.
- Graduación clase B.
- Conforme DIN 6706.
- Base hexagonal.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
603646	10ml	15x145mm	0,2ml	2	**2,66** €
603647	25ml	20x168mm	0,5ml	2	**3,00** €
603648	50ml	23x170mm	1ml	2	**3,28** €
603649	100ml	31x250mm	1ml	2	**4,17** €
603650	250ml	42x310mm	2ml	1	**3,50** €
603651	500ml	55x360mm	5ml	1	**6,86** €
603652	1000ml	72x420mm	10ml	1	**8,64** €
603653	2000ml	97x482mm	20ml	1	**31,75** €



● 603649

labcon



Puntas de pipeta Eclipse

- Puntas de pipeta autoclavables Labcon.
- Fabricadas en polipropileno de grado médico.
- Extremos biselados para una baja retención de líquidos.
- Testadas por lotes libres de DNasa, RNasa, DNA humano y endotoxinas.
- Presentación: bolsas, racks autoclavables y recambios para racks.
- Utilizables en las pipetas de los principales fabricantes: Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Rainin, Thermo-Finnpipette, Labnet, Matrix, Mettler, Nichiryo, Capp, Hamilton, Socorex, etc.
- Disponible tabla de compatibilidad con modelos de pipetas.
- Graduadas.



Puntas en Bolsa

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1038800000	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Bolsa/1000	**17,00 €**
1038800000XL	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	10x1000	**145,00 €**
1093800000	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Bolsa/1000	**15,50 €**
1093800000XL	Punta eclipse 200µl	20-200µl	10x1000	**140,00 €**
1014800000	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Bolsa/1000	**49,00 €**
1014800000XL	Punta eclipse 300µl	30-300µl	10x1000	**440,00 €**
1046800000	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Bolsa/1000	**39,00 €**
1046800000XL	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	10x1000	**359,00 €**
1025800000	Punta eclipse 5000µl	1-5ml	250	**46,00 €**
1029800000	Punta eclipse 10000µl	1-10ml	250	**46,00 €**

Puntas en Racks

Referencia	Descripción	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
1038960038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	No	12 Racks 96	**63,00 €**
1038965038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Si	12 Racks 96	**69,00 €**
1093960008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	No	10 Racks 96	**47,50 €**
1093965008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Si	10 Racks 96	**69,00 €**
1014960008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	No	6 Racks 96	**49,50 €**
1014965008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Si	6 Racks 96	**59,00 €**
1046960008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	No	6 Racks 96	**52,50 €**
1046965008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Si	6 Racks 96	**58,50 €**



Pipetas automáticas
Ver página 210-215



Puntas de pipeta ECLIPSE® en racks para rellenar gradillas Eclipse Refill

- Puntas para pipetas libres de DNasa, RNasa, ATP y pirógenos.
- Presentación en cajas que pueden cerrarse de nuevo y fabricadas con materiales reciclables.



Puntas en Refill para rellenar gradillas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	Puntas/Caja	€/Caja
1038260000	Punta eclipse Refill 10µl	0,1-10µl	130 Refill 96	12.480	**487,00 €**
1093260000	Punta eclipse Refill 200µl	20-200µl	100 Refill 96	9.600	**325,00 €**
1045290020	Punta eclipse Refill 1250µl	100-1250µl	60 Refill 96	5.760	**225,00 €**

Gradillas /Racks para puntas en refill

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1289960038	Rack para puntas en refill 10µl	0,1-10µl	10	**28,00 €**
1280960008	Rack para puntas en refill 250µl	20-200µl	10	**28,00 €**
1279960008	Rack para puntas en refill 1000µl	100-1000µl	6	**30,00 €**



Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Aerosol filter original de LABCON

- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks, Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min .
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Graduada	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1051965038	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	2 y 10µl	31,4mm	12x96	**88,00** €
1151965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	20,0µl	-	38,1mm	10x96	**88,00** €
1191965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	-	47,6mm	10x96	**79,80** €
1055965018	Punta Zap aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	-	49,7mm	10x96	**77,00** €
1094965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl		49,7mm	10x96	**77,00** €
1092965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl	10, 20, 50, 100	49,7mm	10x96	**77,00** €
1059965008	Punta Zap aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	-	52,1mm	10x96	**77,00** €
1158965008	Punta Zap aerosol filter 300µl	30-300µl	300,0µl	-	71,1mm	6x96	**71,00** €
1057965018	Punta Zap aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	-	88,9mm	6x96	**58,00** €

Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Slik baja retención Aerosol filter original de LABCON



- Puntas con la retención más baja del mercado (soliciten estudio realizado).
- Retención 10 veces inferior a las puntas con filtro estándar de las principales marcas.
- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks.
- Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min.
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1171965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	31,4mm	12x96	**112,00** €
1173965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	47,6mm	10x96	**88,00** €
1175965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1174965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 100µl	10-100µl	207,3µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1179965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	52,1mm	10x96	**112,00** €
1177965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	88,9mm	6x96	**64,00** €



NEST Biotechnology Co., Ltd.

Puntas sin filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Puntas y racks autoclavables.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.



● 302106

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
301006	Punta pipeta transparente 10µl	0,1-10µl	10x1000	**102,00** €
302106	Punta pipeta amarilla 200µl	10-200µl	10x1000	**133,00** €
305006	Punta pipeta transparente 300µl	20-300µl	10x1000	**158,00** €
303206	Punta pipeta azul 1000µl	100-1000µl	5x1000	**120,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Puntas con filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Estériles.
- Puntas y racks autoclavables.
- Bajo nivel de retención.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.



● 301006 - 311012



● 312012 - 305006



● 313001

Puntas con filtro en racks

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311012	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	10x96	**48,00** €
310012	Punta con filtro 20µl	2-20µl	10x96	**69,90** €
316012	Punta con filtro 100µl	10-100µl	10x96	**54,00** €
312012	Punta con filtro 200µl	20-200µl	10x96	**54,00** €
313012	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	10x96	**69,90** €

Puntas con filtro en bolsas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311001	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	1000	**28,00** €
316001	Punta con filtro 100µl	10-100µl	1000	**30,00** €
312001	Punta con filtro 200µl	20-200µl	1000	**30,00** €
313001	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	500	**26,00** €

Tubos para PCR 0,2ml y 0,5ml

- Tubos para PCR, optimizados para los termocicladores de marcas: Applied Biosystem, Bio Rad, Eppendorf, Hybaid.
- Certificados y testados por lotes: libres de DNasa, RNasa, DNA humano.
- Fabricados 100% en polipropileno virgen.
- Autoclavables.
- Tapones que evitan la evaporación de la muestra.
- Formatos: 0,2ml y 0,5ml, con tapón plano o redondo.

Referencia	Volumen	Descripción	Color	Unidades	€/Caja
3936500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Natural	B/1000	**79,50 €**
122080	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Azul	B/1000	**89,90 €**
122086	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Magenta	B/1000	**89,90 €**
122090	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Amarillo	B/1000	**89,90 €**
3934500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón redondo	Natural	B/1000	**63,00 €**
3022800000	0,5ml.	Tubo PCR 0,5ml tapón plano	Natural	B/1000	**48,50 €**



Tubos de PCR 0,2ml en tiras y tapones PurePlus® original de LABCON

- Optimizados para trabajar el termocicladores. Applied Biosystems, Eppendorf, Biorad y otros.
- Fabricados en polipropileno 100% virgen.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
3945550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	125x8	**148,00 €**
3955540000	Tiras de 12 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	80x12	**163,00 €**
3927550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón unido individual	Transparente	125x8	**105,00 €**
3929550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón en tira de 8	Transparente	125x8	**140,00 €**
3942850000	Tira de 8 tapones	Transparente	125x8	**39,00 €**



● 3945550000



● 3927550000

Tubos PCR 0,2ml y tiras de 8 tubos de 0,2ml

- Fabricados en polipropileno USP grado VI.
- Compatible con la mayoría de termocicladores.
- Espesor extrafino que permite una rápida transferencia térmica.
- Tapón a prueba de fugas, con pérdida inferior a un 0,2%.
- Utilizables en PCR y en RT-PCR.
- Bajo perfil de 15,4mm, diseño que minimiza contaminación por condensados, reduce la evaporación e incrementa la señal fluorescente en RT-PCR.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
401001	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	1000	**33,00 €**
401001XL	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	10x1000	**300,00 €**
403102	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
403112	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml	Blanco	125x8	**29,00 €**
403002	Tira de 8 tubos PCR 0,2ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
404001	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón individual	Transparente	120x8	**30,00 €**
406012	Tira de 8 tapones planos	Transparente	125x8	**10,00 €**
406112	Tira de 8 tapones redondos	Transparente	125x8	**10,00 €**



● 401001



● 403102



● 406012

Microtubos para centrifugación SuperClear® 5ml (25.000xg) original de LABCON

- Puede ser centrifugado en rotores para tubos de 15ml fondo cónico y de 5ml.
- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro, que no interfiere con DNA o PCR.
- Tapa plana que asegura el sellado en la centrifugación hasta 25000xg.
- Autoclavable a 122ºC y permite congelación hasta -80ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
3048860000	Tubo graduado 5ml tapón a presión	5ml	25000xg	Transparente	250	**72,00 €**



● 3048860000



● 640455

Microtubos graduados 1,5ml y 2ml

- Fabricados en polipropileno.
- Autoclavables a 121ºC.
- **Modelo Safe**: con tapón de seguridad, diseñado para evitar evaporaciones y de fácil cierre y apertura. (Ref. 640450, 640455 y 640439)
- RCF: 18.000xg (Ref. 640440 y Ref. 640455) o 30.000xg (Ref. 640450).
- Graduados y con área de escritura.
- Tapones fácilmente perforables, cierre preciso y baja evaporación.

Referencia	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
640440	1,5ml	Cónico	Natural	1000	**17,00** €
640440XL	1,5ml	Cónico	Natural	8x1000	**128,00** €
640450	1,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**29,00** €
640450XL	1,5ml Safe	Cónico	Natural	8x1000	**210,00** €
640455	2ml Safe	Redondo	Natural	1000	**29,50** €
640455XL	2ml Safe	Redondo	Natural	8x1000	**217,00** €
640439	0,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**22,00** €

Colores disponibles: amarillo, azul, ámbar (protector luz), rojo y verde

NEST Biotechnology Co., Ltd.



Microtubos graduados de 0,6ml, 1,5ml y 2ml

- Certificadas libres de DNasa, RNasa, DNA humano. Endotoxinas ≤0,1EU.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI libre de metales pesados.
- RCF: 30.000xg.
- Tapón de seguridad, diseñado para evitar fugas, de fácil cierre y apertura.
- Graduados y con área de escritura.

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
605001	Microtubo graduado con tapón	0,6ml	Cónico	Natural	1000	**22,50** €
615001	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	500	**17,00** €
615001XL	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	10x500	**155,00** €
620011	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	500	**17,00** €
620011XL	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	10x500	**155,00** €

labcon



● 301670

Microtubos para centrifugación SuperSpin® 1,5ml (40.000xg) y Superclear (0,5 y 1,7ml) original de LABCON

- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro que no interfiere con DNA o PCR.
- Bisagra única de 90º que orienta la tapa plana, para facilitar su ajuste.
- Aplicaciones: extracción DNA, amplificación DNA, prep. PCR, agitación congelable hasta -80ºC, centrifugable hasta 40.000xg, extracción fenol-cloroformo.
- Autoclavable a 122ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.
- Permite su uso en espectrofotómetros.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
301670	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	500	**28,00** €
301670XL	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	5000 (10x500)	**255,00** €
301671	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Ambar	500	**29,00** €
301672	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Amarillo	500	**29,00** €
301673	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Naranja	500	**29,00** €
301674	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Rojo	500	**29,00** €
301677	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Azul	500	**29,00** €
301678	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Verde	500	**29,00** €
302280	Tubo Superclear	0,5ml	≤20.000xg	Transparente	1000	**48,50** €
301287	Tubo Superclear	1,7ml	≤20.000xg	Transparente	500	**31,50** €

Microtubos SuperClear con tapón rosca

- Certificados libres de RNasa, DNasa, DNA humano y ATP.
- Fabricados en resinas ultra transparentes, para una excelente visión del contenido de los tubos.
- Autoclavables y permite congelación a -80ºC.
- Aptos para centrifugar hasta 20.000rcf.
- Modelos cónicos 0,5ml, 1,5ml y 2ml y con base de 2ml.
- Junta de seguridad de etileno-propileno y tapón a rosca.



Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Unidades	Importe
3641870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3651870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3621870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico con faldón graduado	500	**154,00** €
3630870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico	500	**116,00** €
3610870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3660870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3600879000	Tapones de colores surtidos (natural, amarillo, azul, blanco, lila, naranja, rojo y verde)			500	**74,00** €

Microtubos para centrifugación, con tapa a rosca

- Permite su centrifugación hasta 20.000xg.
- Autoclavable a 121ºC y puede ser congelado hasta -80ºC.
- Junta o-ring en el tapón para un perfecto sellado.
- Fabricados en polipropileno.
- Estériles, libres DNasa, RNasa, pirógenos y endotoxinas.



● 635901 ● 634901 ● 639901 ● 634911

Microtubos y tapones en bolsas separadas

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633901	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634901	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634091XL	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
635901	Microtubo tapa rosca	2ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
635901XL	Microtubo tapa rosca	2ml	faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
634911	Microtubo tapa rosca	1,5ml	cónico	Azul	500	**65,00** €

Tapones estándares incluidos color azul. Opcionales: amarillo, lila, natural, rojo y verde

Microtubos y tapón roscado en el mismo envase

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633002	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
634002	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
635002	Microtubo tapa rosca	2,0ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €

Criotubos

- Certificados libres de DNasa, RNasa, DNA humano, endotoxinas.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI.
- Paredes gruesas, prácticamente irrompibles.
- Estériles.
- Graduados y con área de escritura.
- Usados para guardar muestras en fase gaseosa de LN2.
- Tapones de cierre interno con junta de silicona.
- Tapones de cierre externo sin junta de silicona.





Ref.	Descripción	Volumen	Cierre	Uds/Caja	€/Caja
606901	Criotubo	1,5ml	Externo	500	**94,00** €
607401	Criotubo	2ml	Externo	500	**109,00** €
608401	Criotubo	4ml	Externo	500	**109,00** €
609401	Criotubo	5ml	Externo	500	**155,00** €
606801	Criotubo	1,5ml	Interno	500	**116,00** €
607301	Criotubo	1,8ml	Interno	500	**118,00** €
608301	Criotubo	4ml	Interno	500	**118,00** €
609301	Criotubo	5ml	Interno	500	**165,00** €
61100	Distintivos de colores para tapones			1000	**38,90** €

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml, original de LABCON



- Fabricado en resinas de grado médico (polipropileno).
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura patentada ViewPoint.
- Esta superficie de escritura impide el emborronamiento al marcar.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Racks patentados reciclables (modelo con gradillas: 3191335018 y 3141335018).
- Máxima rcf: 17.000 (tubos de 15ml) y 20.000xg (tubos de 50ml).

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Dimensiones Ø x Altura	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131345008	Tubo SuperClear 15ml en bolsas de 50ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**157,00 €**
3141335018	Tubo SuperClear 15ml en racks de 25ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**229,00 €**
3131165008	Tubo SuperClear 15ml en bolsa unitaria	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	100	**78,00 €**
3181345008	Tubo SuperClear 50ml en bolsas de 50ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**216,00 €**
3191335018	Tubo SuperClear 50ml en racks de 25ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**289,00 €**
3181165008	Tubo SuperClear 50ml en bolsa unitaria	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	100	**96,00 €**

Tubos para centrífuga Perform de 15 y 50ml



- Fabricado en resinas de grado médico.
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia banda de escritura blanca. Resistente a disolventes.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Máxima rcf: 12.500xg.

Accesorios:

- Gradillas reutilizables en polipropileno para tubos Perform, apta para autoclave 122ºC y congelación -86ºC.

Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3186345008	Perform 50ml bolsas	12.500xg	115x29mm	Si	500(20x25)	**196,00 €**
3136345008	Perform 15ml bolsas	12.500xg	118x17mm	Si	500(10x50)	**138,00 €**
2715224000	Gradilla PP para tubos 15ml				5	**45,00 €**
2750222000	Gradilla PP para tubos 50ml				5	**45,00 €**

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml en IntegraPack



- Envasados robóticamente y orientados en paquetes de 10 tubos y packs de 5x10.
- Bolsa diseñada para apertura con guantes.
- Los tubos pueden ser extraídos unitariamente con facilidad.
- Los envases son tan seguros que pueden sumergirse completamente.
- Envase de calidad médica que permite rociar con alcohol isopropílico para no introducir contaminación en las cabinas.
- Resto de características ver tubos SuperClear de 15 y 50ml.

● **3131325008** ● **3181325008**

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131325008	Tubo SuperClear 15ml en IntegraPack	17000xg	15ml	Si	500 (50x10)	**330,00 €**
3181325008	Tubo SuperClear 50ml en IntegraPack	20000xg	50ml	Si	500 (50x10)	**404,00 €**

Tubos para Centrífuga MetalFree® original de LABCON

- Específicamente procesados asegurando niveles de trazas de metales ≤ 1ppb.
- 43 metales analizados por debajo de ≤ 1ppb.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduación clara y precisa.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3134345001	Tubos 15ml MetalFree®	17000xg	15ml	Si	500 (10x50)	**155,00 €**
3184345001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	Si	500 (10x50)	**215,00 €**
3184340001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	No	500 (10x50)	**185,00 €**



● 3134345001 ● 3184345001

Tubos para Centrífuga UVSafe® ámbar original de LABCON

- Certificados para bloquear 100% UV, longitudes de onda VIS o fluorescentes y son ideales para usar con proteínas de DNA, RNA y proteínas sensibles a la luz.
- Completamente opacos, evita el uso de papel de aluminio para evitar radiación UV.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduados.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3132445008	Tubos 15ml UVsafe®	12500xg	15ml	Si	500(10x50)	**173,25 €**
3182445008	Tubos 50ml UVsafe®	12500xg	50ml	Si	500(10x50)	**216,60 €**



● 3132445008 ● 3182445008

Tubos para centrífuga de 175 y 225ml

- Fabricado en resinas de grado médico.
- Libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Testados, libres de Oleamida, DiHEMDA, ftalatos.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Autoclavable y apto para congelación.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.

Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3080820000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	No	48	**332,00 €**
3080825000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	Si	48	**343,00 €**
3081820000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	No	48	**360,00 €**
3081825000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	Si	48	**371,00 €**



● 3080820000 ● 3081820000

Tubos ProtectR® para centrífuga, transporte y conservación de muestras

- Evitan la acidificación del CO_2 al almacenar o enviar muestras en hielo seco, que afectaría a la integridad y reproducibilidad de la muestra, evitando la pérdida de actividad proteica.
- Puede ser usado como tubo primario o almacenar tubos de menor tamaño como tubo secundario, evitando la exposición al CO_2, debido al hielo seco, por su sellado seguro a prueba de fugas.
- Garantizan la integridad de la muestra y la actividad de las proteínas.
- Certificación IATA 95 kPa (Resistencia a fugas por presión, como en transporte aéreo).
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3830325000	Tubos ProtectR® 15ml	12500xg	15ml	Si	100 (2x50)	**90,00 €**
3880325000	Tubos ProtectR® 50ml	12500xg	50ml	Si	100 (2x50)	**108,00 €**



● 3830325000 ● 3880325000

Tubos cónicos para centrifuga de 15ml y 50ml en gradillas polyspan



● 602051/PS

- Tubos fabricados en Polipropileno y tapones en Polietileno.
- Autoclavables a 121ºC y resistente hasta -80ºC.
- Velcodad de centrifugación hasta 12.000 x g (RCF).
- Con banda lateral para escritura y tapón plano.
- Graduación UV de color negro.
- Libre de DNA, RNA, e inhibidores de PCR.

Referencia	Descripción	RCF máxima	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
601051/PS	Tubo conico 15ml en gradilla PS	12000xg	15ml	SI	500 (10x50)	**88,00** €
602051/PS	Tubo conico 50ml en gradilla PS	12000xg	50ml	SI	500 (10x50)	**118,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Tubos para centrífuga 15 y 50ml



- Fabricado en polipropileno el tubo y polietileno el tapón.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura.
- Tapones con sellado antifugas.
- Los tapones pueden abrirse y cerrarse con una sola mano.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Incluye racks (modelo con gradillas).
- Fondo cónico.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
601051	Tubo en racks	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**85,00** €
601052	Tubo en bolsas	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**78,10** €
602051	Tubo en racks	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**142,00** €
602052	Tubo en bolsas	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**112,50** €
602072	Tubo con faldón en bolsas	50ml	5000xg	Si	500 (20x25)	**140,00** €
610001	Gradilla polipropileno para 50 tubos 15ml				50	**134,00** €
610101	Gradilla polipropileno para 25 tubos 50ml				50	**134,00** €

Tubos para centrifugación 15 y 50ml con tapón rosca



- Fabricados en polipropileno, autoclavables y tapón en PE.
- Graduados y con área para escritura.
- Estériles, libres de DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC y congelable hasta -80ºC.
- Presentación en bolsa unitaria.
- Con tapón a rosca color gris.

Ref.	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
101814	Tubo 15ml estéril en bolsa unitaria	15ml	12000xg	Si	500	**62,00** €
101818	Tubo 50ml estéril en bolsa unitaria	50ml	12000xg	Si	500	**84,00** €
101813	Tubo 15ml no estéril	15ml	12000xg	No	500	**59,00** €
101817	Tubo 50ml no estéril	50ml	12000xg	No	500	**70,00** €
101811	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	Si	500	**99,80** €
101812	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	No	500	**89,90** €

Tubos para centrífuga 15 y 50ml



● 100479 ● 100480 ● 100489 ● 100494

- Fabricados en polipropileno.
- Graduados.
- Autoclavables.

Referencia	Tubo	RCF max	Dimensiones Ø x Alto	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100490	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**121,00** €
100489	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	No	500	**85,00** €
100494	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**138,00** €
100495	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	No	500	**98,00** €
100480	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	Si	1050 (7x150)	**145,00** €
100479	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	No	750	**85,00** €

Tubos de vidrio borosilicato con tapa a rosca y junta PTFE

- Tubos en vidrio borosilicato con junta de teflón.
- Tapón a rosca en polipropileno o en baquelita incluido.
- Autoclavables.

Ref.	Dimensiones	Volumen	Tapón	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100570	Ø13x100mm	7ml	Polipropileno	Redondo	250	**82,00** €
100571	Ø13x100mm	7ml	Baquelita	Redondo	250	**88,00** €
101570	Ø13x100mm	7ml	Polipropileno	Plano	250	**84,00** €
100572	Ø16x100mm	10ml	Polipropileno	Redondo	250	**91,00** €
100573	Ø16x100mm	10ml	Baquelita	Redondo	250	**99,00** €
101572	Ø16x100mm	10ml	Polipropileno	Plano	250	**95,00** €
100574	Ø16x150mm	15ml	Polipropileno	Redondo	100	**40,00** €
100575	Ø16x150mm	15ml	Baquelita	Redondo	100	**44,00** €
101574	Ø16x150mm	15ml	Polipropileno	Plano	100	**49,50** €
100576	Ø20x150mm	30ml	Polipropileno	Redondo	100	**61,00** €
100577	Ø20x150mm	30ml	Baquelita	Redondo	100	**69,00** €
101576	Ø20x150mm	30ml	Polipropileno	Plano	100	**73,00** €



Tubos con tapa a rosca de aluminio

- Tubos en vidrio borosilicato con junta de silicona.
- Tapón a rosca en aluminio incluido.
- Autoclavables.


Ref.	Dimensiones	Volumen	Tapón	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100348	Ø18x145mm	25ml	Aluminio	Plano	125	**90,00** €
100349	Ø28x85mm	25ml	Aluminio	Plano	125	**117,00** €



Tubos de vidrio borosilicato de un solo uso sin tapón

- Tubos desechables de un solo uso en vidrio borosilicato.
- Fondo redondo.

Referencia	Dimensiones	Volumen	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
100350	Ø10x75mm	3ml	0,6mm	250	**7,40** €
100351	Ø12x75mm	5ml	0,6mm	250	**10,50** €
100352	Ø12x120mm	8ml	0,6mm	250	**11,90** €
100353	Ø13x100mm	7ml	0,6mm	250	**12,00** €
100354	Ø16x100mm	10ml	0,7mm	250	**19,80** €



Tubos de vidrio sin tapón

- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3 con fondo redondo.
- Elevada resistencia química y a la temperatura.

Referencia	Dimensiones	Volumen	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
100355	Ø 10x75mm	3ml	0,8mm	250	**12,50** €
100356	Ø 12x75mm	5ml	0,8mm	250	**14,40** €
100357	Ø 12x120mm	8ml	0,8-1.0mm	250	**18,40** €
100358	Ø 13x100mm	7ml	1,0mm	250	**19,80** €
100359	Ø 16x100mm	10ml	1,0mm	250	**31,75** €
100360	Ø 16x160mm	16ml	1,0mm	250	**45,40** €
100361	Ø 18x150mm	25ml	1,0mm	100	**19,25** €

Tapones

- Adaptables a los tubos de vidrio.
- Fabricados en polipropileno.
- Autoclavables a 121°C.

Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	€/Caja
101400	Tapón Ø 13mm	Azul	500	**22,20** €
101401	Tapón Ø 16mm	Amarillo	500	**24,80** €
101402	Tapón Ø 18mm	Rojo	500	**30,40** €
101403	Tapón Ø 20mm	Verde	500	**34,80** €
101404	Tapón Ø 25mm	Natural	500	**39,00** €



Tubos de plástico polipropileno para cultivos con tapón con 2 posiciones



- Tubos de cultivo con tapón de doble posición.
- Una posición permite la aireación del contenido y otra asegura un cierre estanco.
- Graduados y de fondo redondo.
- Fabricados en polipropileno con tapón de polietileno.
- Tubos estériles envasados en bolsa unitaria.
- Tubos no estériles envasados en bolsas de 25 tubos.

Referencia	Volumen	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
100452	5ml	No	12x75mm	1000	**100,90** €
100453	5ml	Si	12x75mm	500	**60,00** €
100456	15ml	No	17x100mm	1000	**162,00** €
100457	15ml	Si	17x100mm	500	**99,00** €

Tubos de plástico poliestireno para cultivos con tapón con 2 posiciones



- Tubos de cultivo con tapón de doble posición.
- Una posición permite la aireación del contenido y otra asegura un cierre estanco.
- Graduados y de fondo redondo.
- Fabricados en polipropileno con tapón de polietileno.
- Tubos estériles envasados en bolsa unitaria.
- Tubos no estériles envasados en bolsas de 25 tubos.

Referencia	Volumen	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
110442	5ml	No	12x75mm	1000	**102,00** €
110443	5ml	Si	12x75mm	500	**62,00** €
110444	15ml	No	17x100mm	1000	**162,00** €
110445	15ml	Si	17x100mm	500	**99,00** €

Tubos de plástico para transporte con faldón y tapón rosca 5 y 10ml



- Tubos en polipropileno con faldón para apoyo.
- Graduados.
- Aptos para transporte y almacenamiento de muestras biológicas.
- Permite congelación.
- Estériles y no estériles.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100444	Tubo no estéril 5ml con faldón 16x60mm	1.000	**125,00** €
100442	Tubo no estéril 10ml con faldón 16x96mm	1.000	**98,00** €

Tubos de plástico con faldón y tapón rosca de 15 y 30ml

- Fabricado en polipropileno y tapón en polietileno de alta densidad.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100446	Tubo no estéril 15ml faldón y tapón rosca • Dimensiones: 20x76mm (Ø x Alto). • Capacidad: 15ml	1000	**127,00** €
100447	Tubo no estéril 30ml faldón y tapón rosca • Dimensiones: 25x107mm (Ø x Alto). • Capacidad: 30ml	500	**151,80** €
100448	Tubo estéril 30ml faldón • Dimensiones: 25x107mm (Ø x Alto). • Capacidad: 30ml	500	**206,00** €



● **100446**



● **100447**

Tubos de plástico en polipropileno para centrífuga

- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Resistentes a los ácidos.


Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	rpm	rcf (xG)	Ud/Caja	€/Caja
992230	7ml	12x100mm	4000	3000	100	**62,00** €
992231	16ml	17x100mm	4000	3000	500	**125,00** €
992232	31ml	24x93mm	4000	3000	50	**89,00** €
992233	50ml	30x104mm	4000	3000	25	**50,00** €
992234	70ml	35x99,5mm	4000	3000	20	**47,50** €
992235	110ml	40x119mm	4000	3000	25	**65,00** €



Tubos cónicos de plástico en polipropileno para centrífuga

- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Resistentes a los ácidos.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	rpm	rcf (xG)	Ud/Caja	€/Caja
992236	10ml	16x108mm	4000	3000	500	**122,00** €
992237	15ml	18x120mm	4000	3000	500	**125,00** €
992238	10ml graduado	16x107mm	4000	3000	100	**44,50** €
992239	15ml graduado	18x118mm	4000	3000	100	**67,00** €



● **992236** ● **992237** ● **992238** ● **992239**

Tubo de plástico en poliestireno de 15ml fondo cónico y tapón rosca

- Fabricado en poliestireno.
- Graduado.
- Tapón rosca con un perfecto cierre.
- Apto para centrifugar hasta 3.500g.
- Dimensiones: 17x120mm.

Ref.	Descripción	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
100424	Tubo cónico tapón rosca	No	17x120mm	750	**119,00** €
100425	Tubo cónico tapón rosca	Si	17x120mm	1050	**192,00** €



Tubos de plástico

- Fabricados en poliestireno transparente (PS) o polipropileno (PP).
- Con fondo redondo (R) o cónico (C) según modelos.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Material	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100477	3ml	12x55mm	PS	Redondo	6x1000	**145,00** €
100478	3ml	12x55mm	PP	Redondo	6x1000	**136,00** €
100470	4ml	12x70mm	PS	Redondo	6x1000	**168,00** €
100475	5ml	12x75mm	PS	Redondo	5x1000	**110,00** €
100476	5ml	13x75mm	PS	Redondo	4x1000	**98,00** €
100474	5ml	13x75mm	PP	Redondo	4x1000	**98,00** €
100473	7ml	13x100mm	PS	Redondo	3x1000	**118,00** €
100498	8ml	16x75mm	PS	Redondo	2.500	**143,00** €
100450	10ml	16x100mm	PS	Redondo	2x1000	**77,00** €
100419	10ml	16x100mm	PP	Redondo	2x1000	**71,00** €
100410	10ml	16x100mm	PS	Cónico	2x1000	**77,00** €
100420	12ml	17x105mm	PS	Cónico	1000	**56,00** €



Tapones para tubos de plástico

- Tapones de colores con aletas para tubos.

Referencia	Para Ø Tubo	Color	Caja	€/Caja
100461	12	Rojo	10x1000	**126,00** €
100462	12	Azul	10x1000	**126,00** €
100463	12	Blanco	10x1000	**126,00** €
100464	13	Rojo	10x1000	**136,00** €
100465	13	Azul	10x1000	**136,00** €
100466	13	Blanco	10x1000	**136,00** €
100467	16	Rojo	10x1000	**143,00** €
100468	16	Azul	10x1000	**143,00** €
100469	16	Blanco	10x1000	**143,00** €
100412T	17	Azul	10x1000	**156,00** €





● FL42312



● FL44718



● FL42612



● FL44619

Tubos estériles de extracción de sangre a vacío VACUMED

- Fabricados en PET irrompible y con tapones de altísima calidad.
- Identificación del anticoagulante por el color del tapón.
- Tubos para análisis de sangre: EDTA K2 y EDTA K3 con tapón color lavanda.
- Tubos para análisis de plasma: Heparina Litio con tapón color amarillo.
- Tubos para análisis de suero en Bioquimica: Tubos con gel separador o activador de coágulo con tapón color rojo. (Los tubos de bioquímica pueden fabricarse también con otros colores del tapón)
- Tubos análisis de coagulación: Citrato sódico con tapón color azul claro.
- Tubos análisis de flucosa: Fluoruro potásico.
- Racks de 100 tubos estériles y cajas de 1200 (12x100 tubos).

Ref.	Tubo	Vacío	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL42011	13x75mm	3ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**169,00** €
FL42012	13x75mm	4ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**169,00** €
FL43016	13x100mm	6ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**186,00** €
FL44019	16x100mm	9ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**236,00** €
FL42111	13x75mm	3ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**169,00** €
FL42112	13x75mm	4ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**169,00** €
FL43116	13x100mm	6ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**186,00** €
FL44119	16x100mm	9ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**236,00** €
FL42311	13x75mm	3ml	Heparina Litio	Verde	1200	**219,00** €
FL42312	13x75mm	4ml	Heparina Litio	Verde	1200	**236,00** €
FL43316	13x100mm	6ml	Heparina Litio	Verde	1200	**269,00** €
FL44319	16x100mm	9ml	Heparina Litio	Verde	1200	**338,00** €
FL42351	13x75mm	3ml	Heparina sódica	Verde	1200	**219,00** €
FL42352	13x75mm	4ml	Heparina sódica	Verde	1200	**236,00** €
FL43356	13x100mm	6ml	Heparina sódica	Verde	1200	**270,00** €
FL44399	16x100mm	9ml	Heparina sódica	Verde	1200	**338,00** €
FL42410	13x75mm	1,8ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42411	13x75mm	2,7ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42412	13x75mm	3,6ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42710	13x75mm	2ml	Gel+Activador	Rojo	600	**125,00** €
FL42711	13x75mm	3,5ml	Gel+Activador	Rojo	600	**125,00** €
FL43716	13x100mm	5ml	Gel+Activador	Rojo	600	**132,00** €
FL44718	16x100mm	8ml	Gel+Activador	Rojo	600	**151,00** €
FL42611	13x75mm	3ml	Activador	Rojo	1200	**186,00** €
FL42612	13x75mm	4ml	Activador	Rojo	1200	**186,00** €
FL43616	13x100mm	6ml	Activador	Rojo	1200	**202,00** €
FL44619	16x100mm	9ml	Activador	Rojo	1200	**253,00** €

Tubos de extracción pediátricos MICROMED

Ref.	Tubo	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL40000	0,25ML	EDTA K2	Lavanda	1200	**208,00** €
FL40001	0,50ML	EDTAK2	Lavanda	1200	**208,00** €
FL40100	0,25ML	EDTAK3	Violeta	1200	**208,00** €
FL40101	0,50ML	EDTAK3	Violeta	1200	**208,00** €
FL40300	0,25ML	Hep.Litio	Verde oscuro	1200	**224,00** €
FL40301	0,50ML	Hep.Litio	Verde oscuro	1200	**224,00** €
FL40701	0,25ML	Gel+Activador	Amarillo	1200	**240,00** €
FL40702	0,50ML	Gel+Activador	Amarillo	1200	**240,00** €
FL40601	0,25ML	Activador	Rojo	1200	**208,00** €
FL40602	0,50ML	Activador	Rojo	1200	**208,00** €

Tubos Cónicos de vidrio para centrifugación

- Tubos cónicos graduados para centrifugación hasta 3000xg.
- Fabricados en vidrio borosilicato.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
101660	Tubo graduado cónico 16x110mm	100	**120,00** €



Tubos Cónicos de vidrio para centrifugación con tapa rosca

- Tubos cónicos graduados para centrifugación hasta 3000xg.
- Fabricados en vidrio borosilicato.
- Con tapón a rosca.

Ref.	Descripción	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
101605	Tubo graduado cónico tapon rosca 13x100mm	5-7ml	100	**175,00** €
101610	Tubo graduado cónico tapon rosca 16x110mm	10-12ml	100	**198,00** €
101630	Tubo graduado cónico tapon rosca 27x110mm	30ml	100	**340,00** €
101650	Tubo graduado cónico tapon rosca 35x110mm	50m	100	**396,00** €

Tubo fondo redondo 10ml con tapón rosca

- Fabricado en poliestireno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111610	Tubo 16X100mm PS	Azul	10ml	1000	**104,00** €
111635	Tubo 16X100mm PS estéril	Rojo	10ml	1200	**157,00** €

Tubo 111635 en bolsa unitaria: consultar.



● **111610 + 111635**

Tubo fondo redondo graduado 10ml con tapón rosca

- Fabricado en poliestireno, graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111612	Tubo graduado 16X100mm PS	Azul	10ml	500	**160,00** €
111636	Tubo grad. 16X100mm PS estéril	Rojo	10ml	250	**94,00** €

Tubo 111636 en bolsa unitaria: consultar.



● **111612 + 111636**

Tubo fondo redondo 10ml con tapón rosca

- Fabricado en polipropileno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg - Autoclavable a 121ºC.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111613	Tubo 16X100mm PP	Blanco	10ml	1000	**105,00** €
111637	Tubo 16X100mm PP estéril	Blanco	10ml	1200	**160,00** €

Tubo 111637 en bolsa unitaria: consultar.



● **111613**

Tubo fondo redondo 5ml con tapón rosca

- Fabricado en polipropileno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg - Autoclavable a 121ºC.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111614	Tubo 12X75mm PP	Azul	5ml	2000	**283,00** €
111638	Tubo 12X75mm PP estéril	Azul	5ml	2000	**335,00** €

Tubo 111638 en bolsa unitaria: consultar.



● **111614**

Vasos de vidrio graduados forma baja y forma alta graduados

- En vidrio borosilicato, con pico y resistente a temperatura.
- Conforme ISO 3819 y DIN 12331.



● 1551000



● 1531000

Vasos forma baja

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1550025	25ml	34x50mm	10	**54,00** €
1550050	50ml	42x60mm	10	**52,60** €
1550100	100ml	50x70mm	10	**20,40** €
1550150	150ml	60x80mm	10	**22,50** €
1550250	250ml	70x95mm	10	**22,50** €
1550400	400ml	80x110mm	10	**25,40** €
1550600	600ml	90x125mm	10	**32,00** €
1550800	800ml	100x135mm	10	**38,20** €
1551000	1000ml	105x145mm	10	**38,20** €
1552000	2000ml	130x185mm	4	**22,90** €
1553000	3000ml	150x210mm	4	**160,00** €
1555000	5000ml	170x270mm	2	**108,00** €
1555990	10000ml	217x350mm	1	**121,00** €

Vasos forma alta

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1530050	50ml	38x70mm	10	**52,00** €
1530100	100ml	48x80mm	10	**32,00** €
1530150	150ml	54x95mm	10	**41,40** €
1530250	250ml	60x120mm	10	**24,30** €
1530400	400ml	70x130mm	10	**27,20** €
1530600	600ml	80x150mm	10	**29,00** €
1530800	800ml	90x175mm	10	**43,60** €
1531000	1000ml	95x180mm	10	**39,90** €
1532000	2000ml	120x240mm	6	**39,00** €
1533000	3000ml	135x280mm	6	**214,00** €

Vasos de vidrio graduados forma baja y forma alta graduados

- En vidrio borosilicato, con pico y resistente a temperatura.



● 1560250



● 1540400

Vasos forma baja

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1560005	5ml	22x30mm	20	**14,10** €
1560010	10ml	26x35mm	20	**14,10** €
1560025	25ml	34x50mm	12	**8,80** €
1560050	50ml	43x60mm	12	**9,40** €
1560100	100ml	50x75mm	12	**11,10** €
1560150	150ml	60x80mm	12	**12,00** €
1560250	250ml	70x97mm	8	**9,00** €
1560400	400ml	80x110mm	8	**12,50** €
1560500	500ml	85x120mm	8	**13,00** €
1560600	600ml	90x125mm	8	**15,00** €
1560800	800ml	100x135mm	6	**16,50** €
1561000	1000ml	105x145mm	6	**18,40** €
1562000	2000ml	130x185mm	2	**14,20** €
1563000	3000ml	150x210mm	1	**13,00** €
1565000	5000ml	174x275mm	1	**19,50** €

Vasos forma alta

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1540050	50ml	40x38mm	12	**10,30** €
1540100	100ml	47x84mm	12	**11,50** €
1540150	150ml	54x97mm	12	**13,50** €
1540250	250ml	60x120mm	8	**10,00** €
1540400	400ml	70x137mm	8	**15,00** €
1540500	500ml	75x140mm	8	**16,00** €
1540600	600ml	80x150mm	6	**16,50** €
1540800	800ml	90x175mm	6	**18,90** €
1541000	1000ml	95x180mm	6	**22,00** €
1542000	2000ml	120x240mm	4	**34,00** €

Vasos graduados graduación forma baja clase B

KartellLABWARE

- Fabricados en polipropileno.
- Conforme ISO7056-1981.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación permanente.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992201	25ml	1ml	34x49mm	1	**1,63** €
992202	50ml	2ml	41x60mm	1	**1,84** €
992203	100ml	5ml	51x72mm	1	**1,95** €
992204	250ml	10ml	71x95mm	1	**2,47** €
992205	500ml	10ml	67x119mm	1	**3,92** €
992206	1000ml	20ml	109x147mm	1	**7,64** €
992207	2000ml	50ml	132x184mm	1	**10,44** €
992208	3000ml	500ml	158x201mm	1	**17,80** €
992209	5000ml	500ml	169x229mm	1	**26,90** €

Vasos graduados TPX forma baja

KartellLABWARE

- Fabricados en TPX.
- Conforme ISO7056-1981.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación permanente.
- Autoclavable y resistente hasta 170°C.



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992210	25ml	1ml	34x49mm	1	**3,09** €
992211	50ml	2ml	41x60mm	1	**4,00** €
992212	100ml	5ml	51x72mm	1	**4,20** €
992213	250ml	10ml	71x95mm	1	**5,10** €
992214	500ml	10ml	88x119mm	1	**9,30** €
992215	1000ml	20ml	110x146mm	1	**12,45** €
992216	2000ml	50ml	133x184mm	1	**19,20** €
992217	3000ml	500ml	159x200mm	1	**28,10** €
992218	5000ml	500ml	190x228mm	1	**47,60** €

Jarras graduadas en relieve forma baja

KartellLABWARE

- Fabricadas en polipropileno.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación indeleble, transparentes.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992220	500ml	25ml	90x116mm	1	**4,00** €
992221	1000ml	50ml	116x131mm	1	**4,22** €
992222	2000ml	50ml	145x165mm	1	**7,50** €
992223	3000ml	100ml	165x180mm	1	**10,80** €
992224	5000ml	250ml	190x225mm	1	**16,20** €

Vasos cónicos graduados

KartellLABWARE

- Fabricadas en polipropileno.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación indeleble, transparentes.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Alto	Ud/Caja	€/Caja
992226	100ml	2ml	118mm	1	**4,40** €
992227	250ml	5ml	164mm	1	**5,80** €
992228	500ml	10ml	183mm	1	**7,10** €
992229	1000ml	20ml	263mm	1	**14,15** €

Vaso de vidrio con asa

- En vidrio borosilicato, con asa y pico.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1570250	250ml	70x95mm	6	**26,00** €
1570400	400ml	80x110mm	6	**29,00** €
1570600	600ml	90x125mm	6	**30,40** €
1571000	1000ml	105x145mm	2	**12,80** €



● **1571000**

Vasos de plástico de polipropileno

- Vasos fabricados en polipropileno, graduados.
- Transparentes según ISO 7056.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
602605	10ml	25x35mm	12	**22,00** €
602606	25ml	31x47mm	12	**22,00** €
602607	50ml	40x60mm	12	**25,00** €
602608	100ml	49x70mm	12	**26,00** €
602610	250ml	68x94mm	6	**19,90** €
602618	600ml	88x122mm	6	**29,50** €
602614	1000ml	102x149mm	6	**41,50** €
602615	2000ml	133x183mm	6	**75,00** €
602616	3000ml	174x214mm	4	**102,00** €
602617	5000ml	185x248mm	4	**134,00** €



Vasos de plástico de polipropileno LAN

- Vasos fabricados en polipropileno, graduados.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
612650	50ml	40x60mm	1	**0,82** €
612651	100ml	49x70mm	1	**1,15** €
612652	250ml	68x94mm	1	**2,00** €
612653	500ml	88x122mm	1	**2,60** €
612654	1000ml	102x149mm	1	**4,23** €
612655	2000ml	133x183mm	1	**6,40** €



● **612654**

Jarras de plástico con asa de polipropileno

- Jarras fabricadas en polipropileno.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Graduación de color en relieve.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
640081	250ml	70x120mm	1	**5,30** €
641081	500ml	91x133mm	1	**5,80** €
642081	1000ml	116x170mm	1	**7,40** €
643081	2000ml	150x215mm	1	**13,90** €
644081	3000ml	170x242mm	1	**21,50** €
645081	5000ml	210x270mm	1	**31,90** €



Jarras de plástico con asa de polipropileno LAN

- Jarras fabricadas en polipropileno, graduados en relieve.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Con pico y asa.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601131	500ml	75x120mm	10	**23,00** €
601132	1000ml	120x135mm	6	**14,00** €
601133	2000ml	145x170mm	6	**26,00** €
601134	3000ml	165x185mm	6	**32,00** €
601135	5000ml	190x235mm	4	**38,00** €



Vasos de PFA

VITLAB
Competence in Labware

- Vasos fabricados en plástico fluorado PFA, graduados.
- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
608031	25ml	32x50mm	1	**35,00** €
608032	50ml	39x59mm	1	**46,00** €
608033	100ml	50x72mm	1	**61,00** €
608034	250ml	67x96mm	1	**104,00** €
608035	500ml	88x122mm	1	**169,00** €
608036	1000ml	109x141mm	1	**274,00** €



Vasos de PTFE con pico

- Resistencia química excepcional.
- Estable desde -200ºC hasta +280ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1580025	25ml	32x47mm	1	**15,00** €
1580050	50ml	43x55mm	1	**18,50** €
1580100	100ml	54x68mm	1	**23,00** €
1580250	250ml	66x97mm	1	**35,00** €
1580600	600ml	90x125mm	1	**62,00** €
1581000	1000ml	100x155mm	1	**110,00** €



Vasos con varilla para toma de muestras en PTFE

- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1580130	100ml	54x600mm	1	**130,00** €
1580270	250ml	66x600mm	1	**155,00** €
1580500	500ml	80x600mm	1	**179,00** €

Frascos con tapa a rosca en PTFE

- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1583060	50ml	43x76mm	1	**49,00** €
1580120	100ml	52x88mm	1	**65,10** €
1583240	250ml	67x115mm	1	**90,00** €
1583480	500ml	80x150mm	1	**130,00** €
1583990	1000ml	100x185mm	1	**199,00** €

