Relojes avisadores

70006 **Reloj avisador digital con alarma** **6,50 €**
70006XL **Reloj avisador digital con alarma C/10Uds.** **50,00 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Pantalla LCD 35x11mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 23h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Cronómetro.
- 1 memoria y 1 alarma.
- Dimensiones: 67x20x52mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70006

70016 **Reloj avisador digital con alarma** **7,95 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99min-59s.
  – Reloj 24 horas.
- 1 memoria y 1 alarma.
- Dimensiones: 80x20x70mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70016

70008 **Reloj avisador digital con alarma, triple T** **18,30 €**
70008XL **Reloj avisador digital con alarma, triple T C/10Uds.** **155,50 €**

- Con imán y soporte mesa.
- Pantalla LCD 40x44mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Contador y cronometro hasta 99 h-59min-59s.
- 3 memoria y 3 alarma.
- Dimensiones: 65x10x86mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70008

70004 **Reloj avisador digital con alarma, 4 T** **15,75 €**
70004XL **Reloj avisador digital con alarma, 4 T C/10Uds.** **134,00 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Pantalla LCD 54x24mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Contador y cronometro hasta 99 h-59min-59s.
- 4 memoria y 4 alarma.
- Dimensiones: 90x14x68mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70004

70001 **Temporizador mecánico 60 minutos** **6,75 €**
70001XL **Temporizador mecánico 60 minutos C/10Uds.** **54,50 €**

- Portátil y de sobremesa.
- Temporizador con cuenta atrás de 60 minutos.
- Alarma al finalizar el ciclo programado.
- Dimensiones: 70x40x40mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 70001